

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-stomatologiczny-dwie-szuflady-p-2076.html>

Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami na kółkach

Cena brutto	1 900,00 zł
Cena netto	1 544,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AS-1310
Kod producenta	AS-1310-PM_-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami na kółkach to mobilny mebel pomocniczy do organizacji akcesoriów, materiałów i drobnego wyposażenia w gabinecie stomatologicznym. Model posiada **2 szuflady** z systemem **cichego domykania**, kompaktową szafkę 450 × 450 × 296 mm oraz pięcioramienną podstawę jezdną.

AS-1310 sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest szybki dostęp do podręcznych materiałów i wygodna segregacja wyposażenia. Podwójne koła o średnicy **55 mm**, w tym **3 koła z blokadą**, ułatwiają ustawienie asystora przy fotelu stomatologicznym lub stanowisku pracy.

Produkt dostępny na zamówienie. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni** i zależy od wybranej konfiguracji kolorystycznej.

Asystor stomatologiczny z dwiema szufladami do gabinetu

Model AS-1310 może pełnić funkcję **asystora stomatologicznego z dwiema szufladami**, mobilnej szafki gabinetowej oraz pomocnika do organizacji pracy przy stanowisku. Dwie szuflady z cichym domykaniem ułatwiają przechowywanie drobnych akcesoriów, materiałów jednorazowych i wyposażenia pomocniczego, a podstawa na kółkach pozwala szybko przestawić asystor w wybrane miejsce.

Najważniejsze cechy

- szafka z 2 szufladami,
- wysokość frontów: 2 x 120 mm,
- szuflady z systemem cichego domykania,
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,
- wypełnienie z obustronnie laminowanej płyty meblowej,
- pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm,
- 3 koła z blokadą,
- możliwość dopasowania kolorystyki do konfiguracji produktu.

Dane techniczne asystora stomatologicznego AS-1310

Nazwa produktu	Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami na kółkach
Model	AS-1310
Typ wyposażenia	mobilny asystor stomatologiczny / szafka stomatologiczna na

	kółkach
Przeznaczenie	gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, pracownia specjalistyczna
Liczba szuflad	2 szuflady
Wysokość frontów szuflad	2 x 120 mm
System domykania	cichy domyk
Wysokość całkowita	800 mm
Wymiary szafki	450 x 450 x 296 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	360 x 330 x 90 mm
Konstrukcja	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złązek ABS
Wypełnienie	plyta meblowa obustronnie laminowana
Podstawa	pięcioramienna podstawa jezdna lakierowana proszkowo
Średnica podstawy	600 mm
Koła	podwójne koła o średnicy 55 mm
Blokady kół	3 koła z blokadą
Opcje kolorystyczne	stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo według palety RAL, płyty laminowane zgodnie z konfiguracją produktu
Numer katalogowy	SM-TMBY-AS-1310
Kod producenta	AS-1310-PM -0000-K4.3
Dostępność	produkt dostępny na zamówienie
Czas realizacji	4-6 tygodni, zależnie od wybranej konfiguracji

Zastosowanie w gabinecie stomatologicznym

Model AS-1310 sprawdzi się tam, gdzie ważna jest szybka organizacja pracy, łatwe przemieszczanie asystora oraz wygodny dostęp do zawartości dwóch szuflad. Kompaktowa wysokość i średnica podstawy pozwalają wygodnie wkomponować go w stanowisko pracy bez nadmiernego zajmowania przestrzeni.

Wykonanie i konfiguracja

Asystor został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu w gabinecie. Aluminiowy stelaż, płyta laminowana oraz podstawa jezdna ułatwiają utrzymanie porządku i wygodne użytkowanie. Cena podstawowa dotyczy wybranych kolorów płyt z I grupy cenowej, natomiast część wariantów kolorystycznych dostępna jest za dopłatą zgodnie z konfiguracją produktu.

Dlaczego ten model odróżnia się od podobnych asystorów?

Ta konfiguracja została oparta na dwóch szufladach i kompaktowej szafce o wymiarach 450 x 450 x 296 mm. To wyraźnie odróżnia model AS-1310 od wariantów z większą liczbą szuflad oraz od innych pomocników gabinetowych o odmiennej budowie i przeznaczeniu.

FAQ

Czy AS-1310 to asystor stomatologiczny z 2 szufladami?

Tak. **Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami** to mobilny mebel pomocniczy przeznaczony do organizacji akcesoriów, materiałów jednorazowych i drobnego wyposażenia w gabinecie stomatologicznym. Podobne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy asystor stomatologiczny AS-1310 ma cichy domyk?

Tak. Model AS-1310 posiada **2 szuflady z systemem cichego domykania**. To praktyczne rozwiązanie w gabinecie stomatologicznym, ponieważ ułatwia wygodne korzystanie z szuflad i ogranicza gwałtowne zamykanie frontów podczas codziennej pracy.

Do czego służy asystor stomatologiczny z 2 szufladami?

Asystor stomatologiczny z 2 szufladami służy do przechowywania podręcznych materiałów, drobnych narzędzi, akcesoriów i wyposażenia pomocniczego przy stanowisku pracy. Sprawdzi się jako mobilna szafka stomatologiczna na kółkach oraz pomocnik gabinetowy ustawiany przy fotelu lub miejscu przygotowania materiałów.

Czym AS-1310 różni się od asystora ALUMED AS-1220?

AS-1310 ma **2 szuflady**, dlatego lepiej sprawdzi się tam, gdzie ważna jest segregacja drobnych akcesoriów w osobnych przestrzeniach. Model AS-1220 ma natomiast **1 szufladę i 1 szafkę**, więc będzie korzystniejszy, gdy potrzebujesz miejsca również na większe elementy wyposażenia. Do porównania zobacz [asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką](#).

Czy lepiej wybrać asystor z 2 szufladami czy z szufladą i szafką?

Jeżeli najważniejszy jest szybki dostęp do drobnych materiałów i ich podział na dwie szuflady, lepszy będzie **asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami**. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej zamykanej przestrzeni na większe akcesoria, warto rozważyć model z szufladą i szafką.

Czym AS-1310 różni się od pomocnika stomatologicznego AS-1510?

AS-1310 posiada **2 szuflady**, dlatego jest bardziej kompaktowy i dobry do podstawowej organizacji wyposażenia. AS-1510 ma **3 szuflady**, więc daje większą możliwość segregacji materiałów i akcesoriów. Jeżeli potrzebujesz większej liczby szuflad, sprawdź [pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#).

Czy warto wybrać AS-1310 zamiast asystora z 4 szufladami?

AS-1310 będzie dobrym wyborem, gdy potrzebny jest kompaktowy **asystor stomatologiczny z 2 szufladami**. Model z 4 szufladami zapewnia większą pojemność i dokładniejszą segregację, ale zajmuje więcej przestrzeni w układzie szuflad. Do porównania zobacz [asystor stomatologiczny AS-1610 z 4 szufladami](#).

Czy AS-1310 może pełnić funkcję mobilnej szafki stomatologicznej?

Tak. Dzięki 2 szufladom, kompaktowej szafce 450 × 450 × 296 mm i podstawie jezdnej model AS-1310 może pełnić funkcję **mobilnej szafki stomatologicznej na kółkach**. To praktyczne rozwiązanie do organizacji akcesoriów i materiałów podręcznych w gabinecie.

Czy asystor AS-1310 jest mobilny?

Tak. Produkt posiada pięcioramienną podstawę jezdną o średnicy **600 mm** oraz podwójne koła o średnicy **55 mm**. **3 koła z blokadą** pomagają ustabilizować asystor w wybranym miejscu pracy. Więcej mobilnych modeli znajdziesz w kategorii [mobilne asystory stomatologiczne i medyczne](#).

Jaką wysokość ma asystor stomatologiczny AS-1310?

Wysokość całkowita asystora stomatologicznego AS-1310 wynosi **800 mm**. To praktyczna wysokość do pracy przy stanowisku stomatologicznym, zabiegowym lub pomocniczym.

Jakie są wymiary szafki w modelu AS-1310?

Szafka w modelu AS-1310 ma wymiary **450 × 450 × 296 mm**. Kompaktowa forma sprawia, że asystor dobrze nadaje się do gabinetów, w których potrzebny jest mobilny mebel z szufladami, ale bez nadmiernego zajmowania miejsca.

Czy AS-1310 nadaje się do gabinetu zabiegowego?

Tak. Choć model jest określony jako asystor stomatologiczny, może być stosowany również jako **mobilny asystor do gabinetu zabiegowego**, pracowni specjalistycznej lub miejsca przygotowania materiałów. Jeżeli szukasz bardziej ogólnego wariantu medycznego z innym układem przechowywania, zobacz [asystor medyczny ALUMED AS-1110 z szafką jednodrzwiową](#).

Czy warto porównać AS-1310 z asystorem ze stali kwasoodpornej?

Tak. AS-1310 jest dobrym wyborem, gdy zależy Ci na mobilnym asystorze stomatologicznym z 2 szufladami i cichym domykiem. Jeżeli priorytetem jest stal kwasoodporna 0H18N9 i większa odporność materiałowa, porównaj go z produktem [asystor medyczny 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#).

Czy można wybrać kolor asystora AS-1310?

Tak. W zależności od dostępnych opcji produktu można dobrać wariant kolorystyczny stelaża i płyt laminowanych. Dzięki temu asystor stomatologiczny AS-1310 można lepiej dopasować do wystroju gabinetu stomatologicznego, zabiegowego lub pracowni.

Czy AS-1310 można traktować jako stolik pomocniczy?

Tak. Ze względu na mobilną podstawę, dwie szuflady i kompaktową konstrukcję model AS-1310 może pełnić funkcję praktycznego stolika pomocniczego do gabinetu. Szerszą grupę podobnych rozwiązań znajdziesz w kategorii [stoliki wielofunkcyjne medyczne](#).

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest wykonywany zgodnie z wybraną konfiguracją. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy zamówieniu warto uwzględnić czas przygotowania asystora oraz wybór wariantu kolorystycznego.

Więcej podobnych modeli znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor płyty laminowanej TMBY: brak , Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące