

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-stomatologiczny-z-czterema-szufladami-p-2078.html>

Asystor stomatologiczny AS-1610 z 4 szufladami

Cena brutto	2 800,00 zł
Cena netto	2 276,42 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AS-1610
Kod producenta	AS-1610-PM_-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor stomatologiczny na kółkach z cichym domykiem i 4 szufladami

Asystor stomatologiczny AS-1610 z 4 szufladami to mobilne wyposażenie gabinetu, zaprojektowane z myślą o wygodnej organizacji narzędzi, materiałów i akcesoriów używanych podczas codziennej pracy. Model ten łączy kompaktową formę z praktycznym układem przechowywania, dzięki czemu dobrze sprawdza się w gabinetach stomatologicznych, w których liczy się łatwy dostęp do wyposażenia oraz sprawne przemieszczanie pomocnika roboczego pomiędzy stanowiskami.

Konstrukcję wykonano ze stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS. Wypełnienie stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana. Cztery szuflady wyposażono w system cichego domykania, co poprawia komfort użytkowania i porządek pracy w gabinecie. Podstawa jest pięcioramienna, lakierowana proszkowo według palety RAL i osadzona na podwójnych kołach o średnicy 55 mm, z czego 3 posiadają blokadę.

Najważniejsze cechy modelu AS-1610

- 4 szuflady z systemem cichego domykania,
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,
- wykończenie stelaża: anodowane lub lakierowane proszkowo wg palety RAL,
- pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo wg palety RAL,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm,
- 3 koła z blokadą dla lepszej stabilizacji w miejscu pracy.

Dane techniczne

Model	AS-1610
Typ	Asystor stomatologiczny z 4 szufladami
Liczba szuflad	4
Wysokość frontów	4 x 120 mm
System szuflad	Cichy domyk
Stelaż	Zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS; anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL
Wypełnienie	Płyta meblowa obustronnie laminowana
Podstawa	Pięcioramienna, lakierowana proszkowo wg palety RAL
Koła	Podwójne, w obudowie z tworzywa sztucznego, Ø 55 mm, w tym 3 z blokadą

Wysokość całkowita	800 mm
Średnica podstawy	600 mm
Wymiary szafki	450 x 450 x 540 mm
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady	360 x 330 x 90 mm (szer. x gł. x wys.)

Wykończenie i konfiguracja

Model AS-1610 jest dostępny w wersji anodowanej lub lakierowanej proszkowo według palety RAL. Cena podstawowa obowiązuje dla kolorów płyt z I grupy cenowej. Wybrane kolory z II grupy cenowej są dostępne za dopłatą 10%. Ostateczną konfigurację kolorystyczną należy dobrać zgodnie z aktualnym próbnikiem widocznym przy produkcji.

Zastosowanie w gabinecie stomatologicznym

Asystor stomatologiczny AS-1610 sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilna szafka z większą liczbą szuflad i dobrą organizacją wyposażenia podręcznego. Cztery szuflady ułatwiają podział materiałów i narzędzi na strefy robocze, a kompaktowe wymiary pozwalają wygodnie ustawić asystor przy stanowisku zabiegowym bez nadmiernego zajmowania przestrzeni.

Co wyróżnia model AS-1610

Wariant AS-1610 został zaprojektowany dla użytkowników, którzy oczekują większej pojemności niż w modelach z 2 lub 3 szufladami, ale nadal chcą zachować mobilność i kompaktowy format mebla. To dobry wybór do gabinetów stomatologicznych, w których liczy się szybki dostęp do większej liczby materiałów bez rezygnacji z poręcznej konstrukcji.

Powiązane produkty i kategorie

Jeśli szukasz mobilnego wyposażenia do organizacji narzędzi i materiałów w gabinecie, sprawdź również [asystory stomatologiczne i medyczne na kółkach](#). W tej kategorii znajdują się modele z różną liczbą szuflad, szafkami, blatami odkładczymi oraz warianty wykonane ze stali kwasoodpornej.

- [Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami na kółkach](#) – dobry wybór do mniejszych gabinetów lub stanowisk, gdzie potrzebny jest kompaktowy asystor stomatologiczny z cichym domykiem.
- [Pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami na kółkach](#) – pośredni wariant między modelem 2-szufladowym a AS-1610, przydatny tam, gdzie potrzebna jest większa pojemność, ale nadal kompaktowa konstrukcja.
- [Asystor stomatologiczny AS-3 z 3 szufladami i szklanym blatem](#) – alternatywa dla osób szukających asystora stomatologicznego z innym układem blatu i szuflad.
- [Asystor stomatologiczny AS-4 z 4 szufladami i regulacją wysokości](#) – model dla gabinetów, które oprócz czterech szuflad potrzebują także regulacji wysokości.
- [Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej z 4 szufladami](#) – wariant ze stali kwasoodpornej dla placówek, które wymagają konstrukcji odpornej na intensywną eksploatację i łatwej do utrzymania w czystości.

FAQ

Czy asystor stomatologiczny AS-1610 ma 4 szuflady?

Tak. Model AS-1610 posiada **4 szuflady**, które ułatwiają uporządkowanie narzędzi, materiałów pomocniczych i akcesoriów używanych podczas pracy w gabinecie stomatologicznym. Taki układ sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest większa pojemność niż w asystorach 2- lub 3-szufladowych.

Czy AS-1610 to asystor stomatologiczny na kółkach?

Tak. Asystor stomatologiczny AS-1610 jest modelem mobilnym na kółkach. Pięcioramienna podstawa z kołami pozwala łatwo przemieszczać mebel przy stanowisku pracy, a **3 koła z blokadą** pomagają ustabilizować asystor w wybranym miejscu.

Czy szuflady w modelu AS-1610 mają cichy domyk?

Tak. Model AS-1610 ma szuflady z **systemem cichego domykania**. To praktyczne rozwiązanie w gabinecie dentystycznym, ponieważ poprawia komfort codziennego użytkowania i ogranicza hałas podczas zamykania szuflad.

Do jakiego gabinetu pasuje asystor stomatologiczny AS-1610?

AS-1610 sprawdzi się przede wszystkim w gabinecie stomatologicznym, dentystycznym, zabiegowym oraz w placówkach, gdzie ważna jest dobra organizacja narzędzi i szybki dostęp do materiałów. Cztery szuflady pozwalają rozdzielić wyposażenie według zastosowania, a mobilna konstrukcja ułatwia ustawienie asystora przy stanowisku pracy.

Czym AS-1610 różni się od asystora AS-1310 z 2 szufladami?

[Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami](#) jest bardziej kompaktowy i sprawdzi się tam, gdzie wystarcza mniejsza przestrzeń do przechowywania. Model AS-1610 ma **4 szuflady**, dlatego będzie lepszym wyborem do gabinetów, które potrzebują większej pojemności i lepszego podziału narzędzi oraz materiałów.

Czym AS-1610 różni się od pomocnika stomatologicznego AS-1510?

[Pomocnik stomatologiczny AS-1510](#) posiada 3 szuflady, natomiast AS-1610 ma 4 szuflady. Jeżeli gabinet potrzebuje dodatkowej przestrzeni do przechowywania i wyraźniejszego podziału wyposażenia, model AS-1610 będzie bardziej pojemnym rozwiązaniem.

Czy warto wybrać asystor AS-1610 zamiast modelu ze stali kwasoodpornej?

AS-1610 ma aluminiowy stelaż i konstrukcję z płytą laminowaną, dlatego dobrze sprawdzi się jako funkcjonalny, mobilny asystor stomatologiczny do codziennej pracy. Jeżeli priorytetem jest stal kwasoodporna, warto porównać go z modelem [asystora stomatologicznego ze stali kwasoodpornej z 4 szufladami](#).

Jakie są najważniejsze cechy asystora stomatologicznego AS-1610?

Najważniejsze cechy modelu AS-1610 to: **4 szuflady**, system cichego domykania, aluminiowy stelaż, podstawa pięcioramienna o średnicy 600 mm, koła o średnicy 55 mm oraz 3 koła z blokadą. To połączenie pojemności, mobilności i stabilności w jednym asystorze stomatologicznym.

Czy AS-1610 nadaje się do małego gabinetu dentystycznego?

Tak, jeżeli w małym gabinecie potrzebna jest większa liczba szuflad, AS-1610 może być dobrym wyborem. Ma kompaktową podstawę jezdną, ale jednocześnie oferuje więcej miejsca na narzędzia i materiały niż modele z 2 lub 3 szufladami.

Gdzie sprawdzić inne asystory stomatologiczne na kółkach?

Inne modele dostępne są w kategorii [asystory stomatologiczne i medyczne na kółkach](#). Warto porównać liczbę szuflad, rodzaj blatu, materiał wykonania, mobilność oraz dostępne warianty konstrukcyjne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary

Kolor płyty laminowanej TMBY: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)