

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-z-blokada-na-narzedzia-medyczne-p-1955.html>

Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-008 z szafką 3-szufladową i wysięgnikiem do kabli i drenów

Cena brutto	5 030,00 zł
Cena netto	4 657,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-1 G-008
Kod producenta	G-02-S(3)P-45-90-ABS3-0000

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-008 to mobilny model z **szafką 3-szufladową**, **półką 450×320 mm** oraz **wysięgnikiem trójprzegubowym do kabli i drenów 16/20/25 mm**. Ten wariant został zaprojektowany do pracy z aparaturą i osprzętem wymagającym uporządkowanego prowadzenia przewodów, wygodnego dostępu do akcesoriów oraz stabilnego przemieszczania stanowiska pomiędzy strefami pracy.

W standardzie model oferuje **2 szyny instrumentalne**, **aluminiową listwę zasilającą**, **3 klipsy do przewodów** oraz konstrukcję umożliwiającą **regulację położenia szafki, półki i szyn bez wykonywania otworów**. To właśnie te cechy odróżniają ten stolik od prostszych modeli z samymi półkami lub bez systemu prowadzenia kabli i drenów.

Najważniejsze dane techniczne

Model	K-1 G-008
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-1 G-008
Kod producenta	G-02-S(3)P-45-90-ABS3-0000
Typ produktu	stolik pod aparaturę medyczną z szafką 3-szufladową
Wymiary stolika	550 × 435 × 900 mm
Wymiary półki	450 × 320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400 × 270 mm
Wymiary szafki	450 × 320 × 413 mm
Fronty szuflad	3 × 130 mm
Wyposażenie standardowe	2 szyny instrumentalne, aluminiowa listwa zasilająca, 3 klipsy do przewodów, wysięgnik trójprzegubowy z głowicą 16/20/25 mm

Konstrukcja	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, szafka stalowa, podstawa stalowa z osłoną ABS
Kółka	Ø75 mm, 2 z blokadą
Kolorystyka	fronty szuflad w wybranym kolorze RAL, możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Co wyróżnia ten model

- **Szafka 3-szufladowa** ułatwia przechowywanie osprzętu i materiałów potrzebnych przy stanowisku aparaturowym.
- **Wysięgnik tróprzegubowy** z trzema elementami podtrzymującymi porządkuje przewody na ramieniu i kończy się głowicą do kabli oraz drenów o średnicach **16 mm, 20 mm i 25 mm**.
- **2 szyny instrumentalne** pozwalają lepiej zorganizować dodatkowe wyposażenie przy stanowisku.
- **Listwa zasilająca aluminiowa i 3 klipsy do przewodów** wzmacniają funkcję aparaturową tego wariantu.
- **Regulacja położenia elementów** odbywa się w kanałach montażowych profilu nośnego, bez konieczności wiercenia otworów.
- **Korpus szafki z materiałem wygłuszającym** ogranicza wibracje i nie chłonie wilgoci.

Wyposażenie standardowe

- 1 x szafka z 3 szufladami 450 x 320 x 413 mm, fronty 3 x 130 mm
- 1 x półka 450 x 320 mm
- 2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami
- 1 x listwa zasilająca aluminiowa
- 3 x klipsy do przewodów
- 1 x wysięgnik tróprzegubowy z trzema elementami podtrzymującymi kable na ramieniu, zakończony głowicą do kabli i drenów 16 mm / 20 mm / 25 mm

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia szafki, półek i szyn instrumentalnych, a także późniejszą rozbudowę stolika o dodatkowe wyposażenie wyłącznie za pomocą elementów złącznych.

Kanały montażowe zostały osłonięte maskownicą, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń. Szafka jest **stalowa, lakierowana proszkowo na biało**, ze **ściętymi narożnikami szuflad**. Fronty mogą być wykonane w wybranym kolorze RAL. Podstawa jest stalowa, lakierowana, z **osłoną z tworzywa ABS** w kolorze białym.

Stolik wyposażono w **kółka Ø75 mm** w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym **2 z blokadą**, co ułatwia bezpieczne przemieszczanie i stabilizację stanowiska podczas pracy.

Zastosowanie

Model K-1 G-008 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie aparatura wymaga jednocześnie mobilności, dostępu do zasilania i uporządkowanego prowadzenia kabli lub drenów. To praktyczne rozwiązanie m.in. do gabinetów zabiegowych, sal procedurowych, pracowni diagnostycznych i stanowisk pomocniczych, w których liczy się ergonomia oraz szybki dostęp do akcesoriów przechowywanych w szufladach.

Jeżeli szukasz innych konfiguracji tej grupy produktowej, sprawdź również [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz całą kategorię [meble medyczne](#).

FAQ

Czy stół ma blokadę kół?

Tak. Model jest wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą.

Do jakich średnic kabli i drenów pasuje głowica wysięgnika?

Głowica jest przystosowana do średnic 16 mm, 20 mm i 25 mm.

Czy można zmieniać położenie szafki, półki i szyn instrumentalnych?

Tak. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację położenia tych elementów bez

wykonywania dodatkowych otworów.

Co znajduje się w standardowym wyposażeniu?

W standardzie są: szafka z 3 szufladami, półka 450 × 320 mm, 2 szyny instrumentalne, aluminiowa listwa zasilająca, 3 klipsy do przewodów oraz wysięgnik trójpřzegubowy z głowicą do kabli i drenów.

Jakie są dokładne wymiary stolika i szafki?

Wymiary stolika wynoszą 550 × 435 × 900 mm, a wymiary szafki 450 × 320 × 413 mm. Wysokość frontów szuflad to 3 × 130 mm.

Czy fronty szuflad mogą być wykonane w innym kolorze?

Tak. Fronty szuflad mogą być malowane na wybrany kolor RAL. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Zgodnie z informacją producenta, wyroby są wytwarzane w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary