

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/balkonik-3-funkcyjny-kroczaco-statyczny-p-2379.html>



Balkonik 3-funkcyjny krocząco-statyczny

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	128,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-B-TGO-JMC-C3222

Opis produktu

Balkonik 3-funkcyjny krocząco-statyczny - stabilne wsparcie i bezpieczeństwo

Balkonik 3-funkcyjny krocząco-statyczny to doskonałe rozwiązanie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia podczas codziennego poruszania się. Ten balkonik dla osób starszych zapewnia nie tylko pewność i bezpieczeństwo, ale także wspiera rehabilitację oraz powrót do samodzielności po urazach lub zabiegach kończyn dolnych. Balkonik dla osoby starszej pomaga utrzymać równowagę, poprawia komfort i minimalizuje ryzyko upadków w domu oraz na zewnątrz.

Wzmocniona aluminiowa rama gwarantuje wytrzymałość i lekkość, a funkcja krocząco-statyczna pozwala na dopasowanie użytkownika do indywidualnych potrzeb. Przednie nóżki mogą być wyposażone w nasadki lub kółka o średnicy 5", co ułatwia manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach. Balkonik dla starszej osoby wyposażony jest także w regulację wysokości nóg (72,5-90 cm), szerokie pole podparcia oraz wygodne, ergonomiczne uchwyty, które zapewniają komfort nawet podczas dłuższego użytkowania.

Chodzik dla osoby starszej można łatwo złożyć, co ułatwia transport i przechowywanie. Tylne nóżki zakończone są antypoślizgowymi nasadkami, zwiększając bezpieczeństwo na różnych typach podłoża. Balkonik dla osoby starszej to doskonały wybór dla osób, które chcą zachować samodzielność, poprawić mobilność i cieszyć się większą niezależnością na co dzień.

Dane techniczne:

- Szerokość całkowita z nasadkami: 55 cm
- Szerokość całkowita z kółkami: 60 cm
- Szerokość wewnętrzna: 46 cm
- Głębokość całkowita z nasadkami: 47 cm
- Głębokość całkowita z kółkami: 51 cm
- Regulacja wysokości: 72,5-90 cm
- Waga: 2,4 kg (nóżki z nasadkami) / 3,1 kg (nóżki z kółkami)
- Maksymalne obciążenie: 136 kg

Wybierz balkonik dla osoby starszej, który łączy wygodę, stabilność i łatwość użytkowania. To niezawodne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i gwarancja większego bezpieczeństwa!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.