

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/balkonik-dla-osoby-starszej-p-3371.html>



## Balkonik dla osoby starszej

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>189,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>175,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SM-B-TGO-JMC-C 3223</b> |

### Opis produktu

### Balkonik dla osoby starszej z hamulcami - niezawodne wsparcie ruchowe ze sklepu medycznego

Bezpieczna mobilność seniora zaczyna się od odpowiedniego sprzętu pomocniczego. Balkonik dla osoby starszej – często nazywany także chodzikiem dla osoby starszej – sprawdza się, gdy utrzymanie równowagi staje się wyzwaniem. W artykule wyjaśniamy, jak wzmocniona aluminiowa konstrukcja, hamulce postojowe i ergonomiczne uchwyty poprawiają komfort życia oraz dlaczego taki sprzęt najlepiej kupić w renomowanym sklepie medycznym.

### Dla kogo przeznaczony jest balkonik?

- osoby o obniżonej sprawności ruchowej, wymagające stabilnego podparcia;
- seniorzy po urazach bądź zabiegach ortopedycznych kończyn dolnych;
- pacjenci z problemami w pionizacji, którzy chcą wrócić do aktywności;
- użytkownicy dbający o profilaktykę upadków i zachowanie niezależności.

### Najważniejsze korzyści

- \* Pewne podparcie i asekuracja  
Szerokie pole podparcia zapobiega utracie równowagi.
- \* Płynne manewrowanie  
Koła o średnicy 5" ułatwiają poruszanie się po mieszkaniu i na zewnątrz.
- \* Bezpieczeństwo  
Hamulce z funkcją blokady postojowej chronią przed niekontrolowanym przesunięciem.
- \* Personalizacja  
Regulowana wysokość (79 - 91 cm) dopasowuje chodzik do wzrostu użytkownika.
- \* Łatwość transportu  
Lekka (3,8 kg), składana rama mieści się w bagażniku i szafie.

---

## Konstrukcja i funkcje, które robią różnicę

- **Wzmocniona rama aluminiowa**, Lekka, a zarazem wytrzymała; udźwig do 136 kg
- **Koła przednie 5"**, Znakomita zwrotność na różnych podłożach
- **Koła lub stopki tylne**, W zestawie dwa warianty – z kołami lub gumowymi nasadkami
- **Hamulce z blokadą**, Pełna kontrola prędkości i zatrzymania
- **Funkcja składania**, Wygodne przechowywanie i transport

## Dane techniczne

- Szerokość całkowita: 59,5 cm
- Głębokość całkowita: 54 cm
- Regulacja wysokości: 79 – 91 cm
- Maksymalne obciążenie: 136 kg
- Waga: 3,8 kg
- Tolerancja pomiaru:  $\pm 0,5 - 1$  cm

## Jak dobrać idealny chodzik dla osoby starszej?

- Zmierzyć wzrost użytkownika – uchwyty powinny znajdować się na wysokości nadgarstków przy wyprostowanych ramionach.
- Ocenić warunki domowe – szerokość drzwi, korytarzy i próg wejściowy.
- Sprawdzić nośność – musi przewyższać wagę użytkownika z zapasem.
- Rozważyć rodzaj kół – gumowe stopki nadają się do statycznych ćwiczeń, koła przyspieszają poruszanie się.

## Dlaczego warto kupić balkonik w sklepie medycznym?

- Gwarancja i serwis – autoryzowany sklep medyczny zapewnia części zamienne i przeglądy.
- Bezpieczeństwo produktu – certyfikaty, atesty i zgodność z normami UE.

## Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy balkonik dla starszej osoby można używać na dworze?

- Tak – koła 5" radzą sobie na równych chodnikach i parkowych alejkach. Na nierównym terenie zaleca się model z większymi kołami.

Jak konserwować hamulce?

- Co kilka tygodni sprawdź linki i klocki, usuń zabrudzenia wilgotną ściereczką, a elementy ruchome spryskaj preparatem smarującym.

Stabilny balkonik dla osoby starszej z hamulcami to nieocenione wsparcie w codziennym życiu seniora, pomagające utrzymać niezależność i bezpieczeństwo. Dzięki lekkiej, składanej konstrukcji, regulowanej wysokości i sprawdzonym hamulcom staje się idealnym rozwiązaniem zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.