

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/balkonik-kroczaczy-i-staly-p-540.html>

Balkonik kroczący i stały



Cena brutto	200,00 zł
Cena netto	185,19 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-PWP- FS 913L

Opis produktu

Balkonik dwufunkcyjny - kroczący i stały wykonany jest ze wzmocnionej, aluminiowej ramy. Wysokość ramy można szybko regulować co pozwala na dostosowanie jej wysokości do wzrostu użytkownika. Jej rama została skonstruowana w taki sposób aby można było ją łatwo składać dzięki czemu balkonik nie sprawia żadnego problemu w trakcie transportu.

Balkonik ten jest niezbędnym sprzętem dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, po przebytych chorobach, kontuzjach lub udarach.

Uchwyty posiadające kształt anatomiczny idealnie dopasowują się do kształtu dłoni dlatego użytkownik nie odczuwa dyskomfortu w trakcie dłuższego przemieszczania się.

Rurki o średnicy 2,5 cm w dolnej części posiadają gumowe nakładki, które chronią przed niekontrolowanym przesunięciem lub poślizgnięciem.

Balkonik jest bardzo lekki - jego waga wynosi tylko 2,4 kg a maksymalne obciążenie to 100 kg.

Cechy balkonika:

- dwufunkcyjny: **kroczący i stały**,
- szybka i łatwa blokada kroczenia,
- długi i bezpieczny zasięg kroczenia,
- rama składana, aluminiowa, wzmocniona,
- wysokość regulowana,
- bezpieczny, stabilny, lekki,
- uchwyty o kształcie anatomicznym,
- spód rurek zabezpieczony gumowymi nakładkami,
- maksimum bezpieczeństwa,
- dzięki możliwości składania jest łatwy do przetransportowania,
- dostępny w kolorze: **srebrnym lub miedzianym**.

Dane techniczne

- Szerokość całkowita: 46 cm
- Szerokość wewnętrzna: 44 cm
- Głębokość całkowita: 47 cm
- Wysokość całkowita: 78 - 96 cm
- Waga: 2,4 kg
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Kolor ramy: miedziany lub srebrny
- +/- 0,5 - 1 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor balkonika: brak , Srebrny , Miedziany