

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/balkonik-kroczacy-skladany-p-539.html>



## Balkonik kroczący składany

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>165,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>152,78 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>SM-TGO-PWP-JMC3211,3212</b> |

### Opis produktu

Balkonik kroczący składany posiada podwójnie wzmocnioną, aluminiową konstrukcję dlatego jest bardzo bezpieczny, stabilny a jednocześnie lekki. Jest on niezbędnym sprzętem dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, po przebytych chorobach, kontuzjach lub udarach.

Aby zapewnić komfort w trakcie użytkowania, producent zaprojektował ramę w taki sposób, aby można było regulować jej wysokość a także bez problemu i szybko złożyć. Uchwyty posiadające kształt anatomiczny idealnie dopasowują się do kształtu dłoni dlatego użytkownik nie odczuwa dyskomfortu w trakcie dłuższego przemieszczania się.


Rurki o średnicy 2,5cm w dolnej części posiadają gumowe nakładki, które chronią przed niekontrolowanym przesunięciem lub poślizgnięciem.

Balkonik jest bardzo lekki - jego waga wynosi zaledwie **2,8 kg** a maksymalne obciążenie to **136 kg**.

### Cechy produktu:

- podwójna wzmocniona aluminiowa rama
- szerokie pole podparcia
- stabilny i długi zakres kroczenia
- miękkie piankowe uchwyty
- regulowana wysokość nóg
- funkcja składania do transportu i przechowywania
- nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowym
- dostępny w kolorze: **srebrnym lub miedzianym**

### DANE TECHNICZNE WÓZKA



**A Szerokość całkowita:** 52 cm  
**B Szerokość wewnętrzna:** 47 cm  
**C Głębokość całkowita:** 48 cm  
**D Regulacja wysokości:** 80-96 cm  
**Waga:** 2,8 kg  
**Maksymalne obciążenie:** 136 kg  
**Kolor ramy:** miedziany, srebrny  
+/- 0,5 -1 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor balkonika:** brak , Srebrny , Miedziany