

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/balkonik-skladany-z-duzymi-kolkami-p-537.html>



Balkonik składany z dużymi kółkami

Cena brutto	194,00 zł
Cena netto	179,63 zł
Cena poprzednia	250,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-B-TGO-3016W5

Opis produktu

Balkonik składany z dużymi kółkami - niezawodny chodzik dla osoby starszej

Starannie zaprojektowany balkonik dla starszej osoby ze schorzeniami kończyn dolnych pozwala bezpiecznie wrócić do aktywności, poprawiając równowagę i minimalizując ryzyko upadku. Dzięki składanej konstrukcji i dużym kółkom model ten łączy wygodę użytkowania z łatwym transportem, co czyni go jedną z najciekawszych propozycji, jakie oferuje dzisiejszy sklep medyczny online.

Dlaczego warto wybrać balkonik dla osoby starszej z dużymi kółkami?

- Większa swoboda ruchu – szerokie pole podparcia i koła Ø 5" zapewniają płynne poruszanie się po mieszkaniu i na zewnątrz.
- Stabilność i bezpieczeństwo – lekka, lecz wytrzymała aluminiowa rama (max 136 kg) oraz gumowe nasadki antypoślizgowe na tylnych nóżkach.
- Indywidualne dopasowanie – regulacja wysokości 81-98 cm pozwala ustawić idealną pozycję uchwytów.
- Mobilność bez wysiłku – konstrukcja składana „na płasko” (zaledwie 3 kg) ułatwia przewożenie w bagażniku lub przechowywanie za szafą.
- Uniwersalne zastosowanie – sprawdzi się zarówno jako chodzik dla osoby starszej, jak i balkonika rehabilitacyjnego w procesie pionizacji dzieci i dorosłych.

Dane Techniczne:

- Szerokość całkowita z nasadkami: 62 cm
- Szerokość wewnętrzna: 44 cm
- Głębokość całkowita: 49 cm
- Regulacja wysokości: 81-98 cm
- Waga: 3 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg
- Kolor ramy: miedziany, satynowy, zielony, niebieski
- Dokładność wymiarów: +/- 0,5 - 1 cm

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

- Ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty zmniejszają nacisk na nadgarstki.
- Szeroka baza wspiera równowagę podczas wstawania z fotela lub łóżka.
- Konstrukcja z anodyzowanego aluminium jest odporna na korozję, co podnosi trwałość sprzętu.

Balkonik składany = wygodny transport i przechowywanie

Po naciśnięciu jednego przycisku rama składa się do płaskiego kształtu (szerokość < 15 cm). Dzięki temu balkonik dla starszej osoby zmieści się w większości bagażników, pod łóżkiem czy w szafie. Niewielka waga 3 kg pozwala przenieść go nawet jednej osobie.

Zamów już dziś

Potrzebny Ci solidny chodzik dla osoby starszej? Kliknij w „Dodaj do koszyka” i zapewnij sobie lub bliskim bezpieczną, niezależną mobilność!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor balkonika: brak , Srebrny , Miedziany