

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/balkonik-statyczny-skladany-p-538.html>



Balkonik statyczny składany

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-PWP-JMC 3201

Opis produktu

Prezentowany balkonik wykonany został z aluminiowej, wzmocnionej ramy, która zapewnia mu stabilność i trwałość. Producent zaprojektował ramę w taki sposób, aby można było łatwo go składać i regulować. Dolna część rurek posiada gumowe nakładki chroniące przed niekontrolowanym przesunięciem lub ześlizgnięciem. Stanowi on niezbędny sprzęt dla osób po przebytych chorobach, kontuzjach lub udarach.


Urządzenie posiada ręczki o kształcie anatomicznym, które idealnie dopasowują się do kształtu dłoni dlatego użytkownik nie odczuwa dyskomfortu w trakcie dłuższego przemieszczania się. Balkonik dostępny jest w kolorze miedzianym lub srebrnym. Jego wysokość regulowana jest między 80-96cm a waga wynosi tylko 2,7kg.

Cechy balkonika:

- aluminiowa, wzmocniona rama,
- składana, regulowana rama,
- gumowe nakładki na rurki,
- ręczki o kształcie anatomicznym,
- **dostępny w kolorze srebrnym lub miedzianym.**

Dane techniczne:

- wysokość regulowana 80-96cm,
- szerokość balkonika 50cm,
- głębokość balkonika 48cm,
- maksymalne obciążenie 136kg,
- waga 2,7kg.



A Szerokość całkowita: 50 cm
B Szerokość wewnętrzną: 45 cm
C Głębokość całkowita: 48 cm
D Regulacja wysokości: 80-96 cm
Waga: 2,7 kg
Maksymalne obciążenie: 136 kg
Kolor ramy: miedziany, srebrny
+/- 0,5 -1 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor balkonika: brak , Srebrny , Miedziany