

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/basen-sanitarny-regal-p-3437.html>

Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+1 półki skośne

Cena brutto	4 409,00 zł
Cena netto	3 584,55 zł
Cena poprzednia	4 665,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WS-03/4
Kod producenta	SM-TMBY-WS

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+1 półki skośne – duży regał sanitarny ze stali 0H18N9

Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+1 półki skośne to duży regał prętowy przeznaczony do uporządkowanego odkładania, ociekania i przechowywania kacek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek oraz pokrywek. Model ma **3 skośne półki prętowe na miski i baseny** oraz **1 osobną półkę na pokrywki**, dlatego sprawdzi się szczególnie w większych brudownikach, łazienkach oddziałowych, zapleczech pielęgnarskich i pomieszczeniach sanitarnych placówek medycznych.

To najmocniejszy wybór dla placówek, które potrzebują więcej miejsca niż w regałach 600 mm i 800 mm. Szerokość **1000 mm** pozwala wygodnie rozłożyć baseny, kaczki, miski i pokrywki, a skośne półki prętowe ułatwiają odkładanie wyposażenia po myciu oraz wspierają ociekanie. Produkt jest przeznaczony do **szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki i oddziałów opiekuńczych**.

Duży regał prętowy 1000 mm do brudownika, szpitala, DPS i ZOL

Ten model został zaprojektowany z myślą o pomieszczeniach, w których wyposażenie sanitarne jest używane często i w większej liczbie. W porównaniu z mniejszymi regałami, wariant 1000 mm daje większą powierzchnię użytkową przy tej samej głębokości 400 mm i wysokości 1800 mm. To praktyczne rozwiązanie do większych brudowników, domów opieki, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz oddziałów szpitalnych.

Produkt należy do kategorii [regaly na kaczki i baseny](#), ale jego główną przewagą jest szerokość **1000 mm**, układ **3+1 półki** oraz **półki prętowe mocowane skośnie**. To model dla placówek, które chcą lepiej uporządkować większą ilość wyrobów sanitarnych w jednym miejscu.

Skośne półki prętowe – wygodne odkładanie i ociekanie wyposażenia sanitarnego

Półki prętowe mocowane skośnie ułatwiają odkładanie basenów, misek i kacek po myciu. Taka konstrukcja pomaga ograniczyć przypadkowe ustawianie wyposażenia sanitarnego na blatach, podłodze, parapetach lub zwykłych półkach magazynowych. Regał może pełnić funkcję organizera, ociekacza i suszarki do wyposażenia używanego przy codziennej opiece nad pacjentami.

Osobna półka na pokrywki pomaga rozdzielić elementy i szybciej odnaleźć potrzebne wyposażenie. Dzięki temu personel ma stałe miejsce na kaczki, baseny, miski i pokrywki, a brudownik lub zaplecze sanitarne jest łatwiejsze do utrzymania w porządku.

3 półki na miski i baseny oraz osobna półka na pokrywki

Układ **3+1** pozwala wygodnie rozdzielić wyposażenie sanitarne. Trzy półki przeznaczone są na miski i baseny, a osobna półka na pokrywki ułatwia utrzymanie przejrzystej organizacji. To szczególnie ważne w większych brudownikach i zapleczach sanitarnych, gdzie personel regularnie korzysta z wielu elementów wyposażenia.

Regał na kaczki i baseny 1000 mm będzie dobrym wyborem tam, gdzie standardowy mały regał przestaje wystarczać. Większa szerokość ułatwia rozplanowanie basenów, misek, kaczek i pokrywek, a prętowa konstrukcja wspiera codzienne odkładanie wyposażenia po myciu.

Stal kwasoodporna 0H18N9 – wykonanie do intensywnego użytkowania

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To ważne w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie wyposażenie ma kontakt z wilgocią, środkami myjącymi i częstą eksploatacją. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej ułatwia utrzymanie regału w czystości i dobrze sprawdza się w środowisku medycznym oraz opiekuńczym.

Przy kompletowaniu zaplecza sanitarnego warto sprawdzić także inne [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), które pomagają uporządkować pracę w szpitalach, DPS, ZOL, hospicjach i domach opieki.

Najważniejsze zalety regału na kaczki i baseny 1000 mm

- szerokość 1000 mm – więcej miejsca niż w modelach 600 mm i 800 mm,
- 3 półki na miski i baseny sanitarne,
- 1 osobna półka na pokrywki,
- półki prętowe mocowane skośnie,
- ułatwia odkładanie, oczekiwanie i przechowywanie wyposażenia sanitarnego,
- wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- przeznaczony do kaczek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek i pokrywek,
- dobry wybór do większego brudownika, szpitala, DPS, ZOL, hospicjum i domu opieki,
- opcjonalnie dostępna wersja na kołach Ø100 mm,
- po zamontowaniu kół wysokość regału wynosi 1915 mm.

Wariant standardowy lub regał na kołach Ø100 mm

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm** i sprawdzi się jako stałe wyposażenie brudownika, łazienki oddziałowej lub pomieszczenia sanitarnego. Opcjonalnie można zamówić **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczony jako K8.6. Wersja na kołach będzie dobrym wyborem tam, gdzie regał trzeba okresowo przesuwac, przestawiać lub łatwiej sprzątać przestrzeń pod wyposażeniem.

Uwaga: wysokość regału na kołach wynosi **1915 mm**. Warto uwzględnić tę wysokość przy planowaniu ustawienia produktu w pomieszczeniu, szczególnie jeśli regał ma stać pod półkami, przy ścianie albo w zapleczu z ograniczoną wysokością.

Model 1000 mm czy 800 mm – który regał wybrać?

Ten model 1000 mm warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje większej powierzchni na baseny, miski, kaczki i pokrywki. Jeżeli pomieszczenie jest mniejsze, można porównać go z modelem [regał na kaczki i baseny 800 mm 3+1 półki skośne](#), który również posiada półki prętowe mocowane skośnie, ale ma mniejszą szerokość.

Jeżeli placówka potrzebuje półek prostych zamiast skośnych, warto sprawdzić model [regał na kaczki i baseny 800 mm 3+1 półki proste](#). Do mniejszych pomieszczeń dostępne są także modele 600 mm: [regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki skośne](#) oraz [regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki proste](#).

Do zastosowań ściennych z haczykami dostępne są także [stojak sanitarny SL/74 na kaczki i baseny](#) oraz [stojak sanitarny SL/84 840 mm na kaczki i baseny](#).

Do szerszego wyposażenia zaplecza sanitarnego można dobrać również [stojaki do misek i pojemników na odpady](#), [regaly magazynowe ze stali kwasoodpornej](#), [wózki medyczne](#) oraz [wózki do przewozu posiłków w szpitalu](#).

Dane techniczne

Rodzaj produktu	regał prętowy na kaczki, baseny, miski i pokrywki
Przeznaczenie	kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski, pokrywki
Liczba półek na miski i baseny	3 półki

Półka na pokrywki	1 półka
Rodzaj półek	półki prętowe mocowane skośnie
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Szerokość	1000 mm
Głębokość	400 mm
Wysokość	1800 mm
Opcja dodatkowo płatna	regał na kołach o średnicy 100 mm, K8.6
Wysokość regału na kołach	1915 mm

Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja stali kwasoodpornej

Regał wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dlatego może być czyszczony i dezynfekowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce medycznej. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody oraz delikatnych detergentów przeznaczonych do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po umyciu powierzchnie należy osuszyć.

Nie należy stosować środków ściernych, agresywnych rozpuszczalników ani preparatów mogących uszkodzić powierzchnię stali. Preparaty dezynfekcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Wykaz przykładowych środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat	Preparat	Preparat	Preparat
ANIOSYME DD1	DESCOCID	Mikrozid AF liquid	Terralin protect do 2%
Aniosyme Synergy	DESPREJ	Mikrozid chusteczki	Mikrozid sensitive liquid
Anioxyde 1000	DESCOSEPT	VIRUSOLVE+ chusteczki	Velox Spray Neutral
ALDEWIR	INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Sani-Cloth Active chusteczki	Velox Foam Extra
CIDEX	PERA SAFE	Steranios 2%	Quatrodes Extra oraz One
DISTEL	Incidin OxyWipe	Surfa Safe	-

Podane preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego, z uwzględnieniem czasu działania, stężenia oraz sposobu aplikacji.

Gdzie sprawdzi się regał na kaczki i baseny 1000 mm?

Regał polecany jest do miejsc, w których baseny, kaczki, miski i pokrywki są używane regularnie, a personel potrzebuje stałego miejsca do ich odkładania po myciu. Sprawdzi się w większych brudownikach szpitalnych, domach opieki, DPS, ZOL, hospicjach, oddziałach opiekuńczych oraz pomieszczeniach sanitarnych placówek medycznych.

To mocny wybór dla placówek, które chcą uporządkować większą ilość wyposażenia sanitarnego i szukają szerokiego regału ze stali kwasoodpornej z półkami prętowymi mocowanymi skośnie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym wyróżnia się ten regał na kaczki i baseny?

Model ma szerokość 1000 mm, 3 półki na miski i baseny oraz 1 półkę na pokrywki. Półki są prętowe i mocowane skośnie, co ułatwia odkładanie oraz ociekanie wyposażenia sanitarnego.

Czym różni się model 1000 mm od modelu 800 mm?

Model 1000 mm zapewnia więcej miejsca na baseny, miski, kaczki i pokrywki niż model 800 mm. Będzie lepszy do większych brudowników i placówek, w których wyposażenie sanitarne jest używane częściej.

Czy regał ma półki proste czy skośne?

Ten model ma półki prętowe mocowane skośnie. Jeżeli potrzebne są półki proste, warto wybrać odpowiedni model z prostym mocowaniem półek.

Czy regał nadaje się do szpitala, DPS lub ZOL?

Tak. Regał jest przeznaczony do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, brudowników i innych pomieszczeń sanitarnych placówek medycznych.

Z jakiego materiału wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

Jakie są wymiary regału?

Wymiary regału wynoszą 1000 x 400 x 1800 mm, czyli 1000 mm szerokości, 400 mm głębokości i 1800 mm wysokości.

Czy regał może być wykonany na kołach?

Tak. Opcjonalnie, za dopłatą, dostępny jest regał na kołach o średnicy 100 mm. Wersja na kołach ma wysokość 1915 mm.

Źródła i aktualność: parametry i procedury zgodne z Instrukcją obsługi producenta ([PDF](#)). Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9 (rodzina PN-EN 10088). Aktualizacja: 22.09.2025.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące