

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/bialy-stolik-laboratoryjny-p-1950.html>



Biały stolik laboratoryjny

Cena brutto	2 332,00 zł
Cena netto	2 159,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-007
Kod producenta	G-02-2P-70-80-ST-9003-K6.3-WUC8.20.L300.80.S T.9003

Opis produktu

Biały stolik laboratoryjny 2xpółka 700x400mm - solidne i funkcjonalne rozwiązanie dla laboratoriów i placówek medycznych. Stolik o wymiarach 790x420x800 mm w standardzie zapewnia wygodną i przestronną powierzchnię roboczą. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd.

Stolik wyposażony w 2 półki z podstawą stalową, lakierowaną proszkowo na biało, które zapewniają dodatkową przestrzeń do przechowywania i organizacji niezbędnych akcesoriów. Błat półki o wymiarach 700x400 mm z pogłębieniem pozwala na bezpieczne trzymanie przedmiotów. Powierzchnia użytkowa półki o wymiarach 650x350 mm to odpowiednia przestrzeń do pracy z próbkami i sprzętem laboratoryjnym.

Unikalny stelaż z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach pozwala na regulację wysokości położenia blatów, umożliwiając dostosowanie stolika do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo, stolik został zaprojektowany tak, aby można było w przyszłości rozbudować go o dodatkowe wyposażenie, korzystając jedynie z elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Stolik został starannie wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co gwarantuje najwyższą jakość i zgodność z normami branżowymi. Dostępny w kolorze białym, co nadaje mu nowoczesny i profesjonalny wygląd.

Nie tylko funkcjonalny, ale także ekonomiczny - stolik laboratoryjny sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Dzięki swojej wszechstronności, trwałości i estetycznemu wykonaniu, biały stolik laboratoryjny z dwiema półkami 700x400mm to niezbędne wyposażenie każdej placówki medycznej czy laboratorium, które cenią sobie wysoką jakość i funkcjonalność.

Biały stolik laboratoryjny, dane techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 790x420x800 mm,
- wymiary półki: 700x400 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 650x350 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Standardowo stoliki są w kolorze białym.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

