

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/bialy-stolik-pod-aparature-medyczna-p-1944.html>



Stolik pod aparaturę medyczną G-001 - 1 półka i 1 szuflada

Cena brutto	2 367,00 zł
Cena netto	2 191,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-G-001
Kod producenta	G-02-PS(1)-45-80-ST-900 3-K6.3

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną G-001 to model z 1 półką 450x320 mm i 1 szufladą, przeznaczony do organizacji aparatury oraz akcesoriów medycznych w gabinetach diagnostycznych, zabiegowych, rehabilitacyjnych i na oddziałach szpitalnych. Konstrukcja została oparta na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, a profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwia regulację wysokości położenia blatu i szuflady oraz rozbudowę stolika w przyszłości bez konieczności wykonywania otworów.

Najważniejsze cechy stolika

- 1 półka stalowa o wymiarach 450x320 mm, lakierowana proszkowo na biało,
- 1 szuflada stalowa o wymiarach 450x320x155 mm,
- blat z pogłębieniem, który pomaga ograniczyć przesuwanie akcesoriów,
- regulacja wysokości położenia blatu i szuflady,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- możliwość rozbudowy stolika za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów,
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- standardowy kolor biały.

Wykonanie

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Półka, szuflada i podstawa są stalowe i również lakierowane proszkowo na biało. Taka konstrukcja łączy trwałość elementów roboczych z wygodą codziennego użytkowania i ułatwia utrzymanie stolika w czystości.

Jakość produkcji

Wyroby producenta powstają w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. To ważna informacja dla placówek medycznych i gabinetów, które zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność wyposażenia, ale również na standard organizacji produkcji.

Zastosowanie

Model G-001 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko pod aparaturę medyczną i akcesoria pomocnicze. Półka oraz szuflada ułatwiają uporządkowanie wyposażenia, a mobilna podstawa z kołami pozwala łatwo przestawić stół w obrębie stanowiska pracy.

Dane techniczne

Numer katalogowy	G-001
Kod producenta	G-02-PS(1)-45-80-ST-9003-K6.3
Konfiguracja	1 półka 450x320 mm, 1 szuflada
Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego	530x400x800 mm
Wymiary półki	450x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400x270 mm
Wymiary szuflady	450x320x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x280x105 mm
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Półka, szuflada i podstawa	stal lakierowana proszkowo na biało
Błat	z pogłębieniem
Koła	średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Kolor standardowy	biały

Co wyróżnia ten model

Najważniejszym wyróżnikiem modelu G-001 jest połączenie kompaktowej konfiguracji 1 półka + 1 szuflada z możliwością regulacji wysokości i przyszłej rozbudowy. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi pozwala dopasować układ stolika do potrzeb stanowiska bez ingerencji w konstrukcję.

FAQ

Czy stół ma regulację wysokości?

Tak. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi umożliwia regulację wysokości położenia blatu i szuflady.

Czy blat ogranicza przesuwanie akcesoriów?

Tak. Blat został wykonany z pogłębieniem, co pomaga utrzymać aparaturę i drobne akcesoria w stabilniejszym położeniu.

Jakie koła zastosowano w tym modelu?

Stół wyposażono w koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym 2 koła z blokadą.

Z czego wykonano konstrukcję stołu?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, natomiast półka, szuflada i podstawa są stalowe i również lakierowane proszkowo na biało.

Czy ten model można rozbudować o dodatkowe wyposażenie?

Tak. Konstrukcja umożliwia rozbudowę stołu w przyszłości za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stoliki zabiegowe](#)
- [Asystory medyczne i stomatologiczne](#)