

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/blat-roboczy-do-gabinetu-laryngologicznego-p-2641.html>



Lada robocza jednostanowiskowa LR-60

Cena brutto	1 650,00 zł
Cena netto	1 341,46 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-LR-60

Opis produktu

Lada robocza jednostanowiskowa LR-60 do gabinetu laryngologicznego

Lada robocza jednostanowiskowa LR-60 to kompaktowy mebel medyczny przeznaczony do codziennej pracy w gabinecie laryngologicznym oraz innych placówkach ochrony zdrowia. Model o wymiarach **600x580x860 mm** pełni funkcję wygodnego stanowiska roboczego i pomocniczego blatu, który można ustawić nawet w mniejszych pomieszczeniach.

To rozwiązanie dla placówek, które nie szukają klasycznego biurka, ale trwałej, estetycznej i łatwej do utrzymania w czystości **lady roboczej z blatem HPL**. Dzięki kompaktowej formie model LR-60 dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się ergonomia pracy, szybki dostęp do podręcznych akcesoriów i odporność powierzchni na intensywne użytkowanie.

Zastosowanie

Lada robocza LR-60 znajduje zastosowanie przede wszystkim w **gabinetach laryngologicznych**, ale może być wykorzystywana także w gabinetach pediatrycznych, aptekach, sanepidzie, gabinetach chirurgicznych oraz innych placówkach medycznych. To praktyczny wybór wszędzie tam, gdzie potrzebny jest kompaktowy **blat roboczy medyczny** z możliwością dopasowania kolorystyki.

Najważniejsze cechy produktu

- lada robocza jednostanowiskowa serii LR / ALUMED,
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor według palety RAL,
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,
- blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm,
- laminat HPL odporny na promieniowanie UV oraz dezynfekcję,
- listwa przyścienna poprawiająca funkcjonalność codziennej pracy,
- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania.

Jakość produkcji

Produkt wytwarzany jest w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. To ważna informacja dla placówek, które zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność mebla, ale również na standard organizacji produkcji i powtarzalność wykonania.

Dane techniczne

Model	LR-60
Typ produktu	lada robocza jednostanowiskowa
Szerokość	600 mm
Głębokość korpusu	580 mm
Głębokość blatu	600 mm
Wysokość	860 mm
Blat	plyta postforming 38 mm laminowana HPL
Odporność blatu	promieniowanie UV, dezynfekcja
Stelaż	zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Wykończenie stelaża	anodowane lub lakierowane proszkowo wg RAL
Nóżki	100 mm, z możliwością poziomowania

Kolorystyka i warianty

Cena podstawowa dotyczy wybranych kolorów płyt z I grupy cenowej. Wybrane dekory z II grupy cenowej objęte są dopłatą 10%. Możliwość wyboru kolorystyki płyt oraz stelaża według palety RAL pozwala dopasować mebel do aranżacji i standardu wizualnego gabinetu.

Dlaczego ten model warto opisać jako ladę roboczą LR-60?

Model LR-60 jest kompaktową **ladą roboczą jednostanowiskową**, a nie klasycznym biurkiem gabinetowym. Taki sposób nazewnictwa lepiej oddaje funkcję produktu: niewielkie stanowisko robocze z trwałym blatem HPL, listwą przyścienną i konstrukcją dostosowaną do intensywnego użytkowania w placówkach medycznych.

Powiązane wyposażenie gabinetu

- [Stoły robocze](#) – inne meble robocze do gabinetów i placówek medycznych.
- [Stanowiska laryngologiczne](#) – wyposażenie uzupełniające do gabinetu ENT.
- [Szafki lekarskie](#) – praktyczne uzupełnienie strefy roboczej.
- [Biurka lekarskie](#) – alternatywa, jeśli potrzebne jest pełnowymiarowe stanowisko pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy LR-60 to biurko lekarskie?

Nie. LR-60 to **lada robocza jednostanowiskowa**, czyli kompaktowy mebel roboczy do ustawienia przy ścianie. Sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest trwały blat roboczy, ale nie klasyczne biurko z szufladami.

Jakie są wymiary lady roboczej LR-60?

Wymiary całkowite modelu LR-60 wynoszą **600x580x860 mm**. Głębokość korpusu to 580 mm, a głębokość blatu 600 mm.

Czy blat jest odporny na dezynfekcję?

Tak. Blat wykonano z płyty typu postforming o grubości 38 mm, laminowanej **wysokociśnieniowym laminatem HPL**, odpornym na promieniowanie UV oraz środki do dezynfekcji.

Czy można dobrać kolor płyt i stelaża?

Tak. Produkt umożliwia wybór kolorystyki płyt oraz koloru stelaża według palety RAL, co ułatwia dopasowanie lady do wnętrza gabinetu.

Czy cena obejmuje wszystkie kolory płyt?

Nie. Cena podstawowa obowiązuje dla kolorów płyt z I grupy cenowej. Wybrane kolory z II grupy cenowej są objęte dopłatą 10%.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Blaty kolorystyka TMBY: Biel alpejska , Portland , Wapień crema , Platyna , Czarny beton

Kolor płyty laminowanej TMBY: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035