

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/blat-roboczy-do-sanepidu-p-2625.html>



Blat roboczy do sanepidu

Cena brutto	6 400,00 zł
Cena netto	5 925,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-01-S(3L)-100-70-80-W
Kod producenta	PAK-01-A-100-70-80-S-100-N-W

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach **gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatoriach, laboratoriach, blokach operacyjnych, gabinetach weterynaryjnych, stomatologicznych lub kuchniach**. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest w **całości ze stali kwasoodpornej** co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. Stół na stopkach z możliwością poziomowania.

Wyposażenie:

- 1xszafka z 3szufladami 400x500x413mm
- regał: 3xkosz 575x280x135mm
- 1xblat prosty
- 2xszyna instrumentalna 25x10 mm

Cechy produktu:

- na stopkach
- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny

Dane techniczne:

- szerokość: 1000 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość: 800 mm
- wymiary szafki: 400x500x413 mm
- wysokość całkowita: 1900 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.