

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/bloczek-rehabilitacyjny-z-lozyskiem-p-961.html>



## Bloczek do linek rehabilitacyjnych UGUL/PUR – tuleja ślizgowa, niski opór

Cena brutto **30,00 zł**

Cena netto **27,78 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-BL**

### Opis produktu

#### Bloczek do linek rehabilitacyjnych UGUL/PUR – tuleja ślizgowa, niski opór

**Bloczek do linek rehabilitacyjnych** to element osprzętu do kabin **UGUL** i **PUR**, odpowiadający za **płynne prowadzenie linki** oraz stabilną zmianę kierunku siły w trakcie ćwiczeń. Zastosowana **tuleja ślizgowa (łożysko ślizgowe)** zapewnia równą pracę i **niski opór**, co poprawia komfort wykonywania ćwiczeń biernych i czynnych w gabinecie fizjoterapii.

#### Najważniejsze korzyści:

- płynna praca i mniejszy opór prowadzenia linki
- stabilizacja ruchu podczas ćwiczeń biernych i czynnych
- **obrotowy hak 360°** – linka nie skręca się i łatwiej ustawić tor ćwiczeń
- trwała konstrukcja do intensywnego użytkowania w gabinetach
- kompatybilność z typowym osprzętem kabin UGUL/PUR

#### Do czego służy bloczek w kabinie UGUL/PUR?

Bloczek prowadzi linkę w taki sposób, aby ćwiczący mógł wykonywać ruch w kontrolowanym torze. Jest wykorzystywany m.in. w rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, treningu funkcjonalnym oraz w ćwiczeniach z odciążeniem (zgodnie z planem terapii ustalonym przez fizjoterapeutę).

#### Obrotowy hak 360° – po co?

**Hak obrotowy 360°** ułatwia szybkie ustawienie osprzętu względem kierunku pracy linki, ogranicza skręcanie i zacinać linki w trakcie powtórzeń oraz pomaga utrzymać płynność ruchu. To praktyczne rozwiązanie szczególnie przy ćwiczeniach wykonywanych pod różnymi kątami i przy częstej zmianie konfiguracji stanowiska.

#### Dlaczego tuleja ślizgowa ma znaczenie?

Tuleja ślizgowa (łożysko ślizgowe) zapewnia równą, stabilną pracę przy powtarzalnych ruchach i różnych obciążeniach. W praktyce oznacza to **mniej „szarpania” linki**, większą przewidywalność ruchu oraz lepszy komfort pacjenta podczas ćwiczeń prowadzonych w kabinie.

---

## Zastosowanie

- ćwiczenia bierne i czynne w kabinach UGUL oraz PUR
- rehabilitacja po urazach i zabiegach (zgodnie z protokołem terapii)
- praca z linkami rehabilitacyjnymi i obciążeniem
- ćwiczenia odciążające i wspomagane w kinezyterapii

## Materiały i konstrukcja

Elementy stalowe odpowiadają za wytrzymałość i odporność na intensywne użytkowanie, a krążek z tworzywa pomaga uzyskać płynną pracę. Duże kółko ułatwia prowadzenie linki i sprzyja stabilnemu ruchowi podczas ćwiczeń.

### Wymiary:

wysokość: ok. 115mm

średnica kółka: ok. 59mm

do zastosowań z linką max fi 8mm

## Parametry (skrót)

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>Typ łożyskowania</b> | tuleja ślizgowa (łożysko ślizgowe)       |
| <b>Hak</b>              | obrotowy 360°                            |
| <b>Zastosowanie</b>     | kabiny UGUL / PUR, linki rehabilitacyjne |
| <b>Numer katalogowy</b> | SM-BL                                    |
| <b>Waga</b>             | 0,2 kg                                   |

Błoczek do linek rehabilitacyjnych UGUL/PUR z tuleją ślizgową i **obrotowym hakiem 360°** zapewnia płynne prowadzenie linki oraz stabilną zmianę kierunku siły podczas ćwiczeń biernych i czynnych.

## Uzupełnij zestaw - polecane powiązane produkty

Jeśli kompletujesz stanowisko do kinezyterapii, dobierz także obciążenia i osprzęt do kabiny:

- [Ciężarek do rehabilitacji w UGUL 2.5 kg](#)
- [Ciężarek do PUR 4 kg](#)
- [Osprzęt standardowy do rehabilitacji w UGUL](#)
- [Zobacz wszystkie elementy osprzętu UGUL \(kategoria\)](#)