

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/bloczek-rehabilitacyjny-z-kozyskiem-p-961.html>



Bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem

Cena brutto **30,00 zł**

Cena netto **27,78 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-BL**

Opis produktu

Bloczek rehabilitacyjny z łożyskiem to innowacyjne narzędzie stworzone z myślą o intensywnej rehabilitacji w Uniwersalnych Gabinetach Usprawniania Leczniczego - UGUL. Jego solidna konstrukcja oparta na wysokiej jakości materiałach gwarantuje nie tylko skuteczność terapii, ale także długotrwałe użytkowanie.

Bloczek został precyzyjnie zaprojektowany, aby umożliwić pracę pod różnym obciążeniem, co jest kluczowe podczas intensywnej rehabilitacji pacjenta. Jego płynna praca nie tylko wpływa pozytywnie na komfort wykonywanych ćwiczeń, ale także eliminuje dodatkowe obciążenia, co jest istotne dla skuteczności terapeutycznej.

Wysoka żywotność bloczka wynika z zastosowania dwóch rodzajów materiałów. Stal hartowana, użyta do produkcji uchwyty, haka i śruby, zapewnia trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Z kolei tworzywo sztuczne, z którego wykonany jest krążek, dodaje lekkości konstrukcji, wpływając jednocześnie pozytywnie na płynność ruchów.

Duże kółko bloczka nie tylko ułatwia obsługę, ale także przekłada się na mniejszą liczbę obrotów na osi bloczka. To z kolei wpływa na niski opór samego bloczka do linek, co ma istotne znaczenie dla efektywności terapii.

Bloczek rehabilitacyjny spełnia surowe normy i uzyskał pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania w procesie rehabilitacji.

Podsumowując, główne zalety bloczka do kabin typu UGUL obejmują płynną pracę, wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, możliwość pracy pod różnym obciążeniem, stabilizację wykonywanych ćwiczeń, wysoką żywotność oraz integrację z wyposażeniem osprzętu do kabin typu UGUL. Jego precyzyjne wymiary sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie, gotowe sprostać różnorodnym potrzebom w procesie rehabilitacji.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.