

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/but-marszowy-p-1066.html>



But marszowy

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-E BM-C 609

Opis produktu

But marszowy składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest szyna w kształcie buta wykonana z wytrzymałego i lekkiego PCV. Drugą częścią jest miękki materiał piankowy **obszuty tkaniną CoolMAX** stanowiący wewnętrzną wyściółkę. Tkanina ta doskonale przepuszcza powietrze a jednocześnie odprowadza wilgoć oraz ciepło, co zwiększa znacznie komfort noszenia buta marszowego.

Orteza wyposażona została w **system pasów obwodowych**, który ma na celu indywidualne dopasowanie siły stabilizacji. Ponadto but ten posiada profilowaną podeszwę z materiałem antypoślizgowym. Dzięki temu jest nie tylko wygodny, ale także bezpieczny.

Produkt ten zalicza się do wyrobów medycznych stosowanych w celu ustabilizowania stopy i podudzia w położeniu pośrednim w stanach pourazowych w obrębie stawów skokowych.

Produkowany jest w trzech rozmiarach **od S do L**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na wielkość jego stopy.

Wysokość buta to ok. 17" tj. ok. 43 cm.

Rozmiar buta :

S - 35 - 39

M - 40 - 44

L - 44 - 46

Cechy buta:

- składa się z dwóch części: szyny w kształcie buta z PCV i miękkiego materiału stanowiącego wyściółkę
- wyściółka przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć
- pasy obwodowe do regulacji obwodu
- profilowana podeszwa z materiałem antypoślizgowym
- wysokość 17" (ok. 43 cm)
- dostępny w 3 rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

But marszowy zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych
- złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawów skokowych
- naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa
- w czasie leczenia pooperacyjnego
- jako alternatywa unieruchomienia gipsowego

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: L - 44 - 46 , M - 40 - 44 , S - 35 - 39