

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 12:27

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/chwytak-do-rotora-p-2887.html>

Chwytek do rotora



Cena brutto **77,00 zł**

Cena netto **71,30 zł**

Dostępność



Numer katalogowy

SM-FX-CH

Opis produktu

Chwytek/rękawica do rotora.

Chwytek używany jest przez pacjentów, którzy sami nie potrafią utrzymać dłoni zaciśniętej na rączce rotora. Rękawicę można stosować **do rotorów rehabilitacyjnych w kabinach UGUL lub do rotorów wolnostojących.**

Standardowo chwytek został wykonany ze skórzanego paska zapinanego wokół nadgarstka. Rękawica posiada dwa skórzane paski mocujące z regulacją. Produkt został wyposażony w otwory po obu stronach rękawicy, dzięki czemu umożliwia wysunięcie kciuka w celu poprawy wygody ćwiczeń.

Wymiary rękawicy rehabilitacyjnej:

- długość 25cm (pomiar bez pasków)
- długość całkowita pasków mocujących 25cm (zakres regulacji 10cm)
- szerokość 14cm

Rękawica jest sprzedawana w rozmiarze uniwersalnym. Produkt może być stosowany na prawą lub lewą rękę - otwory na kciuk znajdują się po obu stronach rękawicy, cena dotyczy 1 sztuki.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**