

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ciezarek-do-pur-4-kg-p-121.html>



Ciężarek do UGUL i PUR 4 kg – miękki obciążnik rehabilitacyjny

Cena brutto **98,00 zł**

Cena netto **90,74 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC-23**

Opis produktu

Obciążenie robocze: 4 kg, numer katalogowy: KC-23. Ciężarek ma poszycie ze skóry naturalnej i jest wypełniony śrutem, co zapewnia zwarte ułożenie obciążenia i dobrą „pracę” w zawieszeniu. Półkole stalowe ocynkowane galwanicznie umożliwia szybkie podpinanie – na esik (hak S) lub karabińczyk – w zależności od konfiguracji osprzętu.

Ciężarek miękki 4 kg do UGUL i PUR (KC-23)

Ciężarek miękki (obciążnik śrutowy) to element osprzętu do ćwiczeń w zawieszeniu, który zapewnia **powtarzalny opór** w terapii ruchowej – wygodnie w codziennej pracy gabinetowej i bez zbędnych przestojów przy przepinaniu stanowiska.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Kompatybilność:** [kabiny UGUL](#) i [kabiny PUR](#).
- **Obciążenie nominalne:** 4 kg (kolejny krok progresji ćwiczeń z oporem).
- **Numer katalogowy (MPN):** KC-23.
- **Materiał:** skóra naturalna, wypełnienie śrutem.
- **Zawieszenie:** półkole stalowe ocynkowane galwanicznie – zaczeпись o hak typu S („esik”) lub karabińczyk.

Miękki ciężarek rehabilitacyjny 4 kg to praktyczny wybór do pracy z oporem w systemach UGUL/PUR, szczególnie gdy celem jest wzmocnienie, poprawa kontroli ruchu lub stabilizacji przy zachowaniu komfortu użytkowania. Dzięki śrutowemu wypełnieniu ciężarek zachowuje się przewidywalnie w zawieszeniu, co ułatwia prowadzenie terapii.

Zastosowanie w terapii i treningu

- ćwiczenia w zawieszeniu: odciążanie / wspomaganie ruchu w kończynie górnej i dolnej,
- kinezyterapia z oporem: wzmacnianie oraz reedukacja mięśniowa,
- terapia funkcjonalna: kontrola zakresu ruchu i praca nad stabilizacją,
- rehabilitacja w gabinecie i na oddziałach: szybkie przygotowanie stanowiska do ćwiczeń.

Co wyróżnia ten ciężarek (ważne przy wyborze do UGUL/PUR)

- **Skóra naturalna + śrutowe wypełnienie** – trwała konstrukcja i stabilne ułożenie obciążenia podczas pracy w zawieszeniu.
- **Półkole stalowe ocynkowane galwanicznie** – odporność na intensywne użytkowanie i wygodne podpinanie.
- **Uniwersalne zaczepienie** – pasuje do konfiguracji z **esikiem (hakiem S)** lub **karabińczykiem**.

- **Miękka forma** – większy komfort pracy i mniejsze ryzyko przypadkowych uszkodzeń wyposażenia gabinetu.

Trwałość i bezpieczeństwo – skóra oraz półkole mają znaczenie

W codziennej pracy liczy się nie tylko „ile waży”, ale też **jak zachowuje się w zawieszeniu** oraz jak znosi częste przepinanie. **Skóra naturalna** wspiera odporność na przetarcia, a **półkole stalowe ocynkowane galwanicznie** pomaga utrzymać powtarzalność i wygodę podpinania nawet przy intensywnym użytkowaniu. To przekłada się na stabilniejsze prowadzenie ćwiczeń i sprawniejszą organizację stanowiska.

Dane techniczne

Masa obciążnika	4 kg
Numer katalogowy (MPN)	KC-23
Kompatybilność	UGUL / PUR – ćwiczenia w zawieszeniu i z oporem
Materiał poszycia	skóra naturalna
Wypełnienie	śrut
Element zawieszenia	półkole stalowe ocynkowane galwanicznie (zaczep: esik / karabińczyk)
Konstrukcja	miękki ciężarek śrutowy z półkolem do zawieszenia
Wymiary	wysokość (z półkolem) ok. 23 cm, średnica ok. 11 cm

Jak dobrać obciążenie 4 kg?

4 kg wybiera się najczęściej jako **wyższy etap progresji** – gdy pacjent poprawnie i stabilnie wykonuje ćwiczenia na niższym obciążeniu, a celem jest dalsze wzmocnienie lub zwiększenie kontroli ruchu bez pogorszenia jakości wykonania. Jeśli kompletujesz zestaw, zobacz też warianty: [3 kg](#), [2,5 kg](#) oraz [2 kg](#).

Gdzie pasuje w sklepie

Ten produkt jest częścią kategorii [Kabiny UGUL – Osprzęt](#). Jeśli kompletujesz stanowisko do ćwiczeń w zawieszeniu, sprawdź też akcesoria do UGUL i PUR – łatwiej dobierzesz osprzęt pod konkretną terapię oraz konfigurację podwieszkań.