

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ciezarek-do-rehabilitacji-w-ugul-25-kg-p-119.html>



Ciężarek do UGUL i PUR 2,5 kg – miękki obciążnik rehabilitacyjny

Cena brutto **62,00 zł**

Cena netto **57,41 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC-21**

Opis produktu

Miękki ciężarek 2,5 kg do UGUL i PUR (KC-21)

Ciężarek do UGUL i PUR o wadze **2,5 kg** (KC-21) to praktyczny element osprzętu do kinezyterapii i ćwiczeń rehabilitacyjnych z oporem oraz w odciążeniu. Miękka forma lepiej układa się podczas pracy z pacjentem, a **skórzana osłona i wypełnienie śrutem** wspierają trwałość w codziennym użytkowaniu.

Najważniejsze korzyści

- **2,5 kg** – wygodny krok do progresji obciążenia w terapii ruchowej.
- **Miękka konstrukcja** – komfortowa praca w ćwiczeniach w podwieszeniu.
- **Skóra + śrut** – solidne wykonanie i stabilne zachowanie ciężarka.
- **Półkole** – stabilne podpięcie w układach ćwiczeń UGUL/PUR.

Zastosowanie

Ciężarki/obciążniki tego typu są używane w kabinach UGUL oraz PUR jako element dozowania oporu w ćwiczeniach kończyn i tułowia (dobór obciążenia warto ustalić z fizjoterapeutą).

Dane techniczne

Waga	2,5 kg
Numer katalogowy	KC-21
Przeznaczenie	Kabiny UGUL / PUR (osprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych)
Materiał zewnętrzny	Skóra
Wypełnienie	Śrut
Wymiary	wysokość (z półkolem) ok. 21 cm, średnica ok. 9,5 cm

Dobierz odpowiednią wagę (warianty)

Jeśli kompletujesz cały zestaw obciążeń do kabiny UGUL/PUR, zobacz też inne wagi: [0,5 kg](#), [1 kg](#), [1,5 kg](#), [2 kg](#), [3 kg](#), [4 kg](#).

Kompletowanie osprzętu do ćwiczeń

Do zestawu często dobiera się również: [linę KC-02 960 mm](#), [linę do rehabilitacji L-700](#) oraz akcesoria stabilizujące (np. pasy/kamaszki – zależnie od ćwiczeń).