

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ciezarek-do-rehabilitacji-w-ugul-25-kg-p-119.html>



Ciężarek do rehabilitacji w UGUL 2.5 kg

Cena brutto **62,00 zł**

Cena netto **57,41 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC-21**

Opis produktu

Ciężarek do rehabilitacji w UGUL o wadze 2.5 kg to niezastąpiony sprzęt, który wyróżnia się innowacyjnym podejściem do produkcji. Wykorzystując zaawansowane technologie, ten ciężarek został zaprojektowany specjalnie do ćwiczeń i rehabilitacji w kabinach UGUL lub PUR, oferując pacjentom nie tylko skuteczne ćwiczenia, ale także maksymalne bezpieczeństwo.

Co wyróżnia nasz produkt? Po pierwsze, ciężarek jest wypełniony śrutem, co sprawia, że jest nie tylko solidny, ale również elastyczny, dostosowujący się do różnych ruchów i intensywności ćwiczeń. Jednak to nie wszystko – zastosowanie skóry jako materiału wykonawczego sprawia, że ciężarek jest nie tylko estetyczny, ale również trwały, odznaczając się wysoką odpornością na ścieranie.

Naszym kluczowym innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie zgrzewanego półkola w procesie produkcji ciężarka. To właśnie to półkole jest łączone w jedną integralną całość, co nie tylko zwiększa obciążenie ciężarka, ale także eliminuje potencjalne przerwy między końcówkami. W przeciwieństwie do niektórych konkurencyjnych firm, które unikają tego zaawansowanego procesu zgrzewania ze względu na oszczędności, nasze podejście przekłada się na znacznie wyższą jakość finalnego produktu.

Brak zgrzewania elementów, takich jak trójkąt czy półkole, w innych produktach może prowadzić do przerw i przecierania materiału podczas ćwiczeń pacjenta. To z kolei wpływa na trwałość i żywotność ciężarka. Nasz zgrzewany półkole eliminuje ten problem, gwarantując nie tylko wyższe obciążenie, ale również długotrwałą trwałość. Dla naszej firmy kluczowe jest nie tylko dostarczanie efektywnych narzędzi do rehabilitacji, ale także zapewnianie klientom bezpieczeństwa i satysfakcji na długie lata.

UWAGA!!! W przypadku zamówienia pojedynczych sztuk wyposażenia kabiny UGUL towar może nieznacznie odbiegać wyglądem, np. kolorem, od tego przedstawionego na zdjęciu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

