

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ciezarek-miekki-3kg-p-120.html>



Ciężarek do UGUL i PUR 3 kg – miękki obciążnik rehabilitacyjny

Cena brutto **74,00 zł**

Cena netto **68,52 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC-22**

Opis produktu

Obciążenie robocze: 3 kg, numer katalogowy: KC-22. Ciężarek ma poszycie ze skóry naturalnej i jest wypełniony śrutem, co zapewnia zwarte ułożenie obciążenia i dobrą „pracę” w zawieszeniu. Półkole stalowe ocynkowane galwanicznie umożliwia szybkie podpinanie – na esik (hak S) lub karabińczyk – w zależności od konfiguracji osprzętu.

Ciężarek miękki 3 kg do UGUL i PUR (KC-22)

Ciężarek miękki (obciążnik śrutowy) to element osprzętu do ćwiczeń w zawieszeniu, który dostarcza **powtarzalny opór** w terapii ruchowej – bezpiecznie i wygodnie w codziennej pracy gabinetowej.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Kompatybilność:** [kabiny UGUL](#) i [kabiny PUR](#).
- **Obciążenie nominalne:** 3 kg (progresja ćwiczeń z oporem).
- **Numer katalogowy (MPN):** KC-22.
- **Materiał:** skóra naturalna, wypełnienie śrutem.
- **Zawieszenie:** półkole stalowe **ocynkowane galwanicznie** – zaczepisz o **hak typu S („esik”)** lub **karabińczyk**.

Miękki ciężarek rehabilitacyjny 3 kg to praktyczny wybór do ćwiczeń w zawieszeniu i pracy z oporem w systemach UGUL/PUR. Sprawdza się w kinezyterapii, gdy potrzebujesz stabilnego, przewidywalnego obciążenia oraz szybkiej zmiany ustawień na stanowisku.

Zastosowanie w terapii i treningu

- ćwiczenia w zawieszeniu: odciążanie / wspomaganie ruchu w kończynie górnej i dolnej,
- kinezyterapia z oporem: wzmacnianie oraz reedukacja mięśniowa,
- terapia funkcjonalna: kontrola zakresu ruchu i praca nad stabilizacją,
- rehabilitacja w gabinecie i na oddziałach: szybkie przygotowanie stanowiska do ćwiczeń.

Co wyróżnia ten ciężarek (ważne przy wyborze do UGUL/PUR)

- **Skóra naturalna + śrutowe wypełnienie** – trwała konstrukcja i stabilne ułożenie obciążenia podczas pracy w zawieszeniu.
- **Półkole stalowe ocynkowane galwanicznie** – odporność na intensywne użytkowanie i wygodne podpinanie.
- **Uniwersalne zaczepienie** – pasuje do konfiguracji z **esikiem (hakiem S)** lub **karabińczykiem**.

- **Miękka forma** – większy komfort pracy i mniejsze ryzyko przypadkowych uszkodzeń wyposażenia gabinetu.

Trwałość i bezpieczeństwo – skóra oraz półkole mają znaczenie

W codziennej pracy liczy się nie tylko „ile waży”, ale też **jak zachowuje się w zawieszeniu** oraz jak znosi częste przepinanie. **Skóra naturalna** podnosi odporność na przetarcia, a **półkole stalowe ocynkowane galwanicznie** pomaga zachować powtarzalność pracy elementu zawieszenia. Dzięki temu łatwiej utrzymać sprawne, przewidywalne użytkowanie przy intensywnych sesjach terapeutycznych.

Dane techniczne

Obciążenie nominalne	3 kg
Numer katalogowy (MPN)	KC-22
Kompatybilność	UGUL / PUR – ćwiczenia w zawieszeniu i z oporem
Materiał poszycia	skóra naturalna
Wypełnienie	śrut
Element zawieszenia	półkole stalowe ocynkowane galwanicznie (zaczep: esik / karabińczyk)
Konstrukcja	miękki ciężarek śrutowy z półkolem do zawieszenia
Wymiary	wysokość (z półkolem) ok. 21,5 cm, średnica ok. 10 cm

Jak dobrać obciążenie 3 kg?

3 kg wybiera się najczęściej jako **kolejny krok progresji**, gdy pacjent stabilnie wykonuje ćwiczenia na niższym obciążeniu, a celem jest zwiększenie siły lub kontroli ruchu bez utraty jakości wykonania. Jeśli kompletujesz zestaw, zobacz też warianty: [2 kg](#), [2,5 kg](#) oraz [4 kg](#).

Gdzie pasuje w sklepie

Ten produkt jest częścią kategorii [Kabiny UGUL – Osprzęt](#). Jeśli kompletujesz stanowisko do ćwiczeń w zawieszeniu, sprawdź też akcesoria do UGUL i PUR – łatwiej dobierzesz osprzęt pod konkretną terapię.