

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/cisnieniomierz-medyczny-zegarowy-p-2896.html>

Ciśnieniomierz medyczny zegarowy



Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	125,00 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-T-MED-TM-HCz

Opis produktu

Ciśnieniomierz medyczny zegarowy w kolorze czarnym.

Ciśnieniomierz TM-H w kolorze czarnym, to aparat diagnostyczny który jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia systolicznego i diagnostycznego w wielu jednostkach medycznych. Osoby przeszkolone mogą go również używać w domu. TM-H jest różnie dobry jak wcześniejszy model czyli sphygmomanometr rtęciowy. Dzięki nowej konstrukcji nie powoduje żadnych szkód dla ciała człowieka - wysoki profil bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

- Profesjonalny zegarowy aparat
- Do pomiaru ciśnienia krwi
- Model o dużych gabarytach
- Duża czytelna tarcza o wymiarach 100x100 mm
- Mocowany na ścianie biurku lub ruchomym statywie
- Zakres pomiarowy: 0-300mmHg
- Długi, spiralny przewód
- Koszyk na mankiet
- Mankiet na ramię od 22 do 33 cm obwodu
- 2 lata gwarancji

Skład zestawu:

- Ciśnieniomierz
- Mankiet
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.