

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/cisnieniomierz-na-nadgarstek-p-2890.html>

Ciśnieniomierz na nadgarstek



Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	82,41 zł
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-T-MED-TMA-200B

Opis produktu

Elektroniczny ciśnieniomierz nadgarstkowy

Nadgarstkowy ciśnieniomierz elektroniczny TMA-200 (B), doskonale nadaje się do wykonywania codziennych pomiarów. Jest to całkowicie zautomatyzowany aparat do pomiaru ciśnienia krwi i tętna zakładany na nadgarstek. Posiada duży wyświetlacz co ułatwia odczyt ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna po zakończeniu każdego pomiaru. Poziom ciśnienia powietrza w mankiecie jest programowany automatycznie, zgodnie z indywidualnym ciśnieniem skurczowym (systolicznym) pacjenta. Ponadto wbudowana pamięć umożliwia przechowywanie maksymalnie 60 ostatnich wyników pomiarów co jest bardzo wygodne dla użytkownika, który chce regularnie kontrolować i obserwować swoje ciśnienie.

Ciśnieniomierz TMA-200 (B) - jest mały, zgrabny dlatego nadaje się do stosowania w domu jak i w podróży. Pomiary ciśnienia wykonywane tym aparatem są równorzędne z pomiarami wykonywanymi przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia z użyciem tradycyjnego mankieta i stetoskopu metodą osłuchową. Pod warunkiem dokonywania pomiaru w odpowiedniej pozycji ciała i ręki. Ciśnieniomierz TMA-200 (B) jest chroniony programem gwarancyjnym obejmującym wady produkcyjne. Funkcja automatycznego wyłączania zmniejsza zużycie baterii.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy TMA-200 (B)

- Najwyższa dokładność, wiarygodność, wygoda pomiaru
- Technologia pomiaru podczas pompowania mankieta
- Bardzo duży, nowy, niebieski wyświetlacz LCD
- Technologia DPDA gwarantująca najdokładniejszy pomiar
- Eleganckie i wytrzymałe etui

Dane techniczne:

- Pamięć: 60
- Mankiet: 13,5-19,5 cm
- Zasilanie: 2 baterie AAA
- Technologia: WMI (pomiar podczas pompowania)

Specyfikacja

- Szybki i bardzo dokładny pomiar
- Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na nadgarstku za pomocą jednego przycisku
- Eleganckie i wytrzymałe etui
- Wykrywa objawy arytmii serca (IHB)
- Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi wg klasyfikacji WHO

-
- Nowy, niebieski, duży wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki. Gwarantujący odczyt wyników w każdych warunkach
 - Obwód nadgarstka 13,5 cm - 19.5 cm
 - Pamięć: 60 ostatnich wyników
 - Funkcja wykrywania ruchu ciała która pozwala eliminować niewłaściwe pomiary
 - Technologia DPDA gwarantująca najdokładniejszy pomiar
 - Technologia G3MWI gwarantuje szybszy i wygodniejszy pomiar (ucisk ograniczony do minimum)
 - Zakres pomiarowy ciśnienia: 30 - 280 mmHg
 - Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę
 - Funkcja daty i godziny
 - Dokładność: +/- 3 mmHg Puls +/- 5%
 - Zasilanie: 2 baterie "AAA" 1,5V
 - Wymiary: 68mm x 75mm x 31mm
 - Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie
 - Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, CE
 - Wyrób medyczny

Skład zestawu

- Ciśnieniomierz z mankietem nadgarstkowym
- Etui
- 2 baterie "AAA"
- Gwarancja 24 miesiące
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.