

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-te8300b-p-3279.html>

Ciśnieniomierz nadgarstkowy TE8300B



Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM-TGO-YE8300B

Opis produktu

Ten ciśnieniomierz nadgarstkowy nadaje się do mierzenia ciśnienia krwi u osób powyżej 12 roku życia.

Kontrola ciśnienia krwi jest istotnym elementem monitorowania swojego stanu zdrowia. Wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo rozwinienia się takich chorób jak miażdżyca, udar niedokrwieny mózgu czy zawał mięśnia sercowego. Wszystkie te przypadłości mają bezpośredni związek z poziomem ciśnienia tętniczego stąd kluczowe jest posiadanie w domu przyrządu, który umożliwi jego regularny pomiar.

Warto wybrać właśnie ten model ciśnieniomierza ponieważ jest on niewielki i bardzo łatwy w przechowywaniu. Zasilany jest na baterie, co czyni go wygodnym w użyciu. Jest także łatwy w obsłudze, co ma kluczowe znaczenie dla chęci jego regularnego użytkowania.

To urządzenie nadaje się dla osób starszych ponieważ posiada duży i wyraźny wyświetlacz LCD dzięki czemu z łatwością można odczytać wynik pomiaru.

Bardzo przydatną funkcją, którą posiada ten model ciśnieniomierza jest zapis ostatnich 99 pomiarów, a także podawanie wartości średniej z 3 ostatnich pomiarów. Pomaga to śledzić na bieżąco poziom ciśnienia.

Ten ciśnieniomierz nadgarstkowy wykorzystuje pomiar oscylacyjny, a zakres mierzonego ciśnienia to **0-300 mmHg**; **przy czym dla** ciśnienia rozkurczowego to: **40-210mmHg**, a dla ciśnienia skurczowego: **60-260mmHg**. Ciśnieniomierz mierzy też oczywiście tętno.

Produkt zasilany jest na 2 baterie AAA. Można go używać dla nadgarstków o obwodzie od 13,5 cm do 19,5 cm.

Urządzenie jest bardzo lekkie, bo waży tylko 99 g oraz ma niewielkie rozmiary: 9x6x2,5 cm.

Najważniejsze cechy ciśnieniomierza YE8300B:

- ciśnieniomierz nadgarstkowy
- dla osób powyżej 12 roku życia
- duży i czytelny wyświetlacz LCD
- automatyczne zapisywanie ostatnich 99 pomiarów
- obliczanie średniej z ostatnich 3 pomiarów

Dane techniczne:

Wyświetlacz: **LCD**

Metoda pomiaru: **pomiar oscylacyjny**
Zakres pomiaru: ciśnienie: **0-300 mmHg**
(ciśnienie rozkurczowe: **40-210mmHg**, ciśnienie skurczowe: **60-260mmHg**)
Ciśnienie: **±3 mmHg (±0,4 kPa)**
Tętno: **w przedziale ±5% wartości odczytu**
Klasyfikacja: **IP: IP22**
Zasilanie: **2x1,5V (baterie AAA)**
Obwód nadgarstka: **13,5cm-19,5 cm**
Waga: **99g (bez baterii)**
Wymiary: **89x62x23mm**