

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/cisnieniomierz-naramienny-z-pamiecia-az-74-pomiarow-p-2427.html>



Ciśnieniomierz naramienny z pamięcią aż 74 pomiarów

Cena brutto	96,00 zł
Cena netto	88,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM-TGO-YE-660B

Opis produktu

Ciśnieniomierz naramienny z pamięcią aż 74 pomiarów - Twój niezawodny towarzysz w trosce o zdrowie serca!

Twoje zdrowie jest nieocenione, dlatego warto zadbać o jego stan regularnie i dokładnie. Ciśnieniomierz naramienny YUWELL to sprzęt, który umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia krwi u osób w wieku powyżej 1 roku życia, zapewniając przy tym wyjątkową wygodę i niezawodność.

Warto zrozumieć, że ciśnienie krwi jest jednym z kluczowych wskaźników naszego zdrowia. To właśnie ono regulowane jest przez skomplikowany mechanizm nerwowy i chemiczno-hormonalny. Nasz organizm potrafi dostosowywać się do zmian ciśnienia, reagując na różne sytuacje. Skurcze mięśni gładkich naczyń krwionośnych wpływają na średnicę naczyń i, w efekcie, na zmianę ciśnienia krwi. Dlatego tak ważne jest monitorowanie tych parametrów.

Ciśnieniomierz YUWELL wyróżnia się doskonałą jakością wykonania, co przekłada się na jego niezawodność i precyzję pomiaru. Duży, czytelny wyświetlacz daty i godziny pozwala śledzić wyniki pomiarów w wygodny sposób, a pamięć na 74 ostatnich pomiarów umożliwia analizę trendów i monitorowanie zmian ciśnienia krwi w czasie.

Dodatkowo, ten nowoczesny ciśnieniomierz oferuje możliwość wyświetlania średniej wartości z 3 pomiarów, co zwiększa jego dokładność. Wyposażony w wyświetlacz LCD, prezentuje wyniki w czytelny sposób, bez zbędnych komplikacji.

Dzięki całkowicie automatycznemu trybowi pomiaru, korzystanie z tego urządzenia jest niezwykle proste. Dodatkowo, jego duży obwód mankietu sprawia, że pasuje na ramię o obwodzie maksymalnym aż 45 cm, co zwiększa komfort użytkowania.

Nie zapominajmy o roli, jaką odgrywa pomiar ciśnienia krwi w profilaktyce zdrowia. Nadwaga i brak aktywności ruchowej mogą przyspieszać problemy z układem krążenia. Nadciśnienie to poważne zagrożenie, które może prowadzić do stwardnienia tętnic (miażdżycy), a także zwiększa ryzyko udaru niedokrwionego mózgu czy zawału serca. Dlatego regularne pomiary ciśnienia krwi są kluczowe, a Ciśnieniomierz YUWELL stanie się Twoim niezastąpionym sprzymierzeńcem w dbaniu o zdrowie.

Nie ryzykuj - wybierz Ciśnieniomierz YUWELL z pamięcią aż 74 pomiarów i zyskaj pewność, że kontrolujesz stan swojego zdrowia. Ten sprzęt medyczny jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych i sprzedawany ze stawką 8% VAT. To inwestycja w Twoje zdrowie i spokojny sen!

Ciśnieniomierz naramienny z pamięcią aż 74 pomiarów, cechy:

-
- Precyzyjny pomiar: Doskonała jakość wykonania gwarantuje niezawodność i dokładność pomiarów ciśnienia krwi.
 - Duży i czytelny wyświetlacz: Wyposażony w wyświetlacz daty i godziny, umożliwia wygodne śledzenie wyników pomiarów.
 - Pamięć 74 pomiarów: Zapewnia możliwość monitorowania zmian ciśnienia krwi i analizę trendów w czasie.
 - Wyświetlacz LCD: Prezentuje wyniki pomiarów w czytelny sposób, bez zbędnych komplikacji.
 - Średnia wartość z 3 pomiarów: Zwiększa dokładność pomiaru, umożliwiając bardziej wiarygodne wyniki.
 - Nowoczesna stylistyka: Estetyczny design, który będzie dobrze komponować się w każdej przestrzeni.
 - Całkowicie automatyczny tryb pomiaru: Prostota obsługi, idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych.
 - Duży obwód mankietu: Pasuje na rękę o obwodzie maksymalnym aż 45 cm, co zwiększa komfort użytkowania.
 - Wpisanie do rejestru wyrobów medycznych: Dla pewności co do jakości i standardów.
 - Sprzedaż ze stawką 8% VAT: Wybierając ten produkt, inwestujesz w swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 - Powyższe cechy podkreślają, że Ciśnieniomierz YUWELL to nie tylko urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi, ale także niezawodny partner w dbaniu o zdrowie serca i profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych.

Ciśnieniomierz naramienny z pamięcią aż 74 pomiarów, dane techniczne:

- Wyświetlacz LCD
- Metoda pomiarów pomiar oscylacyjny
- Ciśnienie: 0-280mmHg +/- 3mmHg
- Pomiar tętna 40-200u./min +/-5%
- Sposób działania przerywany
- Klasyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego Typ BF
- Czujnik ciśnienia półprzewodnikowy
- Zasilanie prąd stały, 4xbateria AA
- Pamięć do 74 pomiarów
- Wymiary 120 x 100 x 69mm
- Waga 0,25kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.