

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/cisnieniomierz-wykrywajacy-arytmie-p-2423.html>

Ciśnieniomierz wykrywający arytmie



Cena brutto	171,00 zł
Cena netto	158,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-YE-690A

Opis produktu

Pomiar Ciśnienia Jest Teraz Bardziej Precyzyjny Niż Kiedykolwiek Dzięki Ciśnieniomierzowi YUWELL

Poszukujesz zaawansowanego i niezawodnego ciśnieniomierza, który zapewni dokładne pomiary ciśnienia krwi oraz poziomu pulsu? Poznaj Ciśnieniomierz, który wyznacza nowy standard w dziedzinie monitorowania zdrowia serca i układu krążenia.

Dokładność Pomiaru na Ramieniu

Ciśnieniomierz YUWELL to nowoczesne urządzenie pomiarowe, które zapewnia bardzo dokładne wyniki. Dzięki technologii pomiaru oscylacyjnego, możesz być pewien, że odczyty ciśnienia skurczowego i rozkurczowego są precyzyjne w zakresie od 60 do 280 mmHg, z dokładnością wynoszącą tylko +/- 3 mmHg. Pomiar tętna jest równie dokładny, w zakresie od 40 do 200 uderzeń na minutę, z dokładnością wynoszącą tylko +/- 5%.

Monitorowanie Arytmii - Twój Właściciel Serca

Co czyni Ciśnieniomierz YUWELL jeszcze bardziej wyjątkowym? To urządzenie nie tylko mierzy ciśnienie krwi, ale także wykrywa arytmie serca. Dzięki wbudowanemu alarmowi arytmii, będziesz miał pewność, że jesteś na bieżąco z kondycją swojego serca, co może być kluczowe dla Twojego zdrowia.

Wygodne Korzystanie dla Dwóch Użytkowników

Ciśnieniomierz YUWELL to nie tylko precyzja, to także wygoda. Urządzenie posiada pamięć dla dwóch niezależnych użytkowników, pozwalając na przechowywanie aż do 74 wyników pomiarów dla każdego z nich. To doskonałe rozwiązanie dla par lub rodzin, które chcą monitorować swoje zdrowie serca w sposób wygodny i efektywny.

Wyświetlacz LCD i Nowoczesny Design

Wyświetlacz LCD o dużych wymiarach gwarantuje czytelność wyników nawet w słabych warunkach oświetleniowych, co sprawia, że korzystanie z tego urządzenia jest łatwe i wygodne. Dodatkowo, nowoczesna stylistyka ciśnieniomierza YUWELL nadaje mu elegancki wygląd, który będzie pasował do każdej przestrzeni.

Całkowicie Automatyczny Tryb Pomiaru

Nie martw się o skomplikowane procedury pomiarowe. Ciśnieniomierz YUWELL działa w całkowicie automatycznym trybie, co oznacza, że jednym naciśnięciem przycisku uzyskasz dokładne wyniki pomiarów.

Niezawodność i Bezpieczeństwo

Ciśnieniomierz YUWELL to nie tylko precyzja i wygoda, ale także niezawodność i bezpieczeństwo. Posiada on klasyfikację bezpieczeństwa elektrycznego Typu BF, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zasilany jest prądem stałym z 4 baterii AA, co sprawia, że możesz go używać praktycznie wszędzie.

Ciśnieniomierz wykrywający arytmie to niezastąpione narzędzie dla tych, którzy dbają o zdrowie swojego serca i układu krążenia. Dzięki jego doskonałej jakości wykonania, precyzji pomiarów, funkcji monitorowania arytmii oraz wygodzie użytkowania, możesz mieć pewność, że kontrola nad Twoim zdrowiem jest w zasięgu ręki. Wybierz Ciśnieniomierz YUWELL i dbaj o swoje serce w najwyższym stylu.

Ciśnieniomierz wykrywający arytmie, cechy:

- **Precyzyjny Pomiar:** Dokładność pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wynosząca ± 3 mmHg oraz pomiaru tętna $\pm 5\%$.
- **Wykrywanie Arytmii:** Możliwość wykrywania nierówności pracy serca (arytmii) dzięki wbudowanemu alarmowi arytmii.
- **Pamięć na Wyniki:** Przechowywanie aż do 74 wyników pomiarów dla dwóch niezależnych użytkowników.
- **Duży Wyświetlacz LCD:** Czytelny wyświetlacz LCD o dużych wymiarach zapewniający łatwe odczytywanie wyników.
- **Automatyczny Tryb Pomiaru:** Całkowicie automatyczny tryb pomiaru, co sprawia, że korzystanie z urządzenia jest proste i wygodne.
- **Stylowy Design:** Nowoczesna stylistyka i elegancki wygląd.
- **Bezpieczeństwo i Niezawodność:** Klasyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego Typu BF oraz zasilanie prądem stałym z 4 baterii AA.
- **Mobilność:** Kompaktowe wymiary (133 x 100 x 83mm) i niska waga (0,35kg) umożliwiają używanie urządzenia praktycznie wszędzie.
- **Dla Dwóch Użytkowników:** Możliwość monitorowania zdrowia dwóch osób niezależnie.

Te cechy wyróżniają Ciśnieniomierz YUWELL jako zaawansowane i niezawodne narzędzie do monitorowania zdrowia serca i układu krążenia.

Ciśnieniomierz wykrywający arytmie, dane techniczne:

- Wyświetlacz: LCD
- Metoda pomiarów: pomiar oscylacyjny
- Zakres pomiarów:
- Ciśnienie skurczowe: 60-280mmHg ± 3 mmHg
- Ciśnienie rozkurczowe: 10-130mmHg ± 3 mmHg
- Pomiar tętna: 40-200u./min $\pm 5\%$
- Sposób działania: przerywany
- Klasyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego: Typ BF
- Zasilanie: prąd stały, 4x bateria AA
- Pamięć: do 74 pomiarów
- Wymiary: 133 x 100 x 83mm
- Waga: 0,35kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.