

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/cisnieniomierz-z-funkcja-mowy-p-2893.html>



Ciśnieniomierz z funkcją mowy

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Opis produktu

Ciśnieniomierz z funkcją mowy

Ciśnieniomierz z funkcją mowy TMA-VOICE 2 jest nowoczesnym, w pełni automatycznym, cyfrowym urządzeniem o zaawansowanej technologii.

Po założeniu mankietu, a następnie włączenie przycisku następuje pomiar ciśnienia krwi oraz tętna i wyświetlany jest wynik na wyświetlaczu cyfrowym.

TMA-VOICE 2 wykrywa również objawy arytmii. Po kilkakrotnym powtórzeniu się tego objawu i wyświetleniu na panelu LCD znaku „,” należy zgłosić się do lekarza. Wyniki te powinny być interpretowane przez lekarza lub wykwalifikowanego pracownika medycznego znającego historię choroby pacjenta.

Regularne wykonywanie pomiarów i zapisywanie wyników pozwala lekarzowi ocenić tendencje zmian ciśnienia krwi pacjenta w dłuższym przedziale czasu.

Testy kliniczne potwierdziły jego zgodność z wysokimi wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG oraz norm europejskich EN60601-1-2 dot. Kompatybilności elektromagnetycznej, EN60601-1 dot. Bezpieczeństwa, oraz EN1060-1, EN1060-3 w zakresie działania ciśnieniomierzy elektrycznych.

Dane techniczne:

- Wykrywanie objawów arytmii
- Wykrywanie ruchu
- Funkcja wyciągania średniej z wyników 3 ostatnich pomiarów
- Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO
- Szybki i cichy pomiar ciśnienia krwi i tętna
- Pamięć 2 x 60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru
- Łatwy odczyt wyników widocznych na dużym wyświetlaczu LCD
- Aparat podaje informacje głosowe (ważne dla osób niewidomych lub słabo widzących), ułatwia stosowanie dla każdego.
- Całkowicie automatyczny, pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku
- Funkcja głosowego podawania wyników
- Regulacja poziomu głośności (3 poziomy regulacji)
- Duży wyświetlacz cyfrowy
- Standardowy mankiety na ramię od 23 cm do 33 cm obwodu
- Zakres pomiarowy: 0 - 300 mmHg
- Funkcja daty i godziny

-
- Wskaźnik poziomu ciśnienia wg. WHO
 - Dokładność pomiaru: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5%
 - Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5 V lub zasilacz USB (w zestawie)
 - Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie
 - Wymiary: 105 mm x 140 mm x 65 mm
 - Waga bez baterii: 300 g
 - Gwarancja: 36 miesięcy

W skład zestawu wchodzi:

- Ciśnieniomierz TMA-VOICE 2
 - Mankiet 23-33 cm
 - Etui
 - 4 baterie "AA"
 - Zasilacz USB
 - Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Dzienniczek pomiarowy
-
- Pamięć: 2 x 60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru
 - Mankiet: 23-33 cm
 - Zasilacz w zestawie: tak
 - Funkcja mowy: tak

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.