

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/dlugi-stabilizator-stawu-kolanowego-otwarty-p-1045.html>



## Długi stabilizator stawu kolanowego - otwarty

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | 177,00 zł          |
| Cena netto       | 163,89 zł          |
| Dostępność       | W magazynie        |
| Czas wysyłki     | 1-3 dni            |
| Numer katalogowy | SM-TGO-C SK-OD 508 |

### Opis produktu

Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami otwarty **wykonany jest z elastycznego materiału**, który jednocześnie przepuszcza powietrze a także odprowadza wilgoć dla pełnego komfortu użytkowania. Wersja otwarta stabilizatora oznacza, że górna i dolna jego część zapinane są i regulowane za pomocą rzepów. Dzięki temu stabilizator jest łatwy do zakładania, co zwłaszcza przydatne jest dla osób starszych oraz nie w pełni sprawnych.

W stabilizatorze zastosowano **lekkie, oboczne, policentryczne szyny stabilizujące**, co pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Stabilizator zawiera w komplecie klipy blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz w wyproście. Zastosowano **dodatkowe pasy obwodowe**, co zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Stabilizator ten wpływa na utrzymywanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania. Stabilizator kolana posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego, co zwiększa komfort użytkowania. Długa wersja stabilizatora szczególnie polecana jest dla osób wysokich a także dla tych, którzy potrzebują wyjątkowo silnej stabilizacji.

Produkowany jest w pięciu rozmiarach **od S do XXXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

| ROZMIAR | OBWÓD RZEPKI | REGULACJA KĄTA |                             |
|---------|--------------|----------------|-----------------------------|
| S       | 34-36 cm     | ZGIĘCIE        | 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° |
| M       | 36-38 cm     | WYPROST        | 0°, 20°, 30°, 40°           |
| L       | 38-41 cm     | DŁUGOŚĆ        | 45 cm                       |
| XL      | 41-44 cm     |                |                             |
| XXL     | 44-47 cm     |                |                             |
| XXXL    | 47-50 cm     |                |                             |

---

#### **Cechy długiego stabilizatora stawu kolanowego otwartego:**

- wykonany z elastycznego materiału przepuszczającego powietrze i odprowadzającego wilgoć
- dolna i górna część zapinane i regulowane przy pomocy rzepów
- łatwe zakładanie
- lekkie, oboczne, policentryczne szyny stabilizujące
- kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście
- pasy obwodowe - anatomiczny kształt zapewnia idealne przyleganie
- wyprofilowany w okolicy dołu podkolanowego
- polecany osobom wyższym oraz wymagającym dodatkowej stabilizacji
- dostępny w pięciu rozmiarach

**Gwarancja producenta na 12 miesięcy.**

#### **Długi stabilizator stawu kolanowego zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:**

- naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł
- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa
- przeciążenia stawu
- w leczeniu zachowawczym
- po unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar ortezy kolana:** L - 38 - 41 cm , M - 36 - 38 cm , S - 34 - 36 cm , XL - 41 - 44 cm , XXL - 44 - 47 cm , XXXL - 47 - 50 cm