

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/dlugi-stabilizator-stawu-kolanowego-zamkniety-p-1033.html>



Długi stabilizator stawu kolanowego - zamknięty

Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C SK-ZD 506

Opis produktu

Produkt z kategorii: stabilizatory stawu kolanowego

Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami **wykonany jest z elastycznego materiału**, który jednocześnie przepuszcza powietrze a także odprowadza wilgoć dla pełnego komfortu użytkowania. Stabilizator posiada otwór na rzepkę z piankowym pierścieniem. Pierścień ten pozycjonuje ortezę oraz odciąża rzepkę.

W stabilizatorze zastosowano **lekkie, oboczne, policentryczne szyny stabilizujące**, co pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Stabilizator zawiera w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz w wyproście. Zastosowano **dodatkowe pasy obwodowe**, co zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Stabilizator ten wpływa na utrzymywanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania. Stabilizator kolana posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego, co zwiększa komfort użytkowania. Długa wersja stabilizatora szczególnie polecana jest dla osób wysokich a także dla tych, którzy potrzebują wyjątkowo silnej stabilizacji.

Produkowany jest w pięciu rozmiarach **od S do XXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

Rozmiar stabilizatora (obwód rzepki)

S - 34 - 36 cm

M - 36 - 38 cm

L - 38 - 41 cm

XL - 41 - 44 cm

span style="font-size: 5pt;">>XXL - 44 - 47 cm

Cechy długiego stabilizatora stawu kolanowego:

- wykonany z elastycznego materiału przepuszczającego powietrze i odprowadzającego wilgoć
- zaopatrzony w otwór na rzepkę z piankowym pierścieniem
- pierścień pozycjonuje stabilizator i odciąża rzepkę
- lekkie, oboczne, policentryczne szyny stabilizujące
- kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście
- pasy obwodowe - anatomiczny kształt zapewnia idealne przyleganie
- wyprofilowany w okolicy dołu podkolanowego

-
- polecany osobom wyższym oraz wymagającym dodatkowej stabilizacji
 - dostępny w pięciu rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Długi stabilizator stawu kolanowego zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł
- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa
- przeciążenia stawu
- w leczeniu zachowawczym
- po unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ortezy kolana: L - 38 - 41 cm , M - 36 - 38 cm , S - 34 - 36 cm , XL - 41 - 44 cm , XXL - 44 - 47 cm