

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/drabinki-do-sali-gimnastycznej-p-2516.html>



Drabinki do sali gimnastycznej

Cena brutto	850,00 zł
Cena netto	787,04 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-DB3

Opis produktu

Drabinka Bukowa 78x250x10 cm – Profesjonalne Rozwiązanie do Kinezyterapii i Fizjoterapii

Szukasz bezkompromisowej jakości do swojej placówki? Drabinka gimnastyczna o wymiarach **78x250x10 cm** to produkt klasy premium, zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji w centrach rehabilitacji, gabinetach fizjoterapii oraz salach sportowych. Wykorzystanie **litego drewna bukowego** gwarantuje najwyższą odporność mechaniczną i sztywność konstrukcji, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów i komfortu pracy terapeuty.

Dlaczego wymiar 78x250 cm to optymalny wybór?


- **Standard Biomechaniczny (szerokość 78 cm):** Szerokość ta (71 cm w świetle szczelbli) jest uznawana za złoty standard w rehabilitacji. Wymusza anatomiczne, osiowe prowadzenie ramion, co jest kluczowe w terapii wad postawy i ćwiczeniach korekcyjnych.
- **Pełny zakres ruchu (wysokość 250 cm):** Zwiększona wysokość 250 cm pozwala na swobodne wykonywanie ćwiczeń w pełnym zwisie, nawet przez wysokich użytkowników. To idealne rozwiązanie do pomieszczeń o podwyższonym stropie.
- **Twardość drewna bukowego:** W przeciwieństwie do miękkiej sosny, buk jest odporny na wgniecenia, nie "pracuje" pod obciążeniem i jest łatwiejszy w utrzymaniu higieny (ważne w placówkach medycznych).

Bezpieczeństwo i Technologia Montażu

Jako wyposażenie profesjonalne, drabinka posiada certyfikowaną stabilność. W komplecie otrzymujesz wzmocniony zestaw montażowy, który zapewnia pewne osadzenie konstrukcji na ścianie:

- **8 szt. wytrzymałych śrub montażowych,**
- **4 szt. stalowych uchwytów o wysokiej nośności.**

Maksymalne obciążenie eksploatacyjne wynosi **100-120 kg**, co pozwala na bezpieczną pracę z szerokim spektrum pacjentów.



Wszechstronność w profesjonalnym zastosowaniu

Konstrukcja drabinki umożliwia montaż dodatkowego osprzętu (ławki skośne, drążki, systemy podwieszane), czyniąc ją centralnym punktem kinezyterapii. Jest to niezastąpione narzędzie w:

- **Rehabilitacji pourazowej** (mobilizacja stawów, stretching),
- **Gimnastyce korekcyjnej** (stabilizacja kręgosłupa),
- **Treningu ogólnorozwojowym** (kalistenika, budowanie siły mięśniowej).

Inwestycja w bukowe drabinki gimnastyczne to gwarancja trwałości na lata i podniesienie standardu Twojej placówki. Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie **fakturę VAT**, wspierając rozliczenia z dotacji i kosztów firmowych.