

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/druciany-regal-medyczny-2-polki-koszowe-p-3415.html>

Regał koszowo-półkowy RKP41-1/165 ST

Cena brutto	3 148,00 zł
Cena netto	2 559,35 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RKP41-1/165 ST
Kod producenta	SM-TMBY-RK

Opis produktu

Regał koszowo-półkowy RKP41-1/165 ST — wersja lakierowana 3+2 z regulacją półek

Regał koszowo-półkowy RKP41-1/165 ST to wąski, stacjonarny regał medyczny w wersji lakierowanej, przeznaczony do sterylizatorni, brudownika, magazynu medycznego, laboratorium, apteki szpitalnej oraz zaplecza oddziałowego. Model posiada układ **3+2**, czyli **3 wymiowane tace 335×405×20 mm ze stali kwasoodpornej 0H18N9** oraz **2 półki koszowe 335×405×165 mm lakierowane proszkowo na białą**.

To nie jest zwykły regał koszowy 5-półkowy ani prosty „druciany regał medyczny”. Ten model należy prowadzić jak **regał koszowo-półkowy ST**, ponieważ łączy dwa sposoby przechowywania: płytkie wymiowane tace do drobnych i płaskich materiałów oraz głębokie kosze do większych pojemników, tekstyliów i luźniejszych akcesoriów.

Najważniejszą przewagą wersji ST jest **regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów**. Stelaż wykonany z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwia zmianę położenia półek za pomocą elementów złącznych. Dzięki temu regał można dopasować do aktualnie przechowywanych materiałów, bez wiercenia, bez ingerencji w konstrukcję i bez stałego układu półek.

Jak czytać nazwę RKP41-1/165 ST?

Oznaczenie **RKP41-1/165 ST** pozwala szybko rozpoznać, z jakim wariantem regału mamy do czynienia. **RKP** oznacza regał koszowo-półkowy, czyli model łączący tace i kosze. Liczba **41** wskazuje na wąski wariant o szerokości około 410 mm, przeznaczony do mniejszych pomieszczeń i wąskich przejść. Oznaczenie **1/165** odnosi się do konfiguracji z głębokimi koszami 165 mm, a skrót **ST** oznacza wersję lakierowaną, a nie wariant wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.

Dzięki temu już z samej nazwy można odróżnić ten produkt od wersji **KO**, czyli regału wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9, oraz od zwykłych regałów kosзовых systemu RK, które mają same półki koszowe i nie posiadają płytkich tac do drobnych materiałów.

ST czy KO — czym różnią się wersje regału koszowo-półkowego?

W serii regałów koszowo-półkowych bardzo ważne jest rozróżnienie wersji **ST** i **KO**. To nie są identyczne produkty z inną nazwą. Różnią się wykonaniem elementów, przeznaczeniem oraz sytuacją, w której warto je wybrać.

Wariant	Wykonanie	Kiedy wybrać?
ST — wersja lakierowana	stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,	3gdz potrzebujesz regulacji wysokości

	tace ze stali 0H18N9, półki koszowe i półki, wyjmowanych tac 0H18N9 i białych ramy do tac lakierowane proszkowo nakoszy, ale nie wymagasz pełnego białego wykonania całego regału ze stali kwasoodpornej
KO — wersja nierdzewna	wykonanie w całości ze staligdy placówka wymaga pełnego wykonania wszystkich elementów regału ze stali kwasoodpornej

Ten produkt jest wariantem **ST**. W tym modelu **wyjmowane tace są ze stali kwasoodpornej 0H18N9**, natomiast **półki koszowe i ramy do tac są stalowe, lakierowane proszkowo na białe**. Jeśli potrzebujesz pełnego wykonania nierdzewnego, właściwą alternatywą będzie [regał koszowo-półkowy nierdzewny 3+2 w wersji KO](#).

Kiedy wybrać wersję lakierowaną ST, a kiedy nierdzewną KO?

Wersję ST warto wybrać wtedy, gdy najważniejsza jest funkcjonalność: regulacja wysokości półek, wyjmowane tace ze stali 0H18N9, dwa głębokie kosze i kompaktowa szerokość 410 mm. To dobry wybór do sterylizatorni, brudownika i magazynu podręcznego, gdzie regał ma porządkować różne materiały, ale nie musi być w całości wykonany ze stali kwasoodpornej.

Wersję KO warto wybrać wtedy, gdy wymagana jest pełna konstrukcja ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Dotyczy to sytuacji, w których priorytetem jest jednolite wykonanie wszystkich elementów regału ze stali kwasoodpornej, a nie wersja z białymi koszami i ramami lakierowanymi proszkowo.

Najczęstszy błąd przy wyborze: ST, KO czy zwykły regał RK?

Najczęstszy błąd polega na traktowaniu wszystkich regałów kosзовых jako jednego typu produktu. W praktyce **RKP41-1/165 ST**, **RKP41-1/165 KO** i klasyczny **regał RK 6-półkowy** służą do innych potrzeb. Ten model ST warto wybrać wtedy, gdy potrzebujesz połączenia płytkich tac i głębokich koszy oraz regulacji wysokości półek, ale nie wymagasz pełnego wykonania całego regału ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Wariant	Co wyróżnia?	Kiedy wybrać?
RKP41-1/165 ST	3 tace 0H18N9, 2 białe koszegdy chcesz połączyć płytkie tace, lakierowane, regulacja wysokości półekgłębokie kosze i elastyczne ustawienie bez otworów	półek w wąskim regale 410 mm
RKP41-1/165 KO	wersja wykonana w całości ze staligdy placówka wymaga pełnego wykonania wszystkich elementów regału ze stali kwasoodpornej 0H18N9	ze stali kwasoodpornej
RK 6-półkowy	regał z samymi półkami kosзовыми, bezgdy potrzebujesz głównie koszy na płytkich tac	podobne materiały, a nie osobnego miejsca na drobne płaskie elementy

Układ 3+2 — nie zwykle 5 półek, tylko trzy tace i dwa kosze

Ten model nie powinien być traktowany jako zwykły regał 5-półkowy. Oznaczenie **3+2** ma konkretne znaczenie użytkowe: regał posiada **3 płytkie wyjmowane tace** i **2 głębokie półki koszowe**. Dzięki temu można rozdzielić materiały według rozmiaru, sposobu przechowywania i częstotliwości użycia.

Płytkie tace są przeznaczone do elementów, które mają być szybko widoczne i łatwo dostępne. Głębsze kosze lepiej sprawdzają się przy większych pojemnikach, tekstyliach i wyposażeniu, które wymaga wyższych boków. Taki układ daje większą kontrolę nad porządkiem niż regał z samymi płaskimi półkami albo z samymi koszami.

Do czego używać tac 335×405×20 mm?

Regał posiada **3 wyjmowane tace 335×405×20 mm** wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku **0H18N9**. Niska wysokość 20 mm sprawia, że tace dobrze nadają się do przechowywania drobnych i płaskich materiałów, które powinny być widoczne od razu po podejściu do regału.

Tace 20 mm można wykorzystać na płaskie pakiety, etykiety, małe opakowania, drobne akcesoria, elementy pomocnicze, niewielkie pojemniki, zestawy materiałów jednorazowych lub produkty używane najczęściej. Wyjmowana forma tacy ułatwia segregację i oddzielenie mniejszych elementów od głębszych koszy.

Do czego używać koszy 335×405×165 mm?

Dwie półki koszowe mają wymiar **335×405×165 mm** i są lakierowane proszkowo na białe. Głębokość 165 mm pozwala przechowywać większe, luźniejsze lub wyższe elementy, które mogłyby zsuwać się z płaskiej tacy.

Kosze 165 mm dobrze sprawdzą się na tekstylia, większe pojemniki, opakowania zbiorcze, akcesoria pomocnicze, materiały jednorazowe w większych ilościach oraz wyposażenie, które wymaga zabezpieczenia bocznego. To praktyczna część regału

przeznaczona do elementów, które nie powinny leżeć na płytce tacy.

Tace 20 mm kontra kosze 165 mm — praktyczne rozplanowanie regału

Element	Wymiary	Najlepsze zastosowanie
Wyjmowane tace ze stali 0H18N9	335×405×20 mm	płaskie pakiety, etykiety, drobne akcesoria, małe opakowania, elementy często używane, materiały wymagające szybkiego podglądu
Białe półki koszowe lakierowane proszkowo	335×405×165 mm	tekstylia, większe pojemniki, luźniejsze akcesoria, opakowania zbiorcze, materiały wymagające wyższych boków
Regulowany stelaż	410×430×1650 mm	dopasowanie odległości między poziomami do realnej wysokości przechowywanych materiałów

Dlaczego regulacja półek bez otworów jest ważna?

W sterylizatorni, brudowniku lub magazynie medycznym przechowywane materiały często różnią się wysokością. Jednego dnia na regale mogą znajdować się płaskie pakiety i etykiety, a innego większe pojemniki, tekstylia lub opakowania zbiorcze. Stały układ półek może wtedy ograniczać użyteczność regału.

W tym modelu wysokość półek można regulować za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów w stelażu. To oznacza, że nie trzeba ingerować w konstrukcję, wiercić ani na stałe blokować jednego układu. Regał można dostosować do wyposażenia, które faktycznie ma być w nim przechowywane.

Dlaczego szerokość 410 mm jest atutem w małej sterylizatorni lub brudowniku?

Całkowite wymiary regału wynoszą **410×430×1650 mm**. Szerokość 410 mm jest dużą zaletą w małych pomieszczeniach, gdzie nie zawsze można ustawić szeroki regał 730 mm albo podwójny regał 1100 mm. Ten model pozwala wykorzystać przestrzeń pionową bez zajmowania dużej powierzchni podłogi.

Wąski regał 410 mm dobrze sprawdzi się przy ścianie, obok stanowiska pracy, w magazynku podręcznym, w brudowniku, w małej sterylizatorni lub w wąskim przejściu technicznym. Dzięki układowi 3+2 nadal oferuje pięć poziomów przechowywania, ale w bardziej kompaktowej formie.

Czym ten produkt różni się od zwykłego regału koszowego 6-półkowego?

Zwykły regał koszowy 6-półkowy ma najczęściej same półki koszowe. Jest dobrym wyborem wtedy, gdy wszystkie przechowywane materiały mają podobny charakter i mogą leżeć w koszach. Regał koszowo-półkowy 3+2 jest bardziej różnicowany, ponieważ łączy płytke tace i głębokie kosze.

Model	Najlepszy wybór, gdy...
Regał koszowo-półkowy RKP41-1/165 ST	chcesz rozdzielić drobne, płaskie materiały na tacach i większe elementy w głębszych koszach; potrzebujesz regulacji wysokości półek i kompaktowej szerokości 410 mm
Regał koszowy 6-półkowy	potrzebujesz większej liczby takich samych półek koszowych i nie zależy Ci na osobnych płytkich tacach do drobnych materiałów

Jeśli potrzebujesz modelu z samymi półkami koszowymi, zobacz [regał koszowy nierdzewny 6 półek 655×405×90](#). Jeśli zależy Ci na wersji 3+2 wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej, sprawdź [regał koszowo-półkowy nierdzewny 3+2 KO](#).

Stopy poziomujące zamiast kółek — regał stacjonarny do stałej organizacji

Regał wyposażony jest w **stopy z możliwością wypoziomowania**. Dzięki temu można stabilnie ustawić go w wybranym miejscu, również wtedy, gdy posadzka wymaga lekkiej korekty. To rozwiązanie przeznaczone do stałej organizacji materiałów w jednym pomieszczeniu.

Ten produkt nie jest wózkiem koszowym, regałem jezdnym ani regałem na kółkach. Jeżeli potrzebujesz wyposażenia do transportu materiałów między pomieszczeniami, zobacz [wózki koszowe](#). Pozostałe warianty znajdziesz w kategorii [regaly koszowe medyczne](#).

Parametry techniczne regału koszowo-półkowego RKP41-1/165 ST

Typ produktu	regał koszowo-półkowy lakierowany, stacjonarny
--------------	--

Wariant	ST
Układ	3+2: 3 wyjmowane tace i 2 półki koszowe
Stelaż	rurki ze stali kwasoodpornej
Półki płytke	3 × półka 335×405×20 mm w formie wyjmowanej tacy
Materiał tac	stal kwasoodporna gatunku 0H18N9
Półki koszowe	2 × półka koszowa 335×405×165 mm
Wykonanie półek kosзовых	stal lakierowana proszkowo na biało
Ramy do tac	stal lakierowana proszkowo na biało
Regulacja półek	dowolna regulacja wysokości półek za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
Wymiary całkowite	410×430×1650 mm
Podstawa	stopy z możliwością wypoziomowania
Charakter pracy	regał stacjonarny, bez kółek
Przeznaczenie	sterylizatornia, brudownik, magazyn medyczny, laboratorium, apteka szpitalna, zaplecze oddziałowe

Najważniejsze zalety regału RKP41-1/165 ST

- układ 3+2: trzy wyjmowane tace i dwa głębokie kosze,
- 3 tace 335×405×20 mm wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- 2 półki koszowe 335×405×165 mm lakierowane proszkowo na biało,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów,
- ramy do tac stalowe lakierowane proszkowo na biało,
- szerokość 410 mm do małych sterylizatori, brudowników i magazynków,
- stopy z możliwością wypoziomowania,
- czytelny podział na płytke tace i głębokie kosze,
- alternatywa dla wersji KO wykonanej w całości ze stali 0H18N9,
- stacjonarna konstrukcja do stałej organizacji materiałów.

FAQ

Czy regał RKP41-1/165 ST jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Nie. W tym wariantcie stelaż wykonany jest z rurek ze stali kwasoodpornej, wyjmowane tace są ze stali kwasoodpornej 0H18N9, natomiast półki koszowe i ramy do tac są stalowe, lakierowane proszkowo na biało.

Czym różni się wersja ST od wersji KO?

Wersja ST ma białe półki koszowe i ramy do tac lakierowane proszkowo oraz tace ze stali 0H18N9. Wersja KO jest wykonana w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Kiedy wybrać wersję lakierowaną ST?

Wersję ST warto wybrać wtedy, gdy potrzebujesz regulacji wysokości półek, wyjmowanych tac 0H18N9 i głębokich białych koszy, ale nie wymagasz pełnego wykonania całego regału ze stali kwasoodpornej.

Kiedy lepiej wybrać wersję nierdzewną KO?

Wersję KO warto wybrać wtedy, gdy placówka wymaga wykonania wszystkich elementów regału w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Do czego służą tace 335×405×20 mm?

Tace 20 mm służą do drobnych, płaskich i często używanych materiałów, takich jak etykiety, małe opakowania, płaskie pakiety, akcesoria pomocnicze i niewielkie zestawy.

Do czego służą kosze 335×405×165 mm?

Kosze 165 mm służą do większych pojemników, tekstyliów, opakowań zbiorczych, luźniejszych akcesoriów i elementów wymagających wyższych boków.

Dlaczego regulacja półek bez otworów jest ważna?

Regulacja bez otworów pozwala zmieniać układ półek za pomocą elementów złącznych, bez wiercenia i bez stałego układu. Dzięki temu regał można dopasować do wysokości przechowywanych materiałów.

Czy RKP41-1/165 ST to dobry wybór do małej sterylizatorni?

Tak, ponieważ szerokość 410 mm pozwala ustawić regał w węższym pomieszczeniu, przy ścianie lub w magazynku podręcznym. Układ 3+2 daje pięć poziomów przechowywania bez konieczności stosowania szerokiego regału 730 mm lub podwójnego regału 1100 mm.

Czy ten model zastępuje zwykły regał koszowy 6-półkowy?

Nie zawsze. Jeśli potrzebujesz wyłącznie koszy, lepszy może być klasyczny regał koszowy 6-półkowy. Jeśli jednak chcesz oddzielić drobne, płaskie materiały od większych pojemników i tekstyliów, model RKP41-1/165 ST będzie praktyczniejszy.

Czy warto dopłacić do wersji KO?

Wersję KO warto wybrać wtedy, gdy wymagane jest wykonanie całego regału ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Jeśli wystarczą tace 0H18N9, stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej oraz białe kosze lakierowane proszkowo, wersja ST będzie funkcjonalnym wyborem.

Czy ten regał jest na kółkach?

Nie. Ten model jest regałem stacjonarnym. Posiada stopy z możliwością wypoziomowania, ale nie ma kółek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące