

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/dwustronne-schody-nauka-chodzenia-p-2280.html>



Dwustronne schody - nauka chodzenia

Cena brutto	2 271,00 zł
Cena netto	2 102,78 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-SDCH2D

Opis produktu

Schodki do nauki chodzenia.

Prezentowane schodki służą do rehabilitacji oraz ćwiczeń korygujących niewykształconych lub utraconych funkcji chodu pacjenta. Schody te są przeznaczone szczególnie dla osób z **wadami rozwojowymi kończyn dolnych**. Konstrukcja produktu jest **drewniana i osadzona na wytrzymałej stalowej konstrukcji**. Stopnie schodów pokryte zostały **gumową wykładziną antypoślizgową**, dzięki czemu pacjent może czuć się bezpiecznie podczas wykonywanych ćwiczeń. Poręcze schodów zostały wykonane z drewna bukowego. Produkt stanowi idealne wyposażenie na **oddziałach rehabilitacji, kinezyterapii, ortopedii lub neurologii**.

Cechy produktu:

- stalowa, wytrzymała konstrukcja,
- schody dwustronne,
- schody pokryte wykładziną antypoślizgową,
- bezpieczne podczas wykonywania ćwiczeń,
- poręcze wykonane z drewna bukowego
- wyposażenie na oddziałach **rehabilitacji, kinezyterapii, ortopedii lub neurologii**

Dane techniczne:

- Długość: 120,5 cm
- Szerokość: 80 cm
- Wysokość: 127,5 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- Waga: 66 kg
- Wymiary podestu: gł. 53 cm, szer. 73 cm
- Wejście: stopnie: wys. 10 cm, gł. 22,5 cm, szer. 73 cm
- Zejście: stopnie: wys. 15 cm, gł. 22,5 cm, szer. 73 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.