

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ekopompa-aquavibron-p-199.html>

Ekopompa Aquavibron



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-MI-EKOP

Opis produktu

Ekopompa to stanowisko, które służy do zasilania wodą w obiegu zamkniętym. Jest także przystosowane do współpracy z aparatem do masażu Aquavibron. Aquavibron to aparat wyposażony w 10 membran, które wykonane są ze specjalnej gumy. Ekopompa została tak zaprojektowana, aby umożliwić prowadzenie zabiegów w sposób proekologiczny. Zamknięty obieg wody wywołuje efekt wibracji membrany w Aquavibron. Takie ciśnienie wody w obiegu podtrzymywane jest przez pompę, która zasilana jest z sieci 230 VAC/50 Hz. Pompa ta pracuje razem ze zbiornikiem wody o pojemności 10 litrów. Natomiast przepływ powietrza przez komorę wymuszony jest wentylatorem. Pompa dodatkowo zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w systemie cyrkulacji. Ponadto ekopompa posiada dwie stopki i dwa kółka oraz istnieje możliwość zamocowania trzeciego kółka. Ekopompa charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i małym zużyciem wody. Urządzenie to wyposażone jest także w regulator siły masażu oraz wyłącznik różnicowo-prądowy, który chroni przed porażeniem prądem.

Cechy Ekopompy:

- zamknięty obieg wody uniezależniający przebieg masażu od sieci wodociągowej,
- urządzenie przyjazne dla środowiska - małe zużycie wody, brak ścieków,
- EKOPOMPA posiada wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego,
- regulator siły masażu umożliwiający terapeutę ustawienie mniejszej intensywności masowania w miejscach bardziej wrażliwych,
- 2 stopki + 2 kółka (bez hamulca),
- niewielkie rozmiary,
- łatwa obsługa i funkcjonalność,
- możliwość sprawnego podłączenia oryginalnego i uznawanego na rynku aparatu AQUAVIBRON bez szkodliwych dla jego pracy przeróbek i modyfikacji,
- urządzenie sprawdzające się w warunkach sanatoryjnych, w szpitalach uzdrowiskowych, gabinetach prywatnych.

Parametry techniczne:

- pojemność robocza zbiornika (min./max.) [l]: 7 - 10 l
- wydajność pompy wody [l/min]: max. 73 l/min
- wymiar max. stanowiska (gł. x szer. x wys.) [mm]: 490 x 510 x 855 mm
- masa (bez wody) [kg]: 48 kg
- pobór mocy (max) [W]: 600 W
- zasilanie [VAC/Hz]: 230V /50Hz
- zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczn: 2x4A/250V
- samoczynne wyłączanie zasilania: ≤ 30 mA
- klasa ochronności i typ: I, B
- 2 stopki + 2 kółka (bez hamulca),

- sprzedawana ze stawką 8% VAT.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: brak , Aquavibron