

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/elektryczna-wozkowanna-pozycja-trendelenburga-p-3259.html>

Elektryczna wózkowanna - pozycja Trendelenburga



Cena brutto	14 800,00 zł
Cena netto	13 703,70 zł
Czas wysyłki	3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-INW-WTK-C213E EVO AT

Opis produktu

Wózkowanna elektryczna C213E EVO AT - mobilna wanna kąpielowa dla osób niepełnosprawnych

Wózkowanna C213E EVO AT to nowoczesne i funkcjonalne urządzenie stworzone z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pacjentów oraz personelu medycznego. Ten elektrycznie regulowany wózek transportowo-kąpielowy doskonale sprawdza się w placówkach medycznych, domach opieki oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. Ułatwia transport oraz higienę osób niepełnosprawnych ruchowo lub cierpiących na schorzenia neurologiczne, które nie mogą korzystać ze standardowych łazienek.

Kluczowe cechy wózka kąpielowego:

- **Elektryczna regulacja wysokości** – Dzięki zaawansowanemu silnikowi elektrycznemu, obsługa wózka jest prosta i bezpieczna. Pilot ręczny pozwala na płynną zmianę wysokości, co ułatwia pielęgnację pacjenta.
- **Pozycje Trendelenburga i anty-Trendelenburga** – Możliwość dostosowania pozycji pacjenta do indywidualnych potrzeb, wspierając tym samym procesy pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.
- **Solidna konstrukcja** – Standardowa wersja wykonana jest z trwałych, lakierowanych na biało materiałów, a opcjonalna wersja ze stali nierdzewnej INOX zapewnia jeszcze większą odporność na korozję.
- **Mobilność i bezpieczeństwo** – Wózek wyposażony jest w cztery koła z indywidualnymi blokadami, w tym jedno koło kierunkowe, co gwarantuje stabilność i łatwe manewrowanie.
- **Funkcjonalna wanna kąpielowa** – Wykonana z trwałego PCV, z odpływem i wodoodporną poduszką, zapewnia komfort podczas mycia w pozycji leżącej.

Zastosowanie łóżka kąpielowego dla niepełnosprawnych

Łózkowanna przeznaczona jest do pielęgnacji osób, które nie są w stanie samodzielnie wstać i korzystać z tradycyjnej wanny czy prysznica. Idealnie sprawdzi się w przypadku pacjentów przewlekle chorych, z ograniczoną mobilnością, oraz w ośrodkach opiekujących się osobami z niepełnosprawnością.

Wysoka jakość i trwałość

Prezentowana wózkowanna wykonana z komponentów najwyższej jakości, co zapewnia długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Odchylane barierki boczne oraz czołowe ze stali nierdzewnej, 4 odbojniki chroniące przed uszkodzeniami, a także wodoodporna poduszka, gwarantują wygodę i bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak i opiekunom.

Wózkowanna; specyfikacja techniczna;

-
- Szerokość całkowita 73 cm
 - Długość całkowita 209,5 cm
 - Wysokość całkowita 87-125,5 cm
 - Szerokość dna wanny 56 cm
 - Długość dna wanny 186 cm
 - Wysokość do dna wanny 54,5-93 cm
 - Pozycja Trendelenburga 0-6°
 - Pozycja anty-Trendelenburga 0-10°
 - Waga 85
 - Obciążenie dopuszczalne 180 kg
 - Średnica kół 20 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.