

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/elektryczny-stol-do-kinezyterapii-p-1524.html>



Elektryczny stół do kinezyterapii

Cena brutto	5 771,00 zł
Cena netto	5 343,52 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-NSR-3-E

Opis produktu

Elektryczny Stół do Kinezyterapii NSR 3 E - Najwyższa Jakość i Komfort Rehabilitacji

Elektryczny stół do kinezyterapii NSR 3 E to nowoczesne rozwiązanie dedykowane dla profesjonalistów w dziedzinie rehabilitacji i terapii ruchowej. Dzięki dwuczęściowej konstrukcji i szerokiemu zakresowi **regulacji wysokości (od 48 cm do 100 cm)**, model ten zapewnia wyjątkowy komfort zarówno dla pacjentów, jak i terapeutów.

Kluczowe Cechy Modelu NSR 3 E:

- Elektryczna regulacja wysokości: Siłownik elektryczny umożliwia płynne dostosowanie wysokości stołu za pomocą ręcznego pilota, co znacznie ułatwia pracę terapeuty.
- Dwuczęściowy blat: Solidna konstrukcja z otworami w podglówku i leżu, które są wyposażone w zatyczki, zapewnia wygodę pacjenta podczas zabiegów.
- Regulowany podglówek: Podglówek z regulacją kąta nachylenia od -60° do +45° dzięki sprężynie gazowej umożliwia idealne dopasowanie do potrzeb pacjenta.
- Stabilizacja i bezpieczeństwo: Uchwyt na pasy stabilizacyjne po obu stronach stołu gwarantuje bezpieczeństwo podczas terapii.
- Elegancka i trwała tapicerka: Tapicerka skóropodobna dostępna w 25 kolorach standardowej linii, zapewnia estetyczny wygląd i trwałość.

Dodatkowe Opcje Wyposażenia:

Aby jeszcze bardziej dostosować stół do indywidualnych potrzeb, dostępne są opcjonalne akcesoria, takie jak:

- Podłokietniki (PLUS)
- Banany rehabilitacyjne (3 szt.)
- Wieszak na podkład celulozowy
- Ekskluzywna tapicerka winylowa w kolorach 101-112
- Stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL

-
- System jezdny z 4 skrętnymi kółkami
 - Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca w podstawie stołu

Specyfikacja Techniczna:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: od 48 cm do 100 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do +45°
- Waga: 58 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg (przy regulacji elektrycznej)

*Szerokość odnosi się do najszerszego odcinka stołu. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 cm.

Zalety Stołu NSR 3 E:

- **Wszechstronność i elastyczność:** Idealny do różnorodnych zabiegów rehabilitacyjnych dzięki szerokiemu zakresowi regulacji i opcjom dostosowania.
- **Komfort i ergonomia:** Precyzyjna regulacja wysokości oraz kąta nachylenia zagłówka zapewniają optymalne warunki pracy terapeuty oraz komfort pacjenta.
- **Estetyka i trwałość:** Nowoczesny design w połączeniu z wytrzymałą tapicerką i solidną konstrukcją gwarantują długowieczność i estetyczny wygląd.

Wybierając stół NSR 3 E, inwestujesz w nowoczesne narzędzie pracy, które podnosi jakość świadczonych usług i komfort pacjentów. To idealne rozwiązanie dla każdej profesjonalnej placówki rehabilitacyjnej.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: PR - pilot ręczny , pilot nożny (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , PBP Pilot bezprzewodowy (zamiast ręcznego) (+ 362,00 zł) , SR sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)