

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/elektryczny-stol-do-rehabilitacji-p-108.html>



Elektryczny stół do rehabilitacji

Cena brutto	9 239,00 zł
Cena netto	8 554,63 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-NSR4E

Opis produktu

Elektryczny stół do rehabilitacji NSR 4 - Nowy standard w terapii i rehabilitacji

Elektryczny stół do rehabilitacji NSR 4 to czteroczęściowy, stacjonarny model stołu rehabilitacyjnego, który redefiniuje komfort i funkcjonalność w terapii. Dzięki szerokiemu zakresowi kątów nachylenia poszczególnych segmentów oraz możliwości ustawienia w pozycji fotela, NSR 4 dostosowuje się do różnorodnych potrzeb pacjentów i terapeutów, zapewniając maksymalną efektywność każdej sesji rehabilitacyjnej.

Wersje stołu NSR 4:

- NSR 4 E - model z elektryczną regulacją wysokości za pomocą siłownika elektrycznego, sterowaną wygodnym pilotem ręcznym.

Wyposażenie standardowe:

- Błat czteroczęściowy - umożliwiający precyzyjne dopasowanie do anatomii pacjenta.
- Otwór z zatyczką w podgłówniku - zapewniający komfort podczas leżenia na brzuchu.
- Regulacja podgłównika sprężyną gazową - dla łatwego i szybkiego dopasowania.
- Regulacja podnóżka sprężyną gazową - umożliwiająca dostosowanie do długości nóg pacjenta.
- Regulacja części piersiowej i lędźwiowej sprężyną gazową - dla optymalnego wsparcia i komfortu.
- Podłokietniki (kpl.) - zapewniające dodatkowe wsparcie dla rąk.
- Uchwyty na pasy do stabilizacji - umieszczone po obu stronach leża dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Tapicerka skóropodobna Standard Line (kolory 1-25) - dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.
- Biały kolor stelaża - klasyczny i uniwersalny.
- 4 regulowane stopki - umożliwiające stabilne ustawienie stołu na każdej powierzchni.
- Pilot ręczny do regulacji wysokości - (dotyczy wersji NSR 4 E) dla łatwego sterowania.

Wypożyczenie opcjonalne:

- Banany rehabilitacyjne (3 szt.) lub podpory pod ręce (kpl.) - dla dodatkowego wsparcia podczas ćwiczeń.
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm - dla utrzymania higieny.
- Tapicerka winylowa Exclusive Line (kolory 101-112) - dla eleganckiego wyglądu i dodatkowej trwałości.
- Stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego) - dla personalizacji stołu.
- System jezdny z 4 skrętnymi kółkami - dla łatwego przemieszczania.
- Pilot nożny lub bezprzewodowy, lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu - (dotyczy wersji NSR 4) dla większej elastyczności w regulacji wysokości.
- Pokrowiec pod nogi - zakładany na podgłówek, gdy stół jest w pozycji fotela, zapewniający dodatkowy komfort.

Uwaga:

Opcjonalne wyposażenie można zamówić wyłącznie przy zakupie nowego stołu, z wyjątkiem pilota nożnego, wieszaka na podkład oraz pokrowca pod nogi.

Elektryczny stół do rehabilitacji, dane techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: od 55 cm do 80 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -50° do +40°
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 85 kg
- Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od -45° do +38°
- Regulacja kąta nachylenia odcinka piersiowego: od -25° do +17°
- Regulacja kąta nachylenia odcinka lędźwiowego: od -20° do +68°
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg

*Szerokość odnosi się do najszerszego odcinka stołu. Tolerancja wymiarów stołu wynosi +/- 2 cm.

Stół NSR 4 to idealne połączenie funkcjonalności, komfortu i estetyki, zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach terapii i rehabilitacji. Pozwala na precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta, co przekłada się na skuteczność i komfort każdego zabiegu. Wybierz NSR 4 i doświadcz nowej jakości w rehabilitacji.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot nożny (+ 315,00 zł) , pilot nożny lux (+ 515,00 zł) , pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł) , sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

Podpory pod ręce: nie , tak (+ 434,00 zł)

Regulacja wysokości J: Elektryczna

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)