

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/elektryczny-stol-rehabilitacyjny-p-3131.html>



Elektryczny stół rehabilitacyjny

Cena brutto	4 347,00 zł
Cena netto	4 025,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-EVO 2 E

Opis produktu

Elektryczny stół rehabilitacyjny EVO 2 E - idealny wybór dla profesjonalistów i klientów

Poszukujesz sprzętu, który łączy funkcjonalność z komfortem? Nasz elektryczny stół rehabilitacyjny EVO 2 E to idealne rozwiązanie zarówno dla terapeutów, jak i salonów masażu. Ten zaawansowany technologicznie stół do masażu spełnia najwyższe standardy, oferując pełne dostosowanie do potrzeb pacjenta oraz ułatwienia dla specjalistów.

Stół do masażu zaprojektowany z myślą o komforcie i ergonomii

EVO 2 E to elektryczny stół do masażu o przemyślanej konstrukcji, która gwarantuje wygodę zarówno podczas rehabilitacji, jak i podczas zabiegów relaksacyjnych. Jego dwuczęściowy blat z otworem na twarz oraz regulowanym podgłówkiem pozwala na idealne dopasowanie pozycji ciała pacjenta, co zwiększa komfort podczas masażu.

Zaawansowane funkcje dla profesjonalistów

Ten stół rehabilitacyjny wyposażony jest w elektryczną regulację wysokości, co umożliwia precyzyjne ustawienie łóżka do masażu w zależności od techniki zabiegu oraz wzrostu terapeuty. Funkcja ta znacznie ułatwia pracę, minimalizując konieczność obciążania kręgosłupa terapeuty, a dodatkowo zapewnia wygodę pacjentowi.

Elegancja i funkcjonalność w jednym produkcie

Oprócz zaawansowanych technologicznie rozwiązań, EVO 2 E wyróżnia się estetycznym wyglądem. Stylowy, biały stelaż doskonale komponuje się z tapicerką dostępną w wielu kolorach, co pozwala na dopasowanie stołu do wnętrza każdego gabinetu. Możliwość wyboru tapicerki winylowej w ekskluzywnych odcieniach to dodatkowa opcja personalizacji.

Wyjątkowe rozwiązania dla profesjonalnych gabinetów

Oferowany przez nas stół do masażu może być dodatkowo wyposażony w system jezdy z 4 skrętnymi kółkami, co ułatwia przemieszczanie sprzętu. W zestawie dostępne są również opcje takie jak pilot nożny, bezprzewodowy, czy rama sterująca, co pozwala na jeszcze lepszą kontrolę nad pracą stołu.

Dane techniczne stołu rehabilitacyjnego EVO 2 E:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm
- Wysokość: 57-81 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: -60° do 45°
- Waga: 88 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg

Profesjonalny sprzęt dla Twojego gabinetu

Zainwestuj w stół rehabilitacyjny EVO 2 E i podnieś jakość oferowanych przez siebie usług. To nowoczesne łóżko do masażu zapewni maksymalny komfort Twoim klientom oraz poprawi efektywność Twojej pracy. Odkryj nowy standard w branży masażu i rehabilitacji – postaw na zaawansowaną technologię i niezawodność EVO 2 E!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: brak , PR - pilot ręczny , PN - pilot nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , PBP Pilot bezprzewodowy (zamiast ręcznego) (+ 362,00 zł) , SR sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak systemu jezdneho , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Dodatkowe opcje stołu J: brak , Podłokietniki/Plus/ (+ 362,00 zł)