

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-basic-plus-z-segmentem-podudzia-p-2174.html>

Fotel Basic PLUS z segmentem podudzia



Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

SM-KTS-FZ-BASIC-P

Opis produktu

Fotel do dializ

Może stanowić wyposażenie domów opieki społecznej, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych. Doskonale się też sprawdzi przy innych zabiegach tj. pobierania krwi, chemioterapii, oraz zabiegów laryngologicznych i okulistycznych. Jego konstrukcja jest solidna, profile i rury stalowe, są pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Regulacje segmentów oparcia pleców i podudzia realizowana jest, za pomocą sprężyn gazowych, poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni. Segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS.

Cechy fotela:

- trwały
- stabilny
- solidna konstrukcja
- segment siedziska z osłoną ABS
- profile i rury stalowe, pokryte lakierem proszkowym
- regulacja kąta odbywa się za pomocą sprężyn gazowych
- tapicerka łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
- estetyczne wykonanie
- wyposażony w stopki antypoślizgowe
- stosowany do zabiegów: dializ, pobierania krwi, chemioterapii, okulistycznych

Dane techniczne:

- całkowita długość fotela, mm 1870
- całkowita szerokość fotela, mm 880
- szerokość siedziska, mm 550
- wysokość siedziska, mm 500
- kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, ° 75°
- trendelenburg segmentu oparcia pleców, ° - 7° ± 2°
- kątowa regulacja segmentu podudzia, ° 7° do - 70°
- kątowa regulacja podłokietników, ° - 20° do 60°
- zakres regulacji wysokości podłokietników, mm 150 do 250
- wymiary blatu bocznego, mm 248 x 348
- maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg 150
- maksymalne obciążenie blatu bocznego, kg 10
- okres użytkowania 10 lat

Możliwość dokupienia stoliczka na sprzęt instrumentalny, wieszaka na kroplówki oraz zagłówek.

Model Basic PLUS warto porównać z innymi fotelami przeznaczonymi do dłuższego ułożenia pacjenta. Zobacz kategorię [fotele do dializ, chemioterapii i wlewów](#), aby dobrać wariant do konkretnego stanowiska.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21

Stolik instrumentalny KTS: Nie , Tak

Wieszak na kopolówkę KTS: Nie , Tak

Zagłówek KTS: Nie , Tak