

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-dializacyjny-p-2172.html>

Fotel dializacyjny



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SM-KTS-FZ-BASIC-M

Opis produktu

Fotel do dializ Basic Mobil z blatem bocznym i segmentem podudzia

Może stanowić wyposażenie domów opieki społecznej, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych. Doskonale się też sprawdzi przy innych zabiegach tj. pobierania krwi, chemioterapii, oraz zabiegów laryngologicznych i okulistycznych. Nadaje się idealnie do przewożenia pacjentów. Jego konstrukcja jest solidna, profile i rury stalowe, pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Fotel zabiegowy jest wyposażony w podwozie, które zawiera indywidualną blokadę kół tylnych. Siedzisko, wraz z oparciem pleców i podudzia są pokryte tapicerką. Regulacja kąta segmentów oparcia pleców i podudzia, odbywa się za pomocą sprężyn gazowych, poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni.

Cechy fotela:

- solidna konstrukcja
- podwozie zawiera indywidualną blokadę kół
- stosowany do zabiegów: dializ, pobierania krwi, chemioterapii, okulistycznych
- segment siedziska z osłoną ABS
- profile i rury stalowe, pokryte lakierem proszkowym
- estetyczne wykonanie
- służy do przewożenia pacjentów
- regulacja kąta odbywa się za pomocą sprężyn gazowych
- tapicerka łatwa do czyszczenia i dezynfekcji

Dane techniczne:

- całkowita długość fotela, mm 1870 ± 20 mm
- całkowita szerokość fotela, mm 880 mm ± 20 mm
- szerokość siedziska, mm 550 mm ± 20 mm
- wysokość siedziska, mm 500 mm ± 20 mm
- kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, ° 75° ± 2°
- trendelenburg segmentu oparcia pleców, ° - 7° ± 2°
- kątowa regulacja segmentu podudzia, ° 7° do - 70° (± 2°)
- kątowa regulacja podłokietników, ° - 20° do 60° (± 2°)
- zakres regulacji wysokości podłokietników, mm 150 do 250 (± 2)
- wymiary blatu bocznego, mm 248 x 348 (± 10 mm)
- maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg 150
- średnica kół jezdnych przednich, mm Ø150
- średnica kół jezdnych tylnych, mm Ø100

-
- maksymalne obciążenie blatu bocznego, kg 10
 - okres użytkowania 10 lat

Możliwość dokupienia stoliczka na sprzęt instrumentalny, wieszaka na kroplówki oraz zagłówka.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: brak , 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21

Stolik instrumentalny KTS: Nie , Tak

Wieszak na kroplówkę KTS: Nie , Tak

Zagłówek KTS: Nie , Tak