

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-dializacyjny-z-regulowanym-oparciem-p-2244.html>



Fotel dializacyjny z regulowanym oparciem

Cena brutto	8 645,00 zł
Cena netto	8 004,63 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-FDD-JFD-1

Opis produktu

Fotel dializacyjny jest niezwykle przydatnym urządzeniem stosowanym w ośrodkach zdrowia, gabinetach zabiegowych oraz lekarskich do przeprowadzania zabiegów dializacyjnych. Jest wyjątkowo funkcjonalny i wyposażony w wiele udogodnień.

Fotel dializacyjny jest dostępny w dwóch wersjach: na gumowych stopkach lub na kółkach jezdnych z hamulcem, co zapewnia łatwość przemieszczania się oraz stabilność podczas zabiegów.

Podstawę fotela wykonano ze stali malowanej farbą proszkową, nadającą mu estetyczny wygląd w kolorze białym. Tapicerka fotela jest skóropodobna, co nie tylko gwarantuje komfort pacjenta, ale także ułatwia czyszczenie i dezynfekcję.

Regulacja oparcia i siedziska odbywa się za pomocą sprężyn gazowych, co umożliwia płynne dostosowanie pozycji fotela do potrzeb pacjenta. Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga zapewnia dodatkowe ułatwienia podczas przeprowadzania zabiegów dializacyjnych.

Wysokość fotela jest regulowana za pomocą pilota ręcznego, co umożliwia łatwe dopasowanie do wysokości stołu dializacyjnego oraz preferencji personelu medycznego. Podnóżek również jest regulowany za pomocą sprężyn gazowych, co pozwala na wygodne ułożenie nóg pacjenta.

Fotel dializacyjny jest wyposażony w regulowane podłokietniki, które zapewniają dodatkowe wsparcie i komfort dla pacjenta. Dodatkowo, dzięki kółkom jezdnym z hamulcami, fotel można łatwo przemieszczać i zablokować w wybranej lokalizacji.

Produkt ten został wyprodukowany w kraju, jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych i sprzedawany ze stawką 8% VAT. Jest to gwarancja wysokiej jakości i zgodności z normami medycznymi.

Fotel dializacyjny to niezawodne i wygodne rozwiązanie dla ośrodków zdrowia i gabinetów zabiegowych, które zapewniają pacjentom komfort i bezpieczeństwo podczas przeprowadzania zabiegów dializacyjnych.

Fotel dializacyjny z regulowanym oparciem, wersje:

- na gumowych stopkach
- na kółkach jezdnych z hamulcem

Fotel dializacyjny z regulowanym oparciem, wyposażenie standardowe:

- podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
- siedzisko regulowane za pomocą sprężyn gazowych (możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)
- wysokość regulowana za pomocą pilota ręcznego
- podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych
- regulowane podłokietniki (kpl)
- stopień na kółkach jezdnych z hamulcami

Fotel dializacyjny z regulowanym oparciem, wyposażenie opcjonalne:

- wieszak na podkład w rolce
- stojak kroplówki (4 wieszaki)
- półka boczna
- pilot nożny
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)

Dane techniczne:

- Długość: 202 cm
- Szerokość: 67 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 100 kg
- Regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0° do 30°
- Kąt przechyłu Trendelenburga: od 0° do 10°
- Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: od 0° do 12°
- Regulacja kąta podłokietników (w poziomie): 180°
- Regulacja kąta oparcia: 0° do 70°
- Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm
- Wysokość JFD 1: od 61 cm do 86 cm
- Wysokość JFD 1 K: od 67 cm do 92 cm
- Regulacja kąta podparcia stóp: 40° do 75°

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki J: brak , 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 24 , 25

Kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Półka boczna J: nie , tak (+ 391,00 zł)

Pilot: ręczny (reg.wysokości oraz leża) , nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , pilot nożny z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , pilot bezprzewodowy (zamiast ręcznego) (+ 362,00 zł)

Wieszak na kroplówkę J: nie , tak (+ 434,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)

Wersja fotela: na gumowych stopkach , na kółkach jezdnych z hamulcem (+ 202,00 zł)