

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-chemioterapii-dializ-p-2990.html>



Fotel dializacyjny i do chemioterapii JFD 2 z regulacją wysokości

Cena brutto	8 593,00 zł
Cena netto	7 956,48 zł
Cena poprzednia	10 133,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-FDD-JFD 2

Opis produktu

Fotel dializacyjny i do chemioterapii JFD 2 – profesjonalne wyposażenie do procedur długotrwałych

Fotel dializacyjny i do chemioterapii JFD 2 to specjalistyczny fotel medyczny przeznaczony do bezpiecznego i wygodnego ułożenia pacjenta podczas dializ, chemioterapii oraz innych procedur wymagających stabilnej pozycji przez dłuższy czas. Model znajduje zastosowanie w stacjach dializ, oddziałach szpitalnych, hospicjach, gabinetach zabiegowych i placówkach ambulatoryjnych, gdzie liczy się komfort pacjenta, trwałość wyposażenia oraz ergonomia pracy personelu.

Konstrukcja fotela została oparta na solidnej stalowej podstawie malowanej proszkowo na kolor biały. Rozwiązanie to wspiera codzienne użytkowanie w placówkach medycznych, gdzie sprzęt powinien być odporny na intensywną eksploatację i łatwy do utrzymania w czystości. Tapicerka skóropodobna z linii standard line jest dostępna w wielu wariantach kolorystycznych, co ułatwia dopasowanie fotela do wystroju i standardów danej placówki.

Najważniejsze zalety fotela JFD 2

- przeznaczenie do dializ, chemioterapii i innych zabiegów wymagających długotrwałego pobytu pacjenta w fotelu,
- regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego,
- regulowane oparcie i podnóżek wspomagane sprężynami gazowymi,
- regulowane siedzisko z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga,
- regulowane podłokietniki, które ułatwiają dopasowanie ułożenia kończyn górnych do procedury,
- stabilna stalowa konstrukcja do pracy w warunkach placówek medycznych,
- dwie wersje podstawy: na stopkach lub na kółkach jezdnych z hamulcem.

Dlaczego ten model sprawdza się w placówkach medycznych?

W procedurach takich jak dializa lub chemioterapia duże znaczenie ma możliwość indywidualnego dopasowania pozycji pacjenta. Fotel JFD 2 pozwala regulować wysokość, oparcie, siedzisko, podnóżek oraz ustawienie podłokietników, co ułatwia przygotowanie stanowiska do konkretnego zabiegu. Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga zwiększa zakres ustawień, dzięki czemu personel może lepiej dostosować ułożenie pacjenta do wymagań procedury oraz własnej ergonomii pracy.

Wersje fotela JFD 2

- **JFD 2** – wersja osadzona na gumowych stopkach,
- **JFD 2 K** – wersja osadzona na kółkach jezdnych z hamulcem.

JFD 2 czy JFD 2 K – który wariant wybrać?

Wariant	Charakterystyka	Kiedy wybrać?
JFD 2 na gumowych stopkach	Stabilna wersja stacjonarna do stałego stanowiska pracy.	Gdy fotel ma stać w jednym miejscu, np. przy stałym stanowisku dializacyjnym lub zabiegowym.
JFD 2 K na kółkach z hamulcem	Wersja mobilna ułatwiająca przestawianie fotela w obrębie gabinetu, oddziału lub sali zabiegowej.	Gdy placówka potrzebuje większej elastyczności ustawienia stanowiska i łatwiejszego przemieszczania fotela.

Wyposażenie standardowe

- podstawa stalowa malowana proszkowo na kolor biały,
- tapicerka skóropodobna standard line,
- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- siedzisko regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- wysokość regulowana pilotem ręcznym,
- podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych,
- komplet regulowanych podłokietników.

Fotel JFD 2 do stanowiska dializ, chemioterapii i wlewów

Fotel JFD 2 dobrze sprawdza się jako centralny element stanowiska do dializ, chemioterapii, wlewów dożylnych i innych procedur infuzyjnych. Regulacja wysokości, oparcia, siedziska, podnóżka i podłokietników pozwala dopasować pozycję pacjenta do charakteru zabiegu oraz ułatwia personelowi dostęp do pacjenta podczas dłuższych procedur.

W zależności od organizacji pracy placówki fotel można zestawić ze [stojakiem do kroplówek](#), stolikiem zabiegowym, stolikiem pod aparaturę diagnostyczną lub wózkiem medycznym na akcesoria. Takie połączenie pomaga stworzyć wygodne i funkcjonalne stanowisko dla pacjenta oraz personelu.

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na podkład w rolce,
- stojak kroplówki z 4 wieszakami,
- półka boczna,
- stelaż w wybranym kolorze według palety RAL (poza kolorem białym).

Dane techniczne

- długość: 202 cm,
- szerokość: 67 cm,
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg,
- waga: 93 kg,
- regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0°-40°,
- kąt przechyłu Trendelenburga: 0°-15°,
- kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0°-15°,
- regulacja kąta podłokietników w poziomie: 180°,
- regulacja kąta oparcia: 0°-70°,
- wymiar podłokietników: 40 × 15 cm,
- regulacja kąta podparcia stóp: 40°-75°,
- wysokość JFD 2: 54-94 cm,
- wysokość JFD 2 K: 60-100 cm.

Zastosowanie

Model JFD 2 jest przeznaczony do wykorzystania wszędzie tam, gdzie potrzebne jest stabilne, wygodne i funkcjonalne stanowisko dla pacjenta: w stacjach dializ, oddziałach onkologicznych, gabinetach zabiegowych, oddziałach dziennych oraz innych placówkach prowadzących terapie infuzyjne i procedury wymagające dłuższego pozostawania w pozycji siedzącej lub półleżącej.

Do kompletnego wyposażenia stanowiska do dializ, chemioterapii lub procedur infuzyjnych można dobrać również [stojaki do kroplówek](#), [stoliki zabiegowe](#), [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz praktyczne [wózki medyczne](#). Zobacz także inne [fotele dializacyjne i do chemioterapii](#) oraz pełną kategorię [meble medyczne](#) dostępną w SaleMED.

FAQ

Czy fotel JFD 2 nadaje się do dializ?

Tak. Fotel JFD 2 jest przeznaczony do placówek medycznych, w tym stacji dializ, oddziałów szpitalnych i gabinetów zabiegowych. Umożliwia regulację wysokości, oparcia, siedziska, podnóżka i podłokietników.

Czy JFD 2 może być używany do chemioterapii?

Tak. Model JFD 2 może być stosowany także jako fotel do chemioterapii, terapii infuzyjnych i innych procedur wymagających wygodnego ułożenia pacjenta przez dłuższy czas.

Czy fotel JFD 2 ma pozycję Trendelenburga?

Tak. Fotel umożliwia ustawienie pozycji Trendelenburga w zakresie 0–15° oraz anty-Trendelenburga w zakresie 0–15°.

Czym różni się JFD 2 od JFD 2 K?

JFD 2 to wersja na gumowych stopkach, przeznaczona do stabilnego stanowiska pracy. JFD 2 K to wersja na kółkach jezdnych z hamulcem, która ułatwia przestawianie fotela w obrębie gabinetu lub oddziału.

Jakie jest dopuszczalne obciążenie fotela JFD 2?

Dopuszczalne obciążenie fotela JFD 2 wynosi 150 kg.

Jakie wyposażenie opcjonalne można dobrać do fotela?

Opcjonalnie można dobrać wieszak na podkład w rolce, stojak kroplówki z 4 wieszakami, półkę boczną oraz stelaż w wybranym kolorze według palety RAL, poza kolorem białym.

Model JFD 2 należy do grupy regulowanych foteli medycznych do dłuższych procedur. Zobacz także inne [fotele do dializ i chemioterapii](#), aby porównać zakres regulacji, wyposażenie oraz zastosowanie w stacji dializ, oddziale dziennym lub gabinecie zabiegowym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Wybierz półkę boczną J: nie , tak (+ 391,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)

Wybierz wieszak na kroplówkę J: nie , tak (+ 434,00 zł)

Wybierz wersje fotela: na gumowych stopkach , na kółkach jezdnych z hamulcem (+ 202,00 zł)