

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-chemioterapii-p-3385.html>

Fotel do chemioterapii JFZ 2 – regulowany fotel zabiegowy z podnóżkiem

Cena brutto	3 694,00 zł
Cena netto	3 420,37 zł
Cena poprzednia	3 324,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-FZ-J-JFZ 2

Opis produktu

Fotel do chemioterapii JFZ 2 – regulowany fotel zabiegowy z podnóżkiem

Fotel do chemioterapii JFZ 2 to profesjonalny fotel zabiegowo-infuzyjny przeznaczony do podań leków, infuzji, dializ, pobierania krwi oraz wybranych badań specjalistycznych. Dzięki regulowanemu oparciu, podnóżkowi i podłokietnikom ułatwia bezpieczne ułożenie pacjenta oraz usprawnia codzienną pracę personelu medycznego.

Model znajduje zastosowanie w ośrodkach chemioterapii dziennej, gabinetach zabiegowych, punktach pobrań, stacjach dializ, a także w wybranych pracowniach laryngologicznych i okulistycznych. To uniwersalne wyposażenie medyczne, które łączy komfort użytkowania, trwałość oraz łatwość utrzymania higieny.

Zastosowanie fotela do chemioterapii JFZ 2

Fotel został zaprojektowany z myślą o procedurach medycznych, w których liczy się stabilne podparcie pacjenta, wygoda podczas dłuższych zabiegów oraz ergonomiczna organizacja stanowiska pracy. Może być wykorzystywany jako:

- fotel do chemioterapii,
- fotel do terapii infuzyjnych,
- fotel do dializ,
- fotel do pobierania krwi,
- fotel zabiegowy do gabinetów specjalistycznych,
- fotel laryngologiczny do wybranych badań i procedur.

Najważniejsze cechy produktu

- stabilna podstawa ze stali malowanej proszkowo,
- bezszwowa tapicerka skóropodobna ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję,
- regulacja oparcia i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych,
- regulowane podłokietniki poprawiające komfort pacjenta,
- możliwość dopasowania konfiguracji do potrzeb placówki medycznej.

JFZ 2 czy JFZ 2 K – który wariant wybrać?

Wariant

JFZ 2 na gumowych stopkach

Charakterystyka

Stabilna wersja stacjonarna do stałegoGdy fotel ma stać w jednym miejscu, np. stanowiska zabiegowego lub infuzyjnego. w gabinecie chemioterapii, punkcie

Kiedy wybrać?

JFZ 2 K na kółkach z hamulcem

Wersja mobilna ułatwiająca przestawianie Gdy placówka potrzebuje większej fotela w obrębie gabinetu, oddziału lub elastyczności ustawienia stanowiska i sali zabiegowej. łatwiejszego przemieszczania fotela.

pobrań lub przy stanowisku infuzyjnym.

Fotel JFZ 2 do stanowiska chemioterapii, infuzji i pobrań

Fotel JFZ 2 może stanowić centralny element stanowiska do chemioterapii, terapii infuzyjnych, pobierania krwi, dializ oraz wybranych procedur zabiegowych. Regulowane oparcie, podnózek i podłokietniki ułatwiają dopasowanie pozycji pacjenta, a stabilna konstrukcja wspiera codzienną pracę personelu medycznego.

W zależności od organizacji pracy placówki fotel można zestawić ze [stojakiem do kroplówek](#), [stolikiem zabiegowym](#), [stolikiem pod aparaturę diagnostyczną](#) lub [wózkiem medycznym](#) na akcesoria i materiały pomocnicze.

Wypożyczenie standardowe

- stelaż stalowy malowany proszkowo w kolorze białym,
- tapicerka skóropodobna standard line,
- oparcie z płynną regulacją,
- podnózek z płynną regulacją,
- komplet regulowanych podłokietników.

Wypożyczenie opcjonalne

- wieszak na podkład w rolce,
- tapicerka winylowa exclusive line,
- stojak na kroplówki,
- półka boczna,
- kolor stelaża według palety RAL.

Komfort pacjenta i ergonomia pracy personelu

Dla pacjentów poddawanych chemioterapii, dializom lub dłuższym zabiegom infuzyjnym szczególnie ważne są komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość wygodnego dopasowania pozycji. Fotel JFZ 2 wspiera te potrzeby dzięki regulowanym elementom konstrukcji i stabilnemu podparciu, co pomaga ograniczyć dyskomfort podczas procedur medycznych.

Regulowane podłokietniki ułatwiają dostęp do kończyny górnej podczas podań dożylnych, pobierania krwi i obserwacji pacjenta. To praktyczne rozwiązanie, które poprawia ergonomię pracy personelu i ułatwia organizację stanowiska zabiegowego.

Łatwość utrzymania higieny i trwałość

Bezszwowa tapicerka oraz solidna stalowa konstrukcja sprawiają, że fotel dobrze sprawdza się w intensywnie użytkowanych placówkach medycznych. Materiały zostały dobrane z myślą o codziennej eksploatacji, prostym czyszczeniu oraz utrzymaniu wysokiego standardu higieny w gabinecie, poradni lub oddziale zabiegowym.

Dlaczego warto wybrać ten fotel zabiegowy?

Fotel do chemioterapii JFZ 2 to rozwiązanie dla placówek, które szukają trwałego, funkcjonalnego i estetycznego wyposażenia medycznego. Łączy uniwersalne zastosowanie, wygodę pacjenta, bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwość rozbudowy o praktyczne akcesoria. Dzięki temu dobrze sprawdza się zarówno w codziennej pracy gabinetu, jak i w specjalistycznych stanowiskach terapeutycznych.

Do kompletnego wyposażenia stanowiska do chemioterapii, infuzji, dializ lub pobrań krwi można dobrać również [stojaki do kroplówek](#), [stoliki zabiegowe](#), [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz [wózki medyczne](#). Zobacz także inne [fotele dializacyjne i do chemioterapii](#), [fotele do pobierania krwi](#) oraz pełną kategorię [meble medyczne](#) dostępną w SaleMED.

FAQ

Czy fotel JFZ 2 nadaje się do chemioterapii?

Tak. Fotel JFZ 2 jest przeznaczony do chemioterapii, terapii infuzyjnych, podań leków i dłuższych procedur zabiegowych. Ma regulowane oparcie, podnózek i podłokietniki, co ułatwia wygodne ułożenie pacjenta.

Czy JFZ 2 może być używany do dializ?

Tak. Model JFZ 2 może być stosowany również jako fotel do dializ lub procedur wymagających stabilnego podparcia pacjenta w pozycji siedzącej albo półleżącej.

Czym różni się JFZ 2 od JFZ 2 K?

JFZ 2 to wersja na gumowych stopkach, przeznaczona do stabilnego stanowiska pracy. JFZ 2 K to wersja na kółkach jezdnych z hamulcem, która ułatwia przestawianie fotela w obrębie gabinetu, oddziału lub sali zabiegowej.

Czy fotel ma regulowany podnóżek?

Tak. Fotel JFZ 2 posiada podnóżek z płynną regulacją, co pozwala wygodniej dopasować pozycję pacjenta podczas chemioterapii, infuzji, dializ lub innych procedur medycznych.

Czy fotel JFZ 2 sprawdzi się w punkcie pobrań?

Tak. Regulowane podłokietniki ułatwiają dostęp do kończyny górnej, dlatego fotel może być wykorzystywany także w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych i poradniach specjalistycznych.

Jakie wyposażenie opcjonalne można dobrać do fotela?

Opcjonalnie można dobrać wieszak na podkład w rolce, tapicerkę winylową Exclusive Line, stojak na kroplówki, półkę boczną oraz kolor stelaża według palety RAL.

Jeżeli szukasz fotela do chemioterapii, wlewów lub terapii infuzyjnej, porównaj ten model także z innymi produktami w kategorii [fotele do chemioterapii i dializ](#). Znajdziesz tam warianty do oddziałów dziennych, gabinetów i stanowisk zabiegowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Wybierz wersję fotela JFZ: JFZ2-na gumowych stopkach , JFZ2K-na kółkach jezdnych z hamulcem (+ 202,00 zł)

Wieszak na papier do FZ: Nie , Tak (+ 116,00 zł)

Stojak kroplówki do FZ: Nie , Tak (+ 434,00 zł)

Półka boczna do FZ: Nie , Tak (+ 391,00 zł)