

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-dializ-basic-p-2173.html>



## Fotel do dializ Basic

Dostępność

**W magazynie**

Numer katalogowy

**SM-KTS-FZ-BASIC**

### Opis produktu

#### Fotel do dializ Basic

Może stanowić wyposażenie domów opieki społecznej, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych. Doskonale się też sprawdzi przy innych zabiegach tj. pobierania krwi, chemioterapii, oraz zabiegów laryngologicznych i okulistycznych. Jego konstrukcja jest solidna, profile i rury stalowe, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Segment oparcia pleców, posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS. Regulacja kąta segmentów oparcia pleców realizowana jest za pomocą sprężyny gazowej poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni.

#### Cechy fotela:

- solidna konstrukcja
- stosowany do zabiegów: dializ, pobierania krwi, chemioterapii, okulistycznych
- segment oparcia pleców z osłoną ABS
- profile i rury stalowe, pokryte lakierem proszkowym
- estetyczne wykonanie
- regulacja kąta odbywa się za pomocą sprężyn gazowych
- tapicerka łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
- całkowita długość fotela 1700 mm
- całkowita szerokość fotela 880 mm
- szerokość siedziska 550 mm
- wysokość siedziska 500 mm
- kątowa regulacja segmentu oparcia pleców 75°
- kątowa regulacja podłokietników - 20° do 60°
- zakres regulacji wysokości podłokietników 150 mm do 250°
- wymiary blatu bocznego 248 x 348 mm
- maksymalne dopuszczalne obciążenie 150 kg
- maksymalne obciążenie blatu bocznego 10 kg
- okres użytkowania 10 lat

#### Dane techniczne:

- całkowita długość fotela, mm 1445
- całkowita szerokość fotela, mm 880
- szerokość siedziska, mm 550
- wysokość siedziska, mm 500
- kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, ° 75°

- 
- trendelenburg segmentu oparcia pleców, ° -  $7^{\circ} \pm 2^{\circ}$
  - kątowa regulacja podłokietników, ° - 20° do 60°
  - zakres regulacji wysokości podłokietników, mm 150 do 250
  - wymiary blatu bocznego, mm 248 x 348
  - maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg 150
  - maksymalne obciążenie blatu bocznego, kg 10
  - okres użytkowania 10 lat

**Możliwość dokupienia stoliczka na sprzęt instrumentalny, wieszaka na kroplówki oraz zagłówka.**

Jeżeli porównujesz prostsze i bardziej rozbudowane modele do dializ, sprawdź pełną kategorię [fotele dializacyjne i do chemioterapii](#), gdzie znajdziesz warianty do stacji dializ, gabinetów zabiegowych, wlewów i terapii infuzyjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor tapicerki KTS:** brak , 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21

**Stolik instrumentalny KTS:** Nie , Tak

**Wieszak na kopolówkę KTS:** Nie , Tak

**Zagłówek KTS:** Nie , Tak