

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-dializ-dona-p-2175.html>

Fotel do dializ DoNa



Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

SM-KTS-FZ-BASIC-D

Opis produktu

Fotel do dializ DoNa

Może stanowić wyposażenie domów opieki społecznej, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych. Doskonale się też sprawdzi przy innych zabiegach tj. pobierania krwi, chemioterapii, oraz zabiegów laryngologicznych i okulistycznych. Przedstawiony fotel medyczny ma bardzo solidną konstrukcję, profil i rury są stalowej konstrukcji, pokryte są lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV, oraz uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Segmenty siedziska, oraz oparcia pleców są tapicerowane. Segment oparcia, posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS. Regulacja kąta segmentów, oparcia pleców i siedziska realizowana jest za pomocą sprężyn gazowych, poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni.

Cechy fotela:

- solidna konstrukcja
- stosowany do zabiegów: dializ, pobierania krwi, chemioterapii, okulistycznych
- segment oparcia pleców posiada osłonę z tworzywa ABS
- profile i rury stalowe, pokryte lakierem proszkowym
- estetyczne wykonanie
- regulacja kąta odbywa się za pomocą sprężyn gazowych
- tapicerka łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
- lakier odporny na promienie UV

Dane Techniczne:

- całkowita długość fotela, mm 1980
- całkowita szerokość fotela, mm 880 ± 20
- szerokość siedziska, mm 550 ± 20
- wysokość siedziska, mm 500 ± 20
- kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, ° $75^\circ \pm 2^\circ$
- trendelenburg segmentu oparcia pleców, ° $-7^\circ \pm 2^\circ$
- kątowa regulacja segmentu siedziska, ° 5° do $20^\circ (\pm 2^\circ)$
- kątowa regulacja podłokietników, ° -20° do $60^\circ (\pm 2^\circ)$
- zakres regulacji wysokości podłokietników, mm 150 do 250 (± 2)
- wymiary blatu bocznego, mm 248 x 348 (± 10 mm)
- maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg 150
- maksymalne obciążenie blatu bocznego, kg 10
- okres użytkowania 10 lat

Możliwość dokupienia stoliczka na sprzęt instrumentalny, wieszaka na kroplówki oraz zagłówka.

Przy wyborze fotela do dializ lub procedur infuzyjnych warto sprawdzić również inne modele dostępne w kategorii [fotele dializacyjne i do chemioterapii](#), szczególnie jeśli zależy Ci na porównaniu regulacji, komfortu pacjenta i zastosowania w placówce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21

Stolik instrumentalny KTS: Nie , Tak

Wieszak na kopolówkę KTS: Nie , Tak

Zagłówek KTS: Nie , Tak