

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-dializ-jfd-3-z-elektryczna-regulacja-p-3497.html>



Fotel do dializ JFD 3 z elektryczną regulacją

Cena brutto	9 172,00 zł
Cena netto	8 492,59 zł
Cena poprzednia	10 192,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-FDD-JFD-3

Opis produktu

Fotel do dializ JFD 3 – specjalistyczne wyposażenie stacji dializ i gabinetów zabiegowych

Fotel do dializ JFD 3 to specjalistyczny fotel medyczny przeznaczony do wykonywania zabiegów dializacyjnych w stacjach dializ, ośrodkach zdrowia, gabinetach zabiegowych oraz placówkach lekarskich. Model został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym ułożeniu pacjenta, komforcie podczas dłuższych procedur oraz wygodnej obsłudze przez personel medyczny.

Konstrukcja fotela oparta jest na mobilnej podstawie z kółkami jezdnymi i centralną blokadą uruchamianą z obu stron siedziska. Takie rozwiązanie ułatwia ustawienie fotela w wybranym miejscu, a następnie jego szybkie i stabilne zablokowanie na czas zabiegu. To szczególnie ważne w codziennej pracy stacji dializ, gdzie liczy się zarówno bezpieczeństwo pacjenta, jak i sprawna organizacja stanowiska.

Najważniejsze cechy fotela do dializ JFD 3

- elektryczna regulacja oparcia,
- elektryczna regulacja podnóżka,
- podłokietniki regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- centralna blokada kół dostępna po obu stronach siedziska,
- stojak na kroplówkę z 4 wieszakami,
- wieszak na podkład w rolce,
- kosz na ubrania pacjenta,
- tapicerka skóropodobna standard line,
- stelaż stalowy malowany proszkowo.

Komfort pacjenta i ergonomia pracy personelu

W modelu JFD 3 oparcie oraz podnóżek regulowane są za pomocą siłowników elektrycznych, co pozwala precyzyjnie dopasować pozycję pacjenta do przebiegu procedury oraz potrzeb personelu. Podłokietniki regulowane sprężynami gazowymi, obsługiwane manetkami umieszczonymi pod każdym z nich, ułatwiają prawidłowe ułożenie kończyn górnych i poprawiają wygodę podczas zabiegu.

Fotel sprawdza się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest długotrwałe pozostawianie pacjenta w stabilnej i komfortowej pozycji. Dzięki dopuszczalnemu obciążeniu do 200 kg oraz solidnej stalowej konstrukcji model JFD 3 jest przygotowany do intensywnej eksploatacji w placówkach medycznych.

Kiedy wybrać fotel dializacyjny JFD 3?

Fotel dializacyjny JFD 3 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje mobilnego fotela do dializ z elektryczną regulacją oparcia i podnóżka, centralną blokadą kół oraz zwiększoną nośnością do 200 kg. To model przeznaczony do intensywnej pracy w stacjach dializ, oddziałach szpitalnych i gabinetach zabiegowych, gdzie ważne są stabilność, wygoda pacjenta oraz szybka organizacja stanowiska.

W porównaniu z prostszymi fotelami zabiegowymi JFD 3 oferuje bardziej zaawansowaną konfigurację stanowiska: elektryczne ustawienie segmentów, mobilną podstawę z centralną blokadą, regulowane podłokietniki, stojak kroplówki, wieszak na podkład i kosz na ubrania pacjenta w wyposażeniu standardowym.

Fotel JFD 3 jako element kompletnego stanowiska dializacyjnego

Fotel do dializ JFD 3 może być centralnym elementem stanowiska dla pacjenta, ale w praktyce najlepiej działa jako część kompletnego wyposażenia medycznego. W zależności od organizacji pracy placówki warto zestawić go ze [stojakiem do kroplówek](#), [stolikiem zabiegowym](#), [stolikiem pod aparaturę diagnostyczną](#) lub [wózkiem medycznym](#) na akcesoria i materiały pomocnicze.

Takie połączenie ułatwia organizację stanowiska dializacyjnego, ponieważ najważniejsze wyposażenie pozostaje w zasięgu personelu. Dzięki temu praca przy pacjencie jest wygodniejsza, a stanowisko lepiej dopasowane do codziennego rytmu placówki medycznej.

Wyposażenie standardowe

- podstawa ze stali malowanej proszkowo w kolorze srebrnym,
- tapicerka skóropodobna standard line,
- elektryczna regulacja oparcia,
- elektryczna regulacja podnóżka,
- podłokietniki regulowane sprężynami gazowymi,
- wieszak na podkład w rolce,
- stojak kroplówki,
- kosz na ubrania pacjenta.

Wyposażenie opcjonalne

Na zamówienie dostępny jest stelaż w dowolnym kolorze według palety RAL, z wyłączeniem standardowego koloru srebrnego. Pozwala to dopasować wygląd fotela do aranżacji gabinetu, oddziału lub standardu wizualnego placówki.

Dane techniczne fotela dializacyjnego JFD 3

Długość	210 cm
Szerokość	96 cm
Wysokość	56 cm
Dopuszczalne obciążenie	200 kg
Waga	103 kg
Regulacja kąta nachylenia podnóżka	0°-45°
Regulacja kąta oparcia	0°-84°
Wymiar podłokietników	54 × 16 cm

Zastosowanie fotela JFD 3

Fotel do dializ JFD 3 znajduje zastosowanie przede wszystkim w stacjach dializ, ale może być również wykorzystywany w gabinetach zabiegowych, placówkach ambulatoryjnych i innych jednostkach ochrony zdrowia, w których potrzebne jest stabilne, wygodne i funkcjonalne stanowisko do procedur medycznych.

Do kompletnego wyposażenia stacji dializ, oddziału lub gabinetu zabiegowego można dobrać również [stojaki do kroplówek](#), [stoliki zabiegowe](#), [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz [wózki medyczne](#). Zobacz także inne [fotele dializacyjne i do chemioterapii](#), [fotele do pobierania krwi](#) oraz pełną kategorię [meble medyczne](#) dostępną w SaleMED.

FAQ

Czy fotel JFD 3 nadaje się do stacji dializ?

Tak. Fotel JFD 3 jest przeznaczony przede wszystkim do stacji dializ oraz placówek medycznych wykonujących dłuższe procedury przy pacjencie. Ma elektryczną regulację oparcia i podnóżka, centralną blokadę kół oraz nośność do 200 kg.

Czy fotel JFD 3 ma elektryczną regulację?

Tak. Model JFD 3 posiada elektryczną regulację oparcia oraz elektryczną regulację podnóżka, co ułatwia dopasowanie pozycji pacjenta podczas dializ, infuzji lub innych procedur medycznych.

Czy fotel JFD 3 jest mobilny?

Tak. Fotel ma mobilną podstawę z kółkami jezdnyymi oraz centralną blokadę kół uruchamianą z obu stron siedziska. Ułatwia to ustawienie fotela w wybranym miejscu i jego stabilne zablokowanie na czas zabiegu.

Jakie jest dopuszczalne obciążenie fotela JFD 3?

Dopuszczalne obciążenie fotela JFD 3 wynosi 200 kg.

Jakie wyposażenie standardowe ma fotel JFD 3?

W wyposażeniu standardowym znajduje się między innymi elektryczna regulacja oparcia i podnóżka, regulowane podłokietniki, wieszak na podkład w rolce, stojak kroplówki oraz kosz na ubrania pacjenta.

Czy można zmienić kolor stelaża fotela?

Tak. Opcjonalnie dostępny jest stelaż w dowolnym kolorze według palety RAL, z wyłączeniem standardowego koloru srebrnego.

Przy kompletowaniu stanowiska dla pacjentów wymagających stabilnego ułożenia warto porównać ten model z innymi fotelami z kategorii [fotele do dializ](#). W ofercie znajdują się również warianty do chemioterapii, wlewów i procedur zabiegowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża RAL J: Powłoka metaliczna - srebrna , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy