



Fotel do dializ JFZ 1 z regulowanym oparciem i podłokietnikami

Cena brutto	3 027,00 zł
Cena netto	2 802,78 zł
Cena poprzednia	3 148,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-FZ-J-JFZ 1

Opis produktu

Fotel do dializ JFZ 1 z regulowanym oparciem i podłokietnikami

Fotel do dializ JFZ 1 to profesjonalny fotel medyczny przeznaczony do bezpiecznego i komfortowego ułożenia pacjenta podczas dializ, podań dożylnych, pobierania krwi oraz wybranych procedur diagnostycznych i zabiegowych. Model został zaprojektowany z myślą o placówkach, które oczekują trwałego wyposażenia, łatwej dezynfekcji oraz ergonomii pracy personelu.

Dzięki regulowanemu oparciu i obracanym podłokietnikom fotel sprawdza się zarówno w stacjach dializ, jak i w gabinetach zabiegowych, punktach pobrań, poradniach specjalistycznych oraz oddziałach dziennych. To rozwiązanie, które łączy stabilność konstrukcji z wygodą pacjenta podczas procedur trwających od kilkunastu minut do kilku godzin.

Najważniejsze zalety fotela do dializ JFZ 1

- **Wszechstronne zastosowanie** – model może być wykorzystywany jako fotel do dializ, fotel zabiegowy, fotel do pobierania krwi, fotel do infuzji oraz stanowisko do wybranych badań specjalistycznych.
- **Regulowane oparcie** – sprężyna gazowa umożliwia ustawienie oparcia w zakresie od 0° do 70°, co ułatwia dopasowanie pozycji pacjenta do rodzaju procedury.
- **Obracane podłokietniki** – para podłokietników o wymiarach 40 x 15 cm z obrotem do 180° poprawia wygodę pacjenta i ułatwia personelowi dostęp podczas zabiegów.
- **Solidna konstrukcja** – stalowa podstawa malowana proszkowo zapewnia stabilność i trwałość w intensywnym użytkowaniu medycznym.
- **Nośność do 180 kg** – fotel może być stosowany w szerokim zakresie zastosowań ambulatoryjnych i szpitalnych.
- **Tapicerka bezszwowa** – łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, odpowiednia do placówek, w których obowiązują wysokie standardy higieniczne.

Zastosowanie

Fotel JFZ 1 został opracowany z myślą o placówkach medycznych, w których ważne są bezpieczeństwo pacjenta, wygodne ułożenie ciała oraz sprawna organizacja pracy personelu. Model znajduje zastosowanie między innymi jako:

- fotel do dializ w stacjach dializ i oddziałach nefrologicznych,
- fotel do chemioterapii i terapii infuzyjnych,
- fotel zabiegowy w gabinetach zabiegowych i punktach pobrań,
- fotel do podań kroplowych i obserwacji pacjenta,
- fotel pomocniczy w gabinetach okulistycznych i laryngologicznych.

Regulacja oparcia oraz ruchome podłokietniki pomagają uzyskać pozycję wygodną dla pacjenta i praktyczną z punktu widzenia personelu wykonującego procedurę.

Wyposażenie standardowe

- stalowa podstawa malowana proszkowo w kolorze białym RAL,
- tapicerka bezszwowa Standard Line,
- regulowane oparcie na sprężynie gazowej,
- para regulowanych podłokietników.

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na podkład w rolce,
- tapicerka winylowa Exclusive Line,
- stojak na kroplówkę,
- półka boczna,
- podstawa malowana w dowolnym kolorze z palety RAL (z wyłączeniem białego).

Warianty modelu

JFZ 1 czy JFZ 1 K – który wariant wybrać?

Wariant	Charakterystyka	Kiedy wybrać?
JFZ 1 na gumowych stopkach	Stabilna wersja stacjonarna do stanowiska pracy.	Gdy fotel ma stać w jednym miejscu, np. w punkcie pobrań, gabinecie zabiegowym lub przy stanowisku infuzyjnym.
JFZ 1 K na kółkach z hamulcem	Wersja mobilna ułatwiająca przestawianie fotela w obrębie gabinetu, oddziału lub sali zabiegowej.	Gdy placówka potrzebuje większej elastyczności ustawienia stanowiska i łatwiejszego przemieszczania fotela.

Dane techniczne fotela JFZ 1

Długość całkowita	140 cm
Szerokość	66 cm
Nośność	180 kg
Waga	70 kg
Regulacja oparcia	0°–70°
Regulacja podłokietników	obróć do 180°
Wymiary podstawy	111 x 53 cm

Fotel JFZ 1 do stanowiska dializ, infuzji i pobrań

Fotel JFZ 1 sprawdza się jako praktyczny element stanowiska do dializ, infuzji, pobierania krwi i wybranych procedur zabiegowych. Regulowane oparcie oraz obracane podłokietniki ułatwiają dopasowanie pozycji pacjenta, a stabilna konstrukcja wspiera bezpieczną pracę personelu w gabinecie, punkcie pobrań lub oddziale dziennym.

W zależności od organizacji pracy placówki fotel można zestawić ze [stojakiem do kroplówek](#), [stolikiem zabiegowym](#), [stolikiem pod aparaturę diagnostyczną](#) lub [wózkiem medycznym](#) na akcesoria i materiały pomocnicze.

Dlaczego warto wybrać fotel dializacyjny JFZ 1?

Model JFZ 1 to praktyczne rozwiązanie dla placówek, które potrzebują trwałego fotela do procedur długotrwałych i ambulatoryjnych. Jego konstrukcja wspiera komfort pacjenta, a jednocześnie ułatwia personelowi wykonywanie codziennych czynności medycznych. Dużą zaletą jest połączenie stabilnej podstawy, prostego systemu regulacji oraz tapicerki przystosowanej do częstej dezynfekcji.

Do kompletnego wyposażenia gabinetu, punktu pobrań lub stanowiska zabiegowego można dobrać również [stojaki do kroplówek](#), [stoliki zabiegowe](#), [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz [wózki medyczne](#). Zobacz także inne [fotele dializacyjne i do chemioterapii](#) oraz pełną kategorię [meble medyczne](#) dostępną w SaleMED.

Fotel do dializ JFZ 1 to profesjonalny wybór do nowoczesnych placówek medycznych, które stawiają na ergonomię, bezpieczeństwo pacjenta i wysoką funkcjonalność wyposażenia.

FAQ

Czy fotel JFZ 1 nadaje się do dializ?

Tak. Fotel JFZ 1 może być stosowany jako fotel do dializ oraz procedur infuzyjnych. Ma regulowane oparcie, obracane podłokietniki i stabilną konstrukcję przystosowaną do pracy w placówkach medycznych.

Czy fotel JFZ 1 sprawdzi się w punkcie pobrań?

Tak. Model JFZ 1 może być używany również w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych i poradniach specjalistycznych. Obracane podłokietniki ułatwiają ułożenie kończyn górnych oraz dostęp personelu do pacjenta.

Czy JFZ 1 ma regulowane oparcie?

Tak. Oparcie fotela jest regulowane za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0° do 70°.

Czym różni się JFZ 1 od JFZ 1 K?

JFZ 1 to wersja na gumowych stopkach, przeznaczona do stabilnego stanowiska pracy. JFZ 1 K to wersja na kółkach jezdnych z hamulcem, która ułatwia przestawianie fotela w obrębie gabinetu lub oddziału.

Jakie jest dopuszczalne obciążenie fotela JFZ 1?

Dopuszczalne obciążenie fotela JFZ 1 wynosi 180 kg.

Jakie wyposażenie opcjonalne można dobrać do fotela?

Opcjonalnie można dobrać wieszak na podkład w rolce, tapicerkę winylową Exclusive Line, stojak na kroplówkę, półkę boczną oraz podstawę w wybranym kolorze RAL, z wyłączeniem koloru białego.

Fotel JFZ 1 może być stosowany przy dializach, badaniach i procedurach zabiegowych, gdy ważne są regulowane podłokietniki oraz wygodne ułożenie pacjenta. Inne modele z tej grupy znajdziesz w kategorii [fotele dializacyjne i zabiegowe do długich procedur](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 (+ 120,00 zł) , 110 (+ 120,00 zł) , 111 (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Wybierz wersję fotela JFZ: JFZ2-na gumowych stopkach , JFZ2K-na kółkach jezdnych z hamulcem (+ 202,00 zł)

Wieszak na papier do FZ: Nie , Tak (+ 116,00 zł)

Stojak kroplówki do FZ: Nie , Tak (+ 434,00 zł)

Półka boczna do FZ: Nie , Tak (+ 391,00 zł)