

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-rozkładany-do-spania-p-2432.html>

Fotel rozkładany do spania



Cena brutto	2 584,00 zł
Cena netto	2 392,59 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-RB-F-ASTER

Opis produktu

Prezentujemy wyjątkowy fotel rozkładany do spania, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nasze fotele rozkładane z funkcją spania to perfekcyjne połączenie komfortu i funkcjonalności, oferujące wyjątkowy relaks w jednoosobowym fotelu. Dodatkowo, nasz fotel jest idealnym wyborem także dla osób poszukujących fotela geriatrycznego, zapewniającego wygodę i bezpieczeństwo.

Regulacja pochylenia oparcia w zakresie od 125° do 145° umożliwia dostosowanie fotela do indywidualnych preferencji, zapewniając optymalną pozycję zarówno do siedzenia, jak i spania. Ergonomiczny kształt oparcia typu WINGS oraz solidna, stalowa konstrukcja gwarantują doskonałe podparcie dla pleców, co przekłada się na wyjątkowy komfort użytkowania.

Fotel wyposażony został w praktyczną kieszonkę boczną (standardowo) oraz opcjonalną kieszonkę tylną, co sprawia, że możesz przechowywać w nich drobne przedmioty lub pościel, dodatkowo zwiększając funkcjonalność mebla. Szeroki wybór materiałów pozwala dopasować fotel do Twojego stylu, a łatwa w czyszczeniu i wodoodporna tapicerka sprawiają, że utrzymanie go w doskonałym stanie jest niezwykle proste.

Mobilność fotela jednoosobowego z funkcją spania jest gwarantowana przez 4 kółka firmy TENTE, z dwoma kółkami kierunkowymi i dwoma z blokadą. Kompaktowe wymiary umożliwiają swobodne poruszanie się po przestrzeni domowej, a solidność wykonania sprawia, że fotel geriatryczny jest nie tylko wygodny, ale także trwały.

Zapomnij o kompromisach między stylem a funkcjonalnością - nasze fotele rozkładane z funkcją spania to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowy design, komfort i praktyczność. Wybierz nasz rozkładany fotel jednoosobowy z funkcją spania, który stanie się centralnym punktem Twojego wnętrza, zapewniając niezapomniane chwile wypoczynku.

Fotel geriatryczny dla seniora: waga całkowita fotela: 40 kg. Dopuszczalne obciążenie do 135 kg

Fotel jednoosobowy z funkcją spania, cechy:

- funkcjonalny
- regulacja zagłówka oraz podnóżka odbywa się bez pilota
- fotel rozkłada się poprzez siłę własnych mięśni, poprzez oparcie się plecami o oparcie
- fotel + funkcja spania
- do oddziałów pediatrycznych, domów opieki, szpitali
- komfortowy

- wyprofilowane oparcie oraz siedzisko
- najwyższe jakości materiały
- atrakcyjny wygląd
- regulacja kąta
od 125° do 145°
- solidna, stalowa konstrukcja malowana proszkowo,
- wodoodporna tapicerka
- łatwy w utrzymaniu czystości
- kółka (2 z hamulcem)
- swobodne przemieszczenie
- max. obciążenia: 135kg


Fotel geriatryczny dla seniora, dane techniczne:

Wymiary w pozycji siedzącej:

- Szerokość x wysokość x głębokość: 680 x 1070 x 870
- Wymiary siedziska: szerokość x głębokość: 520 x 550
- Wysokość siedziska od podłoża: 460
- Wymiary oparcia: szerokość x wysokość: 520 x 700
- Kąt oparcia: 125°
- Wysokość podłokietników nad siedziskiem: 180
- Wymiary podnóżka: szerokość x długość: 520 x 250
- Wysokość prześwitu pod fotelem: 130
- Wysokość prześwitu pod podnóżkiem: 105
- Średnica kółek: 100

Wymiary w pozycji leżącej:

- Szerokość x wysokość x głębokość: 680 x 900 x 1620
- Wymiary siedziska: szerokość x głębokość: 520 x 990
- Wysokość siedziska od podłoża: 460
- Wymiary oparcia: szerokość x wysokość: 520 x 700
- Kąt oparcia: 145°
- Wysokość podłokietników nad siedziskiem: 180
- Wymiary podnóżka: szerokość x długość: 520 x 250
- Wysokość prześwitu pod fotelem: 130
- Wysokość prześwitu pod podnóżkiem: 485



Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki CADET: brak , CHALK (+ 200,00 zł), COBALT (+ 200,00 zł), INDIGO (+ 200,00 zł), PACIFIC (+ 200,00 zł), TURQUOISE (+ 200,00 zł), ROYAL (+ 200,00 zł), ELECTRIC-BLUE (+ 200,00 zł), LILAC (+ 200,00 zł), VIOLET (+ 200,00 zł), SKY (+ 200,00 zł), DUCK-EGG-BLUE (+ 200,00 zł), GRAPE (+ 200,00 zł), INK (+ 200,00 zł), HYACINTH (+ 200,00 zł), JADE (+ 200,00 zł), MOSS (+ 200,00 zł), WASABI (+ 200,00 zł), SPRUCE (+ 200,00 zł), ELM (+ 200,00 zł), SEAFOAM (+ 200,00 zł), APPLE (+ 200,00 zł), FOREST (+ 200,00 zł), CITRUS (+ 200,00 zł), LAUREL (+ 200,00 zł), CACTUS (+ 200,00 zł), LEMON (+ 200,00 zł), HAY (+ 200,00 zł), AMBER (+ 200,00 zł), TERRACOTTA (+ 200,00 zł), WINE (+ 200,00 zł), VERMILLION (+ 200,00 zł), TANGERINE (+ 200,00 zł), SCARLET (+ 200,00 zł), MIST (+ 200,00 zł), PLUM (+ 200,00 zł), FUCHSIA (+ 200,00 zł), PALE-PINK (+ 200,00 zł), BLUSH (+ 200,00 zł), MULBERRY (+ 200,00 zł), THISTLE (+ 200,00 zł), CERISE (+ 200,00 zł), PEONY (+ 200,00 zł), MINK (+ 200,00 zł), NUTMG (+ 200,00 zł), CREAM (+ 200,00 zł), MUSHROOM (+ 200,00 zł), CHAI (+ 200,00 zł), COBBLE (+ 200,00 zł), SILVER (+ 200,00 zł), DOVE (+ 200,00 zł), ASH (+ 200,00 zł), PUTTY (+ 200,00 zł), PLATINUM (+

200,00 zł), GRAPHITE (+ 200,00 zł)

Kolor tapicerki ASTON: brak , Aston-Light-Blue (+ 320,00 zł), Aston Azure (+ 320,00 zł), Aston Teal (+ 320,00 zł), Aston Emerald (+ 320,00 zł), Aston Light Green (+ 320,00 zł), Aston Lime (+ 320,00 zł), Aston Bottle Green (+ 320,00 zł), Aston Pistachio (+ 320,00 zł), Aston Gold (+ 320,00 zł), Aston Mustard (+ 320,00 zł), Aston Red (+ 320,00 zł), Aston Magenta (+ 320,00 zł), Aston Spice (+ 320,00 zł), Aston Rich Ivory (+ 320,00 zł), Aston Tan (+ 320,00 zł), Aston Espresso (+ 320,00 zł), Aston Buff (+ 320,00 zł), Aston Chestnut (+ 320,00 zł), Aston Pewter (+ 320,00 zł), Aston Zinc (+ 320,00 zł), Aston Gunmetal (+ 320,00 zł), Aston Graphite (+ 320,00 zł)

Kolor tapicerki VIENNA: 01 white , 02 creme , 03 almond , 04 cappucino , 05 taupe , 06 dark taupe , 07 choco , 08 brown , 10 aubergine , 11 fuchsia , 12 turquoise , 13 plum , 14 mint , 15 platinum , 16 graphit , 17 black