

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-pobierania-krwi-dwustronny-p-923.html>



Fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami

Cena brutto	1 017,00 zł
Cena netto	941,67 zł
Cena poprzednia	1 130,00 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	31-08-2026
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-FDPK-JFK

Opis produktu

Fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami

Fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami to praktyczne stanowisko medyczne do pobrań krwi, iniekcji i krótkich procedur wykonywanych w pozycji siedzącej. Dwustronna konstrukcja umożliwia wygodną pracę z prawą lub lewą ręką pacjenta, dlatego model dobrze sprawdza się w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, przychodniach i oddziałach szpitalnych, gdzie ważna jest szybka organizacja stanowiska oraz stabilne podparcie kończyny górnej.

Największą przewagą tego modelu są regulowane podłokietniki, które można dopasować wysokościowo oraz kątowno do strony pobrania, budowy ciała pacjenta i układu gabinetu. Takie rozwiązanie ułatwia przygotowanie pacjenta do procedury, poprawia komfort ułożenia ręki i pomaga personelowi sprawniej pracować zarówno z prawą, jak i lewą kończyną górną.

Najważniejsze zalety

- dwustronny fotel do pobierania krwi do pracy z prawą lub lewą ręką pacjenta,
- regulowane podłokietniki ułatwiające stabilne ułożenie kończyny górnej,
- regulacja wysokości podłokietników w zakresie 0–20 cm,
- regulacja kąta podłokietników w poziomie do 180°,
- kompaktowe stanowisko do pobrań krwi, iniekcji i krótkich procedur ambulatoryjnych,
- stabilna konstrukcja do codziennej pracy w placówkach medycznych,
- odpowiedni do punktów pobrań, przychodni, laboratoriów i gabinetów zabiegowych,
- tapicerka medyczna dostępna w wielu wariantach kolorystycznych,
- możliwość wyboru wariantu kolorystycznego stelaża,
- dopuszczalne obciążenie do 130 kg.

Zastosowanie dwustronnego fotela do pobierania krwi

Model sprawdzi się w punktach pobrań, laboratoriach analitycznych, przychodniach, gabinetach zabiegowych, oddziałach szpitalnych i prywatnych placówkach medycznych. Dwustronny układ podłokietników ułatwia organizację pracy tam, gdzie pacjenci są obsługiwani naprzemiennie z lewej lub prawej strony.

Fotel może być używany nie tylko do pobierania krwi, ale również do iniekcji i krótkich procedur ambulatoryjnych wykonywanych w pozycji siedzącej. Kompaktowa konstrukcja jest przydatna w gabinetach, w których liczy się oszczędność miejsca, szybkie przygotowanie stanowiska i wygodne podparcie ręki pacjenta.

Regulowane podłokietniki i ergonomia pracy personelu

Regulacja wysokości podłokietników w zakresie 0–20 cm oraz regulacja kąta w poziomie do 180° pomagają dopasować podparcie do pacjenta, strony pobrania i ustawienia stanowiska. Dzięki temu personel może wygodnie pracować zarówno z prawą, jak i lewą kończyną górną.

Stabilne podparcie ręki ogranicza konieczność częstego korygowania pozycji pacjenta i ułatwia przeprowadzenie pobrania krwi lub iniekcji w warunkach codziennej pracy gabinetu zabiegowego, punktu pobrań albo laboratorium.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami
Numer katalogowy	SM-J-FDPK-JFK
Typ	Dwustronny fotel / stanowisko do pobierania krwi
Zastosowanie	Pobieranie krwi, iniekcje, krótkie procedury ambulatoryjne
Placówki	Punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia, oddział szpitalny
Dwustronna konstrukcja	Tak – możliwość pracy z prawą lub lewą ręką pacjenta
Regulowane podłokietniki	Tak
Regulacja wysokości podłokietników	0–20 cm
Regulacja kąta podłokietników	Do 180° w poziomie
Wymiar podłokietników	40 × 15 cm
Szerokość całkowita	80 cm
Szerokość siedziska	45 cm
Wysokość	95 cm
Głębokość	80 cm
Waga	15 kg
Dopuszczalne obciążenie	130 kg
Tapicerka	Medyczna, dostępna w wielu wariantach kolorystycznych
Stelaż	Wybrane warianty kolorystyczne

Wykończenie i konfiguracja

Fotel oferowany jest z tapicerką skóropodobną lub winylową oraz w szerokiej gamie kolorów, dzięki czemu można dopasować go do standardu wizualnego placówki. Dostępne są również wybrane warianty kolorystyczne stelaża. Pozwala to połączyć funkcjonalność stanowiska zabiegowego z estetyką wyposażenia wnętrza.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [fotel do pobierania krwi FK-02 z opcją podnóżka](#), [fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości](#) oraz [fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga](#).

FAQ

Czy fotel umożliwia pobieranie krwi z lewej i prawej strony?

Tak. Dwustronna konstrukcja pozwala wygodnie przygotować stanowisko do poboru krwi z obu stron, co zwiększa elastyczność pracy personelu.

Czy podłokietniki mają regulację?

Tak. Model wyposażono w podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia w poziomie, co ułatwia dopasowanie podparcia do pacjenta i rodzaju procedury.

Jakie jest dopuszczalne obciążenie fotela?

Dopuszczalne obciążenie wynosi 130 kg.

Do jakich placówek pasuje ten model?

Fotel sprawdzi się w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, przychodniach, laboratoriach oraz szpitalach.

Czy można dobrać kolor tapicerki i stelaża?

Tak. Produkt jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych tapicerki oraz w wybranych opcjach kolorów stelaża.

Czym różni się dwustronny fotel do pobierania krwi od standardowego modelu?

Dwustronny fotel do pobierania krwi umożliwia wygodniejszą pracę z prawą lub lewą ręką pacjenta. Dzięki regulowanym podłokietnikom personel może łatwiej dopasować stanowisko do strony pobrania, ustawienia gabinetu i budowy ciała pacjenta.

Czy ten fotel nadaje się do małego punktu pobrań?

Tak. Kompaktowa konstrukcja, szerokość całkowita 80 cm i regulowane podłokietniki sprawiają, że model dobrze pasuje do punktów pobrań, gabinetów zabiegowych i laboratoriów, w których liczy się oszczędność miejsca oraz szybkie przygotowanie pacjenta do procedury.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł), 102 miedziowy (+ 120,00 zł), 106 śliwka (+ 120,00 zł), 107 morski (+ 120,00 zł), 108 grafit (+ 120,00 zł), 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł), 110 rudy (+ 120,00 zł), 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł), 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)