

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-pobierania-krwi-fk-01-express-realizacja-p-3107.html>

Usługa
EXPRESS



Fotel do pobierania krwi FK-01 Express

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	1 018,52 zł
Dostępność	WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY
Numer katalogowy	SM-WS-SPK-FK-01

Opis produktu

Fotel do pobierania krwi FK-01 Express – szybkie wyposażenie stanowiska do pobrań

Fotel do pobierania krwi FK-01 Express to specjalistyczny mebel medyczny przeznaczony do pobrań krwi, iniekcji oraz innych krótkich procedur ambulatoryjnych wykonywanych w pozycji siedzącej. Wersja **Express** została przygotowana z myślą o placówkach, które potrzebują sprawdzonego stanowiska do pobrań bez długiego oczekiwania na realizację zamówienia.

Model FK-01 łączy **stabilną konstrukcję stalową** z **regulowanym oparciem pleców** oraz **dwoma podłokietnikami regulowanymi w wielu płaszczyznach**. Taka konfiguracja ułatwia wygodne ułożenie kończyny górnej pacjenta i usprawnia pracę personelu podczas pobrania materiału, szczepienia lub iniekcji. To rozwiązanie praktyczne dla punktów pobrań, gabinetów zabiegowych, laboratoriów, przychodni i oddziałów szpitalnych.

Dlaczego warto wybrać wersję Express?

W wielu placówkach liczy się nie tylko funkcjonalność wyposażenia, ale również czas wdrożenia stanowiska do pracy. **FK-01 Express** odpowiada właśnie na tę potrzebę. To dobry wybór wtedy, gdy trzeba szybko doposażyć punkt pobrań, wymienić zużyty fotel lub przygotować nowe stanowisko do codziennych procedur medycznych.

- krótszy termin realizacji zamówienia,
- sprawdzona i prosta konstrukcja do codziennego użytkowania,
- wygodne podparcie pacjenta podczas pobrania krwi lub iniekcji,
- łatwiejsza organizacja pracy personelu medycznego.

USŁUGA EXPRESS - REALIZACJA W 5 DNI ROBOCZYCH!!!

Najważniejsze cechy użytkowe

- regulowane oparcie pleców poprawiające komfort pacjenta,
- dwa podłokietniki z regulacją, ułatwiające pracę na lewym i prawym przedramieniu,
- stabilny stelaż ze stali malowanej proszkowo,
- maksymalne obciążenie do 150 kg,
- możliwość doposażenia fotela w podgłówek,
- zastosowanie w gabinetach, punktach pobrań, laboratoriach i przychodniach.

Zastosowanie fotela FK-01 Express

Model FK-01 Express został zaprojektowany do codziennej pracy w placówkach, w których wykonywane są powtarzalne procedury ambulatoryjne. Fotel sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest stabilne, wygodne i nieskomplikowane w obsłudze stanowisko do pobrań.

- punkty pobrań i laboratoria diagnostyczne,
- gabinety zabiegowe i iniekcyjne,
- przychodnie POZ i poradnie specjalistyczne,
- oddziały szpitalne i izby przyjęć,
- placówki medyczne doposażające stanowisko w krótkim czasie.

Parametry techniczne

- wysokość całkowita: 100 cm,
- szerokość siedziska: 50 cm,
- szerokość całkowita: 71 cm,
- głębokość: 80 cm,
- wysokość siedziska: 50 cm,
- masa własna: 24 kg,
- maksymalne obciążenie: 150 kg,
- regulacja wysokości podłokietników: 25 cm,
- regulacja wysokości podgłówek: 25 cm,
- opcjonalny podgłówek dostępny za dopłatą.

Kiedy ten model będzie dobrym wyborem?

FK-01 Express będzie odpowiedni dla placówek, które szukają **fotelu do pobierania krwi z szybkim terminem realizacji**, ale nie potrzebują bardziej rozbudowanych modeli z podnóżkiem lub regulacją elektryczną. To praktyczne rozwiązanie do standardowych pobrań, szczepień i iniekcji, gdy liczy się stabilność, przewidywalność użytkowania i sprawna organizacja pracy.

Zobacz również [stanowiska do pobierania krwi](#), [fotel do pobierania krwi z podnóżkiem](#) oraz [stanowisko do iniekcji z elektrycznie regulowanym oparciem](#).

Najczęściej zadawane pytania;

Czy fotel FK-01 Express nadaje się do pobierania krwi i wykonywania iniekcji?

Tak. Model został przeznaczony do pobrań krwi, iniekcji oraz innych krótkich procedur ambulatoryjnych wykonywanych w pozycji siedzącej.

Czy fotel ma regulowane podłokietniki?

Tak. FK-01 Express wyposażono w dwa podłokietniki z regulacją, co ułatwia wygodne ułożenie lewej lub prawej kończyny górnej pacjenta.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela?

Maksymalne obciążenie modelu wynosi 150 kg.

Czy można zamówić fotel z podgłówkiem?

Tak. Model może zostać doposażony w opcjonalny podgłówek.

Dla jakich placówek ten model będzie odpowiedni?

To dobry wybór dla punktów pobrań, laboratoriów, gabinetów zabiegowych, przychodni i oddziałów szpitalnych, które potrzebują stabilnego stanowiska do codziennej pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża WS: RAL9003

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 345,00 zł) , Prestig N02 (+ 345,00 zł) , Prestig N03 (+ 345,00 zł) , Prestig N04 (+ 345,00 zł) , Prestig N05 (+ 345,00 zł) , Prestig N06 (+ 345,00 zł) , Prestig N07 (+ 345,00 zł)

Podglówek do fotela WS: Nie , Podglówek zwykły (+ 151,00 zł)